


Strapette™

5580 S. NOGALES HIGHWAY TUCSON, AZ 85706 USA
www.myAirLife.com



(English)



(Italian)

DEVICE DESCRIPTION: Support, Breathing Tube. Non-sterile, disposable, and for single-patient use. to support and anchor a patient's breathing tube.

INTENDED USE: Strapette with Tube Tackles is intended to support and anchor a patient's breathing tube.

INDICATIONS: Indicated for use to support and stabilize breathing tubes.

ENVIRONMENT: Hospitals, sub-acute facilities, medical clinics, pre-hospital, surgical centers, skilled nursing facilities, transport, home.

PATIENT TARGET GROUP: Infants, pediatric

EXPECTED CLINICAL BENEFITS: Functions as a device support and hold breathing tubes for comfort and safety. Helps avoid potential skin irritation.

CONTRAINDICATIONS: Contraindicated in individuals that should not wear a headband because of wounds or malformations of the cranium.

⚠️ WARNINGS:

• Discontinue use if any visible skin irritation occurs. Head straps can cause cranium molding when applied too tight.

⚠️ CAUTIONS:

• Do not attempt to sterilize, autoclave or wash this device.

INSTRUCTIONS: Directions for Use:

1. Remove device from package.
2. Wrap the strap around patient's head with the foam side on the skin.
3. Position the Tube Tackles on the strap under the tubes being secured.
4. Position the tube over the center of the tube tackle and wrap the arms over the tube and attach them to the strap using the hook tabs on each end. Adjust the tightness as needed.

NOTE:

- Small Tube Tackles are sized for high flow oxygen tubes.
- Large Tube Tackles are sized for 10mm CPAP tubes.

(Spanish)

DESCRIPCIÓN DEL DISPOSITIVO: Soporte, sonda respiratoria. No estéril, desechable y de uso para un solo paciente. Sirve para apoyar y sujetar la sonda respiratoria de un paciente.

USO PREVISTO: El dispositivo Strapette con fijadores de sonda está diseñado para apoyar y sujetar la sonda respiratoria de un paciente.

INDICACIONES: Está diseñado para sujetar y estabilizar sondas respiratorias.

ENTORNO: Hospitales, unidades de enfermedades subagudas, clínicas médicas, centros de atención prehospitalaria, centros quirúrgicos, centros de enfermería especializados, transporte, hogar.

GRUPO OBJETIVO DE PACIENTES: Lactantes, pacientes pediátricos

BENEFICIOS CLÍNICOS ESPERADOS: Sirve para sujetar las sondas respiratorias y conferir así comodidad y seguridad. Ayuda a prevenir la posible irritación de la piel.

CONTRAINDICACIONES: Se desconocen.

⚠️ ADVERTENCIAS:

• Deje de usarlo si observa irritación en la piel. Las tiras para la cabeza pueden provocar deformaciones en el cráneo si se aprietan demasiado.

⚠️ PRECAUCIONES:

• No trate de esterilizar, esterilizar en autoclave ni limpiar este dispositivo.

INSTRUCCIONES: Instrucciones de uso:

1. Extraiga el dispositivo del envase.
2. Envuelva la cabeza del paciente con la parte de espuma de la tira hacia la piel.
3. Coloque los fijadores de sonda en la tira donde las sondas estén seguras.
4. Coloque la sonda en el centro del fijador, envuelva los brazos alrededor de la sonda y colóquelos en la tira usando las lengüetas de fijación de cada extremo. Ajuste según sea necesario.

NOTA:

- Los fijadores de sonda pequeños tienen el tamaño adecuado para sondas de oxígeno de flujo alto.
- Los fijadores de sonda grandes tienen el tamaño adecuado para sondas de CPAP de 10 mm.

(French)

DESCRIPTION DU DISPOSITIF: Support, tube respiratoire. Non stérile, jetable et à usage individuel. soutenir et fixer le tube respiratoire d'un patient.

USAGE PRÉVU: Le dispositif Strapette avec bloc-tubes est destiné à soutenir et fixer le tube respiratoire d'un patient.

INDICATIONS: Indiqué pour être utilisé pour soutenir et stabiliser les tubes respiratoires.

ENVIRONNEMENT: Hôpitaux, services de soins subaigus, cliniques médicales, services pré-hospitaliers, centres de chirurgie, établissements de soins infirmiers, transport, domicile.

GROUPE CIBLE DE PATIENTS: Nourissons, enfants

BÉNÉFICES CLINIQUES ESPÉRÉS: Fonctionne comme support de dispositif et soutient les tubes respiratoires afin d'offrir confort et sécurité. Contribue à éviter un risque d'irritation cutanée.

CONTRA-INDICATIONS: Aucune connue.

⚠️ AVERTISSEMENTS :

• Cessez l'utilisation en cas d'irritation cutanée visible. Les bandes de tête peuvent occasionner une déformation crânienne si elles sont trop serrées.

⚠️ MISES EN GARDE:

• N'essayez pas de passer ce dispositif à l'autoclave, ni de le stériliser ou le nettoyer.

CONSIGNES: Mode d'emploi:

1. Retirez le dispositif de l'emballage.
2. Enroulez la bande autour de la tête du patient, côté mousse sur la peau.
3. Positionnez les bloc-tubes sur la bande, sous les tubes à fixer.
4. Positionnez le tube au-dessus du centre du bloc-tube et enroulez les bras par-dessus le tube, puis reliez-les à la bande à l'aide des languettes à crochet à chaque extrémité. Ajustez le niveau de serrage au besoin.

REMARQUE:

- La taille des petits bloc-tubes est adaptée aux tubes d'oxygène à haut débit.
- La taille des gros bloc-tubes est adaptée aux tubes CPAP de 10 mm.

DESCRIZIONE DEL DISPOSITIVO: Supporto, tubo di respirazione. Non sterile, monouso e monopaziente. per supportare e ancorare il tubo di respirazione del paziente.

USO PREVISTO: La Strapette con ferma-tubo è studiata per supportare e ancorare il tubo di respirazione del paziente.

INDICAZIONI: Indicata per supportare e stabilizzare i tubi di respirazione.

AMBIENTE: Ospedali, unità subintensive, cliniche, strutture preospedaliere, centri chirurgici, strutture sanitarie assistite, trasporto, cure domiciliari.

GRUPPO DI PAZIENTI TARGET: Lattanti, età pediatrica

BENEFICI CLINICI PREVISTI: Funziona come supporto al dispositivo e fissa i tubi di respirazione per garantire comfort e sicurezza. Consente di evitare le potenziali irritazioni cutanee.

CONTROINDICAZIONI: Nessuna controindicazione nota.

⚠️ AVVERTENZE:

• Interrompere l'uso all'insorgenza di irritazione cutanea. Le fasce per la testa possono causare deformazione craniale se applicate troppo strette.

⚠️ PRECAUZIONI:

• Non tentare di sterilizzare, autoclavare o pulire questo dispositivo.

ISTRUZIONI: Istruzioni per l'uso:

1. Rimuovere il dispositivo dalla confezione.
2. Avvolgere la fascia intorno alla testa del paziente mettendo il lato rivestito di schiuma a contatto con la pelle.
3. Posizionare i ferma-tubo sulla fascia sotto ai tubi da fissare.
4. Posizionare il tubo sul punto centrale del ferma-tubo, avvolgere le lunghezze intorno al tubo e fissarle alla fascia con le linguette di aggancio a ciascuna estremità. Regolare la tensione secondo necessità.

NOTA:

- I ferma-tubo piccoli sono adatti ai tubi per ossigeno ad alti flussi.
- I ferma-tubo grandi sono adatti ai tubi CPAP da 10 mm.

(Greek)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ: Στήριγμα, αναπνευστικός σωλήνας. Μη αποστειρωμένο, μίας χρήσης, για χρήση σε έναν μόνο ασθενή. Για τη στήριξη και τη σταθεροποίηση του αναπνευστικού σωλήνα ενός ασθενή.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΣΚΟΠΟΣ: Το Strapette με Tube Tackle προορίζεται για τη στήριξη και τη σταθεροποίηση του αναπνευστικού σωλήνα ενός ασθενή.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Ενδείκνυται για τη στήριξη και τη σταθεροποίηση αναπνευστικών σωλήνων.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: Νοσοκομεία, κέντρα υπο-οξείας φροντίδας, ιατρικές κλινικές, προνοσοκομειακή περίθαλψη, χειρουργικά κέντρα, μονάδες εξειδικευμένης νοσηλείας, μεταφορά, περίθαλψη κατ' οίκον.

ΟΜΑΔΑ-ΣΤΟΧΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ: Βρέφη, παιδιατρικοί ασθενείς

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΚΛΙΝΙΚΑ ΟΦΕΛΗ: Λειτουργεί ως στήριγμα συσκευιών και συγκρατεί τους αναπνευστικούς σωλήνες για άνεση και ασφάλεια. Συμβάλλει στην αποφυγή πιθανού δερματικού ερεθισμού.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Καμία γνωστή.

⚠️ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:

• Διακόψτε τη χρήση εάν προκύψει εμφανής δερματικός ερεθισμός. Οι ιμάντες κεφαλής μπορεί να προκαλέσουν παραμόρφωση του κρανίου εάν σφίχθούν υπερβολικά.

⚠️ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:

• Μην επιχειρήσετε να απολυμάνετε, να αποστειρώσετε σε αυτόκαυστο ή να καθαρίσετε αυτήν τη συσκευή.

ΟΔΗΓΙΕΣ: Οδηγίες χρήσης:

1. Αφαιρέστε τη συσκευή από τη συσκευασία.
2. Τυλίξτε τον ιμάντα γύρω από το κεφάλι του ασθενή με την πλευρά του αφρώδους υλικού προς το δέρμα.
3. Τοποθετήστε τα Tube Tackle στον ιμάντα με τους σωλήνες σταθεροποιημένους.
4. Τοποθετήστε τον σωλήνα πάνω από το κέντρο του Tube Tackle, τυλίξτε τους βραχίονες πάνω από τον σωλήνα και στερεώστε τους στον ιμάντα με τη βοήθεια των αυτοκόλλητων ταινιών στα άκρα. Προσαρμόστε τη σύσφιξη ανάλογα με τις ανάγκες.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Τα μικρά Tube Tackle προορίζονται για σωλήνες οξυγόνου υψηλής ροής.
- Τα μεγάλα Tube Tackle προορίζονται για σωλήνες CPAP 10 mm.

(Portuguese)

DESCRIÇÃO DO DISPOSITIVO: Apoio, tubo respiratório. Não estéril, descartável e de utilização única. Para apoiar e fixar o tubo respiratório do paciente.

FINALIDADE: Strapette com fitas para tubos destina-se a apoiar e fixar o tubo respiratório do paciente.

INDICAÇÕES: Indicado para apoiar e estabilizar tubos respiratórios.

MEIO AMBIENTE: Hospitais, instalações subagudas, clínicas médicas, pré-hospitalar, centros cirúrgicos, instalações de cuidados especializados, transporte, casa.

GRUPO ALVO DO PACIENTE: Bebês, pacientes pediátricos

BENEFÍCIOS CLÍNICOS ESPERADOS: Funciona como um dispositivo para apoio e fixação dos tubos respiratórios, para conforto e segurança. Ajuda evitar a potencial irritação da pele.

CONTRA-INDICAÇÕES: Nenhuma conhecida.

⚠️ AVISOS:

• Interrompa a utilização se verificar uma irritação visível da pele. As cintas de cabeça podem causar a moldagem do crânio se estiverem demasiado apertadas.

⚠️ CUIDADOS:

• Não tente esterilizar, realizar autoclavagem ou limpar este dispositivo.

INSTRUÇÕES: Direções de utilização:

1. Remova o dispositivo da embalagem.
2. Enrole a cinta à volta da cabeça do paciente com a face revestida de espuma virada para a pele.
3. Posicione as fitas para tubos na cinta, por baixo dos tubos a fixar.
4. Posicione o tubo no centro da fita para tubos, enrole-a à volta do tubo e fixe-a à cinta utilizando as abas de gancho em cada extremidade. Ajuste conforme necessário.

NOTA:

- As fitas pequenas para tubos são adequadas para os tubos de fluxo elevado de oxigénio.
- As fitas grandes para tubos são adequadas para os tubos de CPAP de 10 mm.

(German)

PRODUKTBESCHREIBUNG: Unterstützung, Beatmungsschlauch. Nicht-sterile Einwegvorrichtung für Einsatz bei einem Patienten. Wird für die Unterstützung und Befestigung eines Beatmungsschlauches am Patienten verwendet.

VERWENDUNGS-ZWECK: Strapette mit Schlauchvorrichtungen dient der Unterstützung und Befestigung eines Beatmungsschlauches am Patienten.

INDIKATIONEN: Indiziert für den Einsatz zur Unterstützung und Stabilisierung von Beatmungsschläuchen.

UMGEBUNG: Krankenhäuser, subakute Einrichtungen, medizinische Kliniken, prästationäre, chirurgische Zentren, qualifizierte Pflegeeinrichtungen, Transport, häusliche Umgebung.

PATIENTENZIELGRUPPE: Kleinkinder, pädiatrische Patienten

ERWARTETER KLINISCHER NUTZEN: Dient als Geräteunterstützung und fixiert Beatmungsschläuche für Komfort und Sicherheit. Mindert potenzielle Hautreizungen.

KONTRAINDI-KATIONEN: Keine bekannt.

⚠️ WARNHINWEISE:

• Das Produkt nicht weiterverwenden, wenn sichtbare Hautreizungen auftreten. Die Kopfbänder können eine Verformung des Schädels verursachen, wenn diese zu fest angezogen werden.

⚠️ VORSICHTSMAß-NAHMEN:

• Versuchen Sie nicht, dieses Gerät zu sterilisieren, zu autoklavieren oder zu reinigen.

ANWEISUNGEN: Gebrauchsanweisung:

1. Vorrichtung aus der Verpackung nehmen.
2. Band um den Kopf des Patienten anbringen, mit der Schaumseite zur Haut.
3. Die Schlauchvorrichtung auf dem Band, unter den zu befestigenden Schläuchen, anbringen.
4. Schlauch über der Mitte der Schlauchvorrichtung positionieren und die Arme über den Schlauch legen und an

HINWEIS:

• Kleine Schlauchvorrichtungen werden für Sauerstoffschläuche mit hohem Durchsatz verwendet.

• Große Schlauchvorrichtungen werden für 10mm-CPAP-Schläuche verwendet.

(Dutch)

BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT: Ondersteuning, ademhalings slang. Niet-steriel en is bedoeld voor eenmalig gebruik bij een enkele patiënt. ter ondersteuning en verankering van de ademhalings slang van een patiënt.

BEOGDE DOEL: Strapette met Tube Tackles is bedoeld om de ademhalings slang van een patiënt te ondersteunen en verankeren.

INDICATIES: Geïndiceerd voor gebruik ter ondersteuning en stabilisatie van ademhalings slangen.

OMGEVING: Ziekenhuizen, subacute inrichtingen, medische klinieken, voorzienen vóór het ziekenhuis, chirurgische centra, geschoolde verzorgingsinstellingen, transport, thuis.

PATIËNTENDOELGROEP: Baby's, kinderen

VERWACHTE KLINISCHE VOORDELEN: Functioneert als een apparaatondersteuning en houdt ademhalings slangen vast voor comfort en veiligheid. Helpt mogelijke huidirritatie te voorkomen.

CONTRA-INDICATIES: Geen bekend.

⚠️ WAARSCHUWINGEN:

• Staak het gebruik als er huidirritatie optreedt. Hoofdbanden kunnen schedelvervorming veroorzaken als ze te strak worden aangehaald.

⚠️ WAARSCHU-WINGEN:

• Probeer dit apparaat niet te steriliseren, te autoclaven of te reinigen.

INSTRUCTIES: Gebruiksaanwijzing:

1. Verwijder het apparaat uit de verpakking.
2. Wikkel de band rond het hoofd van de patiënt met de schuimzijde naar de huid toe.
3. Plaats de Tube Tackle op de band onder de buisjes.
4. Plaats de buis over het midden van de Tube Tackle en wikkel de armen over de buis en bevestig ze aan het bandje met behulp van de haaklijpjes aan elk uiteinde. Pas de spanning zo nodig aan.

OPMERKING:

• Kleine Tube Tackles zijn geschikt voor zuurstofslangen met een hoog debiet.

• Grote Tube Tackles zijn geschikt voor CPAP-slangen van 10 mm.

(Danish)

BESKRIVELSE AF ANORDNINGEN: Støtte til respirations slange. Ikke steril, kun til engangsbrug. til at støtte og fastgøre en patients respirations slange.

TILSIGTET BRUG: Strapette med slangegreb er beregnet til at støtte og fastgøre en patients respirations slange

INDIKATIONER: Indiceret til støtte og stabilisering af respirations slanger.

ANVENDELSES-MILJØ: Hospitaler, subakutte faciliteter, lægeklinikker, akut pleje, kirurgiske centre,

kvalificerede plejefaciliteter, transport, hjemme.

PATIËNTMÅL-GRUPPE: Spædbørn, pædiatrisk

FORVENTEDE KLINISCHE FORDELE: Den er beregnet til at støtte og fastholde respirations slanger for komfort

og sikkerhed. Forebygger potentiel hudirritation.

KONTRAINDI-KATIONER: Ingen kendte.

⚠️ ADVARSLER:

• Stop brug af enheden, hvis der opstår synlig hudirritation. Hovedstropper kan forårsage forning af kraniet, hvis de sidder for stramt.

⚠️ FORHOLDSREGLER:

• Forsøg ikke at sterilisere autoklavere eller rensne denne enhed.

BRUGSANVISNING: Brugsanvisning:

1. Fjern enheden fra pakken.
2. Læg stroppen rundt om patientens hoved med skumside mod huden.
3. Placer slangegrebene på stroppen under de slanger, der skal fastgøres.
4. Placer slangen over midten af slangegrebet, og læg enderne hen over slangen, og fastgør dem til stroppen ved hjælp af endernes burrebånd. Juster efter behov.

BEMÆRK:

• Små slangegreb er beregnet til itslanger med høj gennemstrømning.

• Store slangegreb er beregnet til 10 mm CPAP-slanger.

(Swedish)

ENHETS BESKRIVNING: Support, andnings slang. Osteril, för engångsbruk och patientbunden användning. för att stötta och förankra patientens andnings slang.

AVSETT SYFTE: Strapette med slangfixerare är avsedd att stötta och förankra patientens andnings slang.

INDIKATIONER: Indikerad för att stötta och stabilisera andnings slanger.

MILJÖ: Sjukhus, subakuta inrättningar, läkarkliniker, pre-sjukhus, kirurgicenter, rehab-center, transport, hemma.

PATIËNT-MÅLGRUPP: Spädbarn, barn

FÖRVÄNTADE KLINISKA FÖRDELAR: Fungerar som en enhets support och håller andnings slanger på plats för

bekvämlighet och säkerhet. Hjälper till att undvika hudirritation.

KONTRAINDI-KATIONER: Inga kända.

⚠️ VARNINGAR:

• Avbryt användning om synlig hudirritation uppstår. Huvudbanden kan orsaka deformering på skallen om de dras åt för hårt.

⚠️ FÖRSIKTIGHETS-ÅTGÄRDER:

• Försök inte sterilisera, autoklavera eller rengöra denna enhet.

INSTRUKTIONER: Brugsanvisning:

1. Ta ut enheten från förpackningen.
2. Sätt bandet runt patientens huvud med skumside mot huden.
3. Sätt på slangfixerarna på bandet under slangarna som ska säkras.
4. Lägg slangen över mitten på slangfixeraren och lägg fläparna över slangen och fäst dem på bandet med fästflikarna. Justera tätheten vid behov.

OBS:

• Små slangfixerare är storleksanpassade för högföflödes syrgasslangar.

• Stora slangfixerare är storleksanpassade för 10 mm CPAP-slangar.

(Norwegian)

BESKRIVELSE AV ENHETEN: Støtte, pustetube. Ikke-steril, til engangsbruk og til bruk for én pasient. til å støtte og ankre pasientens pustetube.

TILSIKTET FORMÅL: Strapette med tubeholdere er laget for å støtte og ankre pasientens pustetube

INDIKASJONER: Indikert for bruk til støtte og stabilisering av pustetuber.

MILJØ: Sykehus, subakutter, medisinske klinikker, behandling for sykehusinnleggelse, kirurgiske sentre, sykepleiefaciliteter, transport, hjemme.

PASIENT-MÅLGRUPPE: Spedbarn, barn

FORVENTEDE KLINISCHE FORDELER: Fungerer som en støtte for enheten og holder pustetubene for å gi komfort og sikkerhet. Hjelper med å unngå potensiell irritasjon av huden.

KONTRAINDI-KASJONER: Ingen kjente.

⚠️ ADVARSLER:

• Avslutt bruken dersom det oppstår synlig irritasjon av huden. Hodestropper kan føre til hodefomsending dersom de settes på for stramt.

⚠️ FORHOLD-SREGLER:

• Ikke prøv å sterilisere, autoklave eller rengjøre denne enheten.

INSTRUKSJONER: Bruksanvisning:

1. Fjern enheten fra pakken.
2. Surr stroppen rundt pasientens hode med skumside ned mot huden.
3. Plasser tubeholderne på stroppen under tubene som skal sikres.
4. Plasser tuben over midten av tubeholderen, surr klaffene over tuben og fest dem til stroppen med krokflikene på hver ende. Stram til etter behov.

MERK:

• Små tubeholdere er tilpasset oksygentuber med høy strømming.

• Store tubeholdere er tilpasset 10 mm CPAP-tuber.

(Finnish)

LAITTEEN KUVAAUS: Tuki, hengitysletku. Epästeriili, kertakäyttöinen ja vain yhden potilaan käyttöön tukemaan ja ankkuroimaan potilaan hengitysputkea.

KÄYTTÖTARKEUTUS: Letkunkinnittimillä varustettu Strapette on tarkoitettu tukemaan ja ankkuroimaan potilaan hengitysletkua.

INDIKAATIOI: Tarkoitettu tukemaan ja stabiloimaan hengitysletkuja.

YMPÄRISTÖ: Sairaalat, subakuuttihoidon yksiköt, lääketieteelliset klinikat, esihoito, kirurgiakeskukset, kuntoutusyksiköt, kuljetus, kotihoito.

POTILASKOHDERYHMÄ: Vauvat, lapset

ODOTETTU KLININSET EDUT: Laitte tukee hengitysletkuja ja pitää ne paikallaan mukavasti ja turvallisesti. Auttaa välttämään mahdollista ihoärsytystä.

VASTASYYT: Ei mitään tunnettua.

⚠️ VAROITUSKSET:

• Lopeta käyttö, jos näkyvää ihoärsytystä esiintyy. Päähinnat voivat aiheuttaa kallon vaurioita, jos ne kiristetään liian tiukalle.

⚠️ VAROITOMET:

• Älä yritä puhdistaa tätä laitetta tai steriloida sitä autoklaavilla tai muulla menetelmällä.

OHJEET: Käyttöohjeet:

1. Poista laite pakkauksesta.
2. Kiedo hihna potilaan pään ympärille vaahtomuovi puoli ihoa vasten.
3. Aseta hinnan letkunkinnittimet kiinnitettävien letkujen alapuolelle.
4. Aseta letku kiinnittimen keskikohtaan, kiedo varret letkun ympäri ja kiinnitä ne hihnaan käyttäen kummassakin päässä olevaa tarra-aikeletta. Säädä kireyttä tarvittaessa.

HUOM:

• Pienet kiinnittimet koot sopivat korkeavirtaushappelituille.

• Suuret kiinnittimet sopivat 10 mm:n CPAP-letkuille.

(Polish)

OPIS URZĄDZENIA: Wspornik, rurka do oddychania. Wyrob niesterylny, jednorazowy i przeznaczony dla jednego pacjenta. Do podtrzymywania i mocowania rurki oddechowej pacjenta.

PRZEZNACZENIE: Strapette z uchwytyami na rurki jest przeznaczony do podtrzymywania i mocowania rurki oddechowej pacjenta.

WSKAZANIA: Wskazany do podtrzymywania i stabilizacji rurek oddechowych.

ŚRODOWISKO: Szpitale, zakłady opieki w stanach podostrych, przychodnie, warunki przedszpitalne, ośrodki chirurgiczne, specjalistyczne zakłady opieki pielęgniariskiej, transport, opieka domowa.

DOCELOWA GRUPA PACJENTÓW: Niemowlęta, dzieci

OCZEKIWANE KORZYŚCI KLINICZNE: Pełni funkcję przyrządu podtrzymującego i mocującego rurki

oddechowe w celu zapewnienia komfortu i bezpieczeństwa. Pomaga uniknąć potencjalnych podrażnień skóry.

PRZECIWW-SKAZANIA: Brak znanych.

⚠️ OSTRZEŻENIA:

• Zaprzestać stosowania w przypadku wystąpienia widocznych podrażnień skóry. Zbyt ciasno założona opaska na głowę może powodować zniekształcenia czaszki.

⚠️ PRZESTROGI:

• Tego wyrobu nie można poddawać sterylizacji, czyścić w autoklawie ani w żaden inny sposób.

INSTRUKCJE: Wskazówki użycia:

1. Wyjąć wyrób z opakowania.
2. Owinać opaskę wokół głowy pacjenta stroną piankową do skóry.
3. Umieścić uchwyty na rurki na opasce pod mocowanymi rurkami.
4. Umieścić rurkę na środku uchwyty na rurki, owinać ramiona na rurce i przymocować je do opaski za pomocą zaczepów na każdym końcu. W razie potrzeby wyregulować napięcie.

UWAGA:

• Małe uchwyty na rurki są dostosowane do rurek z cieno o dużym przepływie.

• Duże uchwyty na rurki są dostosowane do rurek CPAP o średnicy 10 mm.

 MT Promed Consulting GmbH
Ernst-Heckel-Straße 7
66386 St. Ingbert
Germany

 MedEnvy
NL-IM-000000248
Prinses Margrietplantsoen 33
Suite 123
2595 AM, The Hague
The Netherlands

 MT Promed Consulting Ltd.
Beaver House, 23-38
Hythe Bridge Street
Oxford, OX1 2EP
United Kingdom

 MedEnvy UK Limited
85, Great Portland Street – First Floor
London, W1W 7LT
United Kingdom

 **Westmed**
5580 S. Nogales Highway
Tucson, AZ 85706 USA
www.myAirLife.com
Made in Mexico
79705 Rev 4 2024/08

 
MedEnvy Switzerland
Gotthardstrasse 28
6302 Zug
Switzerland