

Septal-H™ Westmed

5580 S. NOGALES HIGHWAY TUCSON, AZ 85706 USA
(800) 975-7987 www.westmedinc.com



(English)

DEVICE DESCRIPTION: Hydrocolloid material used to protect fragile skin and support nasal breathing tubes. Non-sterile, disposable, and for single-patient use. It functions as a device for skin protection and tube support.

INTENDED USE: The Septal H is intended to be used to prevent injury to the nasal septum of newborn infants when they are fitted with a nasal cannula.

INDICATIONS: Indicated for use to protect newborn skin during treatment with a nasal breathing tube.

ENVIRONMENT: Hospitals, sub-acute facilities, medical clinics, pre-hospital, surgical centers, skilled nursing facilities, transport.

PATIENT TARGET GROUP: Infants, pediatric

EXPECTED CLINICAL BENEFITS: Functions as a device protect the skin and support nasal cannula in place. Aids patient comfort and reduce potential skin irritation.

CONTRAINDICATIONS: None known.

WARNINGS:

• Discontinue use if any visible skin irritation occurs.

CAUTIONS:

• Not for use to stabilize ET Tubes.

INSTRUCTIONS: Directions for Use:

- Remove device from package.
- (Optional) Apply the Hook Tab to the larger side of Septal H and the Loop Tab to the underside of the Nasal Cannula.
- Clean the nasal area and dry the skin
- Apply the larger part of Septal-H to the upper lip
- Hold it down a few seconds as the material responds to the warmth of your hands and the patient's skin.
- The cannula device may now be applied.

(Spanish)

DESCRIPCIÓN DEL DISPOSITIVO: Se usa material hidrocoloide para proteger la piel sensible y sostener las sondas respiratorias nasales. No estéril, desechable y de uso para un solo paciente. Sirve para proteger la piel y sostener las sondas.

USO PREVISTO: El dispositivo Septal H está diseñado para prevenir daños en el tabique nasal de los lactantes cuando se les conecta una cánula nasal.

INDICACIONES: Está diseñado para proteger la piel del recién nacido durante el tratamiento con una sonda respiratoria nasal.

ENTORNO: Hospitales, unidades de enfermedades subagudas, clínicas médicas, centros de atención prehospitalaria, centros quirúrgicos, centros de enfermería especializados, transporte.

GRUPO OBJETIVO DE PACIENTES: Lactantes, pacientes pediátricos

BENEFICIOS CLÍNICOS ESPERADOS: Sirve para proteger la piel y mantener la cánula nasal en su sitio. Ayuda a que el paciente se sienta cómodo y reduce la posible irritación de la piel.

CONTRAINDICACIONES: Se desconocen.

ADVERTENCIAS:

• Deje de usarlo si observa irritación en la piel.

PRECAUCIONES:

• No sirve para estabilizar cánulas endotraqueales.

INSTRUCCIONES: Instrucciones de uso:

- Extraiga el dispositivo del envase.
- (Opcional) Aplique la lengüeta de fijación en el lateral más grande del Septal H y la lengüeta con hebilla en la parte inferior de la cánula nasal.
- Limpie la zona nasal y seque la piel
- Coloque la parte más grande del Septal-H en el labio superior
- Manténgalo unos segundos para que el material responda al calor de las manos y de la piel del paciente.
- Ahora, se debe colocar el dispositivo con la cánula.

(French)

DESCRIPTION DU DISPOSITIF: Matière hydrocolloïde utilisée pour protéger les peaux fragiles et soutenir les tubes respiratoires nasaux. Non stérile, jetable et à usage individuel. C'est un dispositif servant à protéger la peau et à soutenir le tube.

USAGE PRÉVU: Le Septal-H est destiné à être utilisé pour éviter de blesser la cloison du nez chez les nouveaux-nés, lorsqu'ils sont équipés d'une canule nasale.

INDICATIONS: Indiqué pour protéger la peau des nouveaux-nés lors d'un traitement avec tube respiratoire nasal.

ENVIRONNEMENT: Hôpitaux, services de soins subaigus, cliniques médicales, services pré-hospitaliers, centres de chirurgie, établissements de soins infirmiers, transport.

GROUPE CIBLE DE PATIENTS: Nourrissons, enfants

BÉNÉFICES CLINIQUES ESPÉRÉS: Fonctionne comme dispositif pour protéger la peau et maintenir la canule nasale en place. Accroît le confort du patient et réduit le risque d'irritation cutanée.

CONTRE-INDICATIONS: Aucune connue.

AVERTISSEMENTS:

• Cessez l'utilisation en cas d'irritation cutanée visible.

MISES EN GARDE:

• Ne l'utilisez pas pour stabiliser les tubes ET (endotrachéaux).

CONSIGNES: Mode d'emploi:

- Retirez le dispositif de l'emballage.
- (Facultatif) Appliquez la languette à crochet sur le côté le plus large du Septal-H et la languette à boucle sur le dessous de la canule nasale.
- Nettoyez la zone nasale et séchez la peau.
- Apliquez la partie la plus large du Septal-H sur la lèvre supérieure.
- Appuyez dessus pendant quelques secondes car la matière réagit à la chaleur de vos mains et à la peau du patient.
- Le dispositif à canule peut à présent être appliqué.

(Italian)

DESCRIZIONE DEL DISPOSITIVO: Materiale idrocolloide utilizzato per proteggere la pelle fragile e sostenere i tubi di respirazione nasali. Non sterile, monouso e monopaziente. Funziona come dispositivo per la protezione della pelle e il sostegno del tubo.

USO PREVISTO: Il dispositivo Septal H è indicato per prevenire le lesioni al setto nasale nei neonati a cui viene inserita una cannula nasale.

INDICAZIONI: Indicato per proteggere la pelle del neonato durante la terapia con tubo di respirazione nasale.

AMBIENTE: Ospedali, unità subintensive, cliniche, strutture preospedaliere, centri chirurgici, strutture sanitarie assistite, trasporto, cure domiciliari.

GRUPPO DI PAZIENTI TARGET: Lattanti, età pediatrica

BENEFICI CLINICI PREVISTI: Funziona come dispositivo per proteggere la pelle e mantenere in posizione la cannula nasale. Agevola il comfort dei pazienti e riduce potenziali irritazioni cutanee.

CONTROINDICAZIONI: Nessuna controindicazione nota.

AVVERTENZE:

• Interrompere l'uso all'insorgenza di irritazione cutanea.

PRECAUZIONI:

• Non utilizzare per stabilizzare i tubi ET.

ISTRUZIONI: Istruzioni per l'uso:

- Rimuovere il dispositivo dalla confezione.
- (Facoltativo) Applicare la linguetta di aggancio al lato maggiore del Septal H e la linguetta a occhio al lato inferiore della cannula nasale.
- Pulire l'area del naso e asciugare la pelle.
- Applicare la parte più grande del Septal-H al labbro superiore.
- Premere per alcuni secondi affinché il materiale risponda al calore delle mani e della pelle del paziente.
- È ora possibile inserire la cannula.

(Greek)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ: Υδροκολλοειδές υλικό για την προστασία του ευαίσθητου δέρματος και τη στήριξη ρινικών αναπνευστικών σωλήνων. Μη αποστειρωμένο, μίας χρήσης, για χρήση σε έναν μόνο ασθενή. Λειτουργεί ως συσκευή προστασίας του δέρματος και στήριξης σωλήνων.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΣΚΟΠΟΣ: Το Septal H προορίζεται για την αποφυγή τραυματισμών στο ρινικό διάφραγμα νεογνών όταν υποστηρίζονται μέσω ρινικής κάνουλας.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Ενδείκνυται για την προστασία του δέρματος νεογνών κατά τη θεραπεία με ρινικό αναπνευστικό σωλήνα.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: Νοσοκομεία, κέντρα υπο-οξείας φροντίδας, ιατρικές κλινικές, προνοσοκομειακή περίθαλψη, χειρουργικά κέντρα, μονάδες εξειδικευμένης νοσηλείας, μεταφοράς.

ΟΜΑΔΑ-ΣΤΟΧΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ: Βρέφη, παιδιατρικοί ασθενείς

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΚΛΙΝΙΚΑ ΟΦΕΛΗ: Λειτουργεί ως συσκευή προστασίας του δέρματος και στήριξης της ρινικής κάνουλας στη θέση της. Συμβάλλει στην άνεση του ασθενή και περιορίζει τον κίνδυνο δερματικού ερεθισμού.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Καμία γνωστή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:

• Διακόψτε τη χρήση εάν προκύψει εμφανής δερματικός ερεθισμός.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:

• Να μην χρησιμοποιείται για τη στερέωση ενδοτραχειακών σωλήνων (ET).

ΟΔΗΓΙΕΣ: Οδηγίες χρήσης:

- Αφαιρέστε τη συσκευή από τη συσκευασία.
- (Προαιρετικά) Τοποθετήστε το σκληρό μέρος της αυτοκόλλητης ταινίας στη μεγαλύτερη πλευρά του Septal H και το μαλακό στην κάτω πλευρά της ρινικής κάνουλας.
- Καθαρίστε τη ρινική περιοχή και στεγνώστε το δέρμα
- Τοποθετήστε το μεγαλύτερο μέρος του Septal-H στο πάνω χείλος
- Κρατήστε το πατημένο για μερικά δευτερόλεπτα, επειδή το υλικό αντιδρά στη θερμότητα των χεριών σας και του δέρματος του ασθενή.
- Τώρα μπορείτε να τοποθετήσετε την κάνουλα.

(Portuguese)

DESCRIÇÃO DO DISPOSITIVO: Material hidrocolóide utilizado para proteger pele frágil e apoiar os tubos respiratórios nasais. Não estéril, descartável e de utilização única. Funciona como um dispositivo de proteção da pele e apoio de tubo.

FINALIDADE: O Septal-H destina-se a prevenir lesões no septo nasal de bebês recém-nascidos quando lhes é colocada uma cânula nasal.

INDICAÇÕES: Indicado para proteger a pele do recém-nascido durante o tratamento com tubo respiratório nasal.

MEIO AMBIENTE: Hospitais, instalações subagudas, clínicas médicas, pré-hospitalar, centros cirúrgicos, instalações de cuidados especializados, transporte.

GRUPO ALVO DO PACIENTE: Bebês, pacientes pediátricos

BENEFÍCIOS CLÍNICOS ESPERADOS: Funciona como um dispositivo protetor da pele e mantém a cânula nasal no seu lugar. Aumenta o conforto do paciente e reduz a potencial irritação da pele.

CONTRA-INDICAÇÕES: Nenhuma conhecida.

AVISOS:

• Interrompa a utilização se verificar uma irritação visível da pele.

CUIDADOS:

• Não é adequado para estabilizar tubos ET.

ISTRUÇÕES: Direções de utilização:

- Remova o dispositivo da embalagem.
- (Opcional) Aplique a aba de gancho na parte mais larga do Septal-H e a aba de laço na parte inferior da cânula nasal.
- Limpe a área nasal e seque a pele
- Aplique a parte mais larga do Septal-H no lábio superior
- Pressione-o por alguns segundos enquanto o material reage ao calor das suas mãos e da pele do paciente.
- Agora, o dispositivo de cânula pode ser aplicado.

(German)

PRODUKT-BESCHREIBUNG: Mit Hydrokolloid-Material, um die empfindliche Haut zu schützen und die nasalen Beatmungsschläuche zu unterstützen. Nicht-sterile Einwegvorrichtung für Einsatz bei einem Patienten. Hierbei handelt es sich um eine Vorrichtung für den Schutz der Haut und die Unterstützung der Schläuche.

VERVENDUNGS-ZWECK: Septal H soll die Nasenscheidewand von Neugeborenen vor Verletzungen schützen, wenn bei diesen eine Nasenkanüle angebracht werden muss.

INDIKATIONEN: Indiziert für die Verwendung zum Schutz der Haut von Neugeborenen bei der Behandlung mit einem nasalen Beatmungsschlauch.

UMGEBUNG: Krankenhäuser, subakute Einrichtungen, medizinische Kliniken, prästationäre, chirurgische Zentren, qualifizierte Pflegeeinrichtungen, Transport.

PATIENTENZIELGRUPPE: Kleinkinder, pädiatrische Patienten

ERWARTETER KLINISCHER NUTZEN: Hierbei handelt es sich um eine Vorrichtung zum Schutz der Haut und Unterstützung der Nasenkanüle. Erhöht den Komfort des Patienten und mindert eine potenzielle Reizung der Haut.

KONTRAINDI-KATIONEN: Keine bekannt.

WARNHINWEISE:

- Das Produkt nicht weiterverwenden, wenn sichtbare Hautreizungen auftreten.

VORSICHTSMAß-NAHMEN:

- Nicht für die Stabilisierung von Endotrachealtuben vorgesehen.

ANWEISUNGEN: Gebrauchsanweisung:

- Vorrichtung aus der Verpackung nehmen.
1. (Optional) Die Hakenlasche an der größeren Seite des Septal H an der Schlaufenlasche an der Unterseite der Nasenkanüle anbringen.
 2. Den Nasenbereich reinigen und die Haut trocknen
 3. Den größeren Teil des Septal H an der Oberlippe anbringen
 4. Einige Sekunden lang nach unten halten, damit das Material mit der Wärme Ihrer Hände und der Haut des Patienten reagieren kann.
 5. Die Kanülenvorrichtung kann nun angelegt werden.

(Dutch)

BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT: Hydrocolloïd materiaal dat wordt gebruikt om de kwetsbare huid te beschermen en de neusademhalingslangen te ondersteunen. Niet-steriel en is bedoeld voor eenmalig gebruik bij een enkele patiënt. Het functioneert als een apparaat voor huidbescherming en buisondersteuning.

BEOOGDE DOEL: De Septal H is bedoeld om te worden gebruikt om letsel aan het neustussenschot van pasgeboren baby's te voorkomen bij gebruik van een neuscanule.

INDICATIES: Geïndiceerd voor gebruik ter bescherming van de pasgeboren huid tijdens de behandeling met een nasale ademhalingslang.

OMGEVING: Ziekenhuizen, subacute inrichtingen, medische klinieken, voorzieningen vóór het ziekenhuis, chirurgische centra, geschoolde verzorgingsinstellingen, transport.

PATIËNTENDOELGROEP: Baby's, kinderen

VERWACHTE KLINISCHE VOORDELEN: Werkt als een apparaat ter bescherming van de huid en om de neuscanule op zijn plaats te houden. Biedt de patiënt meer comfort en vermindert mogelijke huidirritatie.

CONTRA-INDICATIES: Geen bekend.

WAARSCHUWINGEN:

- Staak het gebruik als er huidirritatie optreedt.

WAARSCHU-WINGEN:

- Niet voor gebruik om ET-buizen te stabiliseren.

INSTRUCTIES: Gebruiksaanwijzing:

- Verwijder het apparaat uit de verpakking.
1. (Optioneel) Breng het haaklijpje aan op de grotere kant van septum H en het luslijpje aan de onderkant van de neuscanule.
 2. Maak de neus schoon en droog de huid
 3. Breng het grootste deel van Septal-H aan op de bovenlip
 4. Houd het een paar seconden ingedrukt terwijl het materiaal reageert op de warmte van uw handen en de huid van de patiënt.
 5. Het canule-apparaat mag nu worden aangebracht.

(Danish)

BESKRIVELSE AF ANORDNINGEN: Der er anvendt hydrokolloidmateriale for at beskytte skrøbelig hud og støtte nasale respirationslanger. Ikke steril, kun til engangsbrug. Den fungerer som en enhed, der beskytter huden og støtter slangen.

TILSIGTET BRUG: Septal H er beregnet til at forhindre skader på næseskilleveggen hos nyfødte spædbørn, når de forsynes med en næsekanyle.

INDIKATIONER: Indiceret til at beskytte nyfødtes hud under behandling med en nasal respirationslange.

ANVENDELSES-MILJØ: Hospitaler, subakutte faciliteter, lægeklinikker, akut pleje, kirurgiske centre, kvalificerede plejefaciliteter, transport.

PATIENTMÅL-GRUPPE: Spædbørn, pædiatrisk

FORVENTEDE KLINISKE FORDELE: Den fungerer som en enhed, der beskytter huden og støtter den indsatte næsekanyle. Øger patientens komfort og reducerer potentiel hudirritation.

KONTRAINDI-KATIONER: Ingen kendte.

ADVARSLER:

- Stop brug af enheden, hvis der opstår synlig hudirritation.

FORHOLDSREGLER:

- Må ikke bruges til stabilisering af ET-rør.

BRUGSANVISNING: Brugsanvisning:

- Fjern enheden fra pakken.
1. (Valgfrit) Sæt burrebåndet på den største side af Septal H, og sno båndet om på undersiden af næsekanylen.
 2. Rengør næseområdet, og tør huden
 3. Læg Septal-H's største del på overlæben
 4. Hold den nede i et par sekunder, mens materialet reagerer på varmen fra dine hænder og patientens hud.
 5. Kanyleenheden kan nu anvendes.

(Swedish)

ENHETSBEKRIVNING: Hydrokolloida material används för att skydda ömtålig hud och ge stöd åt andningsslangar. Osteril, för engangsbruk och patientbunden användning. Det fungerar som en enhet för hudskydd och slangstöd.

AVSETT SYFTE: Septal H är avsedd att användas för att förebygga skada i näsans skiljevägg på nyfödda spädbarn när de försetts med näsgrimmor.

INDIKATIONER: Avsedd att användas för att skydda nyföddas hud under behandling med nasal andningslang.

MILJÖ: Sjukhus, subakuta inrättningar, läkarkliniker, pre-sjukhus, kirurgcenter, rehab-center, transport.

PATIENT-MÅLGRUPP: Spädbarn, barn

FÖRVÄNTADE KLINISKA FÖRDELAR: Fungerar som en enhet som skyddar huden och håller näsgrimmor på plats. Bidrar till patientens välbefinnande och reducerar potentiell hudirritation.

KONTRAINDI-KATIONER: Inga kända.

VARNINGAR:

- Avbryt användning om synlig hudirritation uppstår.

FÖRSIKTIGHETS-ÅTGÄRDER:

- Ska inte användas för att stabilisera ET-slangar.

INSTRUKTIONER: Bruksanvisning:

- Ta ut enheten från förpackningen.
1. (Valgfritt) Sätt fästfliken på den större sidan på Septal H och ögelfliken på näsgrimmans undersida.
 2. Rengör det nasala området och torka huden
 3. Sätt på den större delen av Septal H på överlappen
 4. Håll ner den några sekunder tills materialet svarar på varmen från dina händer och patientens hud.
 5. Nästgrimmor kan nu sättas på.

(Norwegian)

BESKRIVELSE AV ENHETEN: Hydrokolloid materiale som brukes til å beskytte følsom hud og støtte nasale pustetuber. Ikke-steril, til engangsbruk og til bruk for én pasient. Enheten brukes til tubestøtte og beskyttelse av huden.

TILSIKTET FORMÅL: Septal H er tiltenkt bruk for å forhindre skade på neseskilleveggen til nyfødte spedbarn når de påføres en nesekanyle.

INDIKASJONER: Indikert for bruk til beskyttelse av nyfødtes hud under behandling med en nese-pustetube.

MILJØ: Sykehus, subakutter, medisinske klinikker, behandling for sykehusinnleggelse, kirurgiske sentre, sykepleiefasiliteter.

PASIENT-MÅLGRUPPE: Spedbarn, barn

FORVENTEDE KLINISKE FORDELER: Enheten brukes til å beskytte huden og støtte nesekanylen. Gir pasienten mer komfort og reduserer potensiell irritasjon av huden.

KONTRAINDI-KASJONER: Ingen kjente.

ADVARSLER:

- Avslutt bruken dersom det oppstår synlig irritasjon av huden.

FORHOLD-SREGLER:

- Ikke til bruk for stabilisering av ET-tuber.

INSTRUKSJONER: Bruksanvisning:

- Fjern enheten fra pakken.
1. (Valgfritt) Sett på krokfliken på den største siden av Septal H og løkkefliken på undersiden av nesekanylen.
 2. Rengjør neseområdet og tørk huden
 3. Sett den største delen av Septal-H på overleppen
 4. Hold det nede et par sekunder mens materialet reagerer på varmen fra hendene dine og pasientens hud.
 5. Nå kan kanyleenheten settes på.

(Finnish)

LAITTEEN KUVAUS: Hydrokolloidinen materiaali, jota käytetään suojaamaan haurasta ihoa ja tukemaan nenähengityslletkuja. Epästeriili, kertakäyttöinen ja vain yhden potilaan käyttöön, Laite suojaa ihoa ja tukee letkuja.

KÄYTTÖTARKOITUS: Septal H on tarkoitettu käytettäväksi estämään nenän väliseinän vaurioita vauvoilla, kun heille on asetettu nenäkanyyli.

INDIKAATIOT: Tarkoitettu käytettäväksi suojaamaan vastasyntyneen ihoa nenähengityslsetkuhoidon aikana.

YMPÄRISTÖ: Sairaalat, subakuuttihoidon yksiköt, lääketieteelliset klinikat, ensihoito, kirurgiakeskukset, kuntoutusyksiköt, kuljetus.

POTILASKOHDERYHMÄ: Vauvat, lapset

ODOTETUT KLIINISET EDUT: Laite suojaa ihoa ja pitää nenäkanyylin paikallaan. Lisää potilaan mukavuutta ja vähentää mahdollista ihoärsytystä..

VASTASYYT: Ei mitään tunnettuja.

VAROITUSKSET:

- Lopeta käyttö, jos näkyvää ihoärsytystä esiintyy.

VAROTOIMET:

- Ei tarkoitettu stabiloimaan endotrakeaaliputkia.

OHJEET: Käyttöohjeet:

- Poista laite pakkauksesta.
1. (Valinnainen) Aseta tarrakaistale Septal H:n laajemmalle puolelle ja tarttumakaistale nenäkanyylin alapinnalle.
 2. Puhdista nenän alue ja kuivaa iho
 3. Aseta Septal-H:n laajempi osa ylähuolen päälle
 4. Pidä sitä paikallaan muutaman sekunnin ajan, sillä materiaali reagoi käsiysi ja potilaan ihon lämpöön.
 5. Kanyyli laite voidaan nyt asettaa.

(Polish)

OPIS URZĄDZENIA: Materiał hydrokoloïdowy używany do ochrony delikatnej skóry i podtrzymywania nosowych rurek oddechowych. Wyrób niesterylny, jednorazowy i przeznaczony dla jednego pacjenta. Służy jako przyrząd do ochrony skóry i podtrzymywania rurki.

PRZEZNACZENIE: Septal H jest przeznaczony do zapobiegania urazom przegrody nosowej u noworodków, którym zakładana jest kaniula nosowa.

WSKAZANIA: Wskazany do stosowania w celu ochrony skóry noworodka podczas leczenia za pomocą nosowej rurki oddechowej.

ŚRODOWISKO: Szpitale, zakłady opieki w stanach podostrych, przychodnie, warunki przedszpitalne, ośrodki chirurgiczne, specjalistyczne zakłady opieki pielęgnarskiej, transport.

DOCELOWA GRUPA PACJENTÓW: Niemowlęta, dzieci

OCZEKIWANE KORZYŚCI KLINICZNE: Pełni funkcję urządzenia chroniącego skórę i utrzymującego kaniulę nosową w miejscu. Zwiększa komfort pacjentów i zmniejsza potencjalne podrażnienia skóry.

PRZECIWW-SKAZANIA: Brak znanych.

OSTRZEŻENIA:

- Zaprzestać stosowania w przypadku wystąpienia widocznych podrażnień skóry.

PRZESTROGI:

- Nie stosować do stabilizacji rurek dotchawicznych.

INSTRUKCJE: Wskazówki użycia

- Wyjąć wyrób z opakowania.
1. (Opcjonalnie) Umieścić zaczepek po większej stronie Septal H, a pętlę po spodniej stronie kaniuli nosowej.
 2. Oczyszczyć okolice nosa i osuszyć skórę
 3. Umieścić większą część Septal-H na górnej wardze
 4. Przytrzymać go przez kilka sekund, ponieważ materiał reaguje na ciepło dłoni i skóry pacjenta.
 5. Teraz można zastosować kaniulę.

Westmed 

5580 S. Nogales Highway
Tucson, Arizona 85706 USA
Phone: 800-975-7987
Fax: 520-294-6061
www.westmedinc.com



MT Promedt Consulting GmbH
Altenhofstr. 80
66386 St. Ingbert, Germany
Patents 4,373,535; 4,448,206; 4,732,162;
4,897,083. Other patents pending.

Made in U.S.A.
79707, Rev. 01 2021/05