





		<div>prøveudtagning af udåndingsluften. Prøveudtagningsslangen fås med forskellige tilslutninger.</div>	<div>OHJEET: Kaikista vaarallista tilanteista on ilmoitettava käyttömaassa toimivalle, asiaan kuulluvalle viranomaiselle Hävitätä laite paikallisten, alueellisten tai kansallisten määräysten mukaan Follow instructions for proper care of device to prevent risk of contamination and</div>	<div>ZAMÝŠLENÝ ÚČEL: Vzorkovací hadičky jsou určeny k použití v situacích, kdy je nutné</div>
<div><div>CS (cont.)</div><div><p>monitorovat vydechovaný plyn.</p><p>INDIKACE: Vzorkovací hadičky jsou určeny k odběru vzorků vydechovaného plynu u intubovaných nebo neintubovaných pacientů vyžadujících monitorování vydechovaných plynů.</p><p>PROSTŘEDÍ: Nemocniční, subakutní, přednemocniční</p><p>CÍLOVÁ SKUPINA PACIENTŮ: Kojenci, dětští pacienti, dospělí</p><p>OČEKÁVANÉ KLINICKÉ PŘÍNOSY: 1) Upozornění lékařů na změny ve ventilačním stavu pacienta. 2) Poskytnutí informací o účinnosti kardiální resuscitace. 3) Ověření polohy ETT v průdušnici.</p><p>KONTRAINDIKACE: Nejsou známy. VAROVÁNÍ: Hadičku umístíte tak, aby nehrozilo přiskrcení pacienta.</p><p>UPOZORNĚNÍ: Pokud se u pacienta rozvine infekce, podráždění kůže nebo přecitlivělost na materiály, obraťte se na lékaře Na přírodní hadičku nepokládejte nic, co by mohlo bránit průtoku. Nadměrná sekrece pacienta nebo nahromadění tekutin v hadičce mohou bránit odběru vzorků a vyžadat si častější výměny hadičky. POKYNY: Pokud je nutné nahlásit jakékoliv závažné nehody, kontaktujte kompetentní úřad ve vaší zemi. Prostředek zlikvidujte v souladu s místními, státními nebo národními předpisy. Dodržujte pokyny pro správnou péči o prostředek, abyste předešli riziku kontaminace a poranění. Tento produkt je spotřební materiál a není určen k dlouhodobému použití. Před použitím zkontrolujte netěsnosti v místě spoju a správné umístění. Zkontrolujte, jestli je poloha správná, aby byla zajištěna detekce vydechovaných plynů. Když kapnografický monitor zjistí ucpaní vzorkovací hadičky, hadičku vyměňte.</p></div></div>	<div><p>materijali vastu, pidage nõu arstiga ärge asetage juurdevooluvoolikule midagi, mis võib voolu takistada Kui patsiendil eritub liiga palju sekreeti või voolikusse koguneb vedelikku, võib see proovivõtmist takistada ning nõuda sagedasemat vahetamist.</p><p>JUHISED: mis tahes tõsisest vahejuhtumist teatamiseks võtke ühendust teie riigi pädeva asutusega Kõrvaldage seade vastavalt kohalikele või riiklikele eeskirjadele Järgige seadme nõuetekohase hoolduse juhiseid, et vältida saastumise ja vigastuste ohtu. See toode on ühekordselt kasutatav ja see ei ole ette nähtud pikemaajaliseks kasutuseks Kontrollige enne kasutamist ühenduskohti leketes suhtes ning õiget paigutust Kontrollige õiget paigutust, et tagada väljahingatava gaasi tuvastamine. Kui kapnograafiamonitor osutab ummistusele, vahetage proovivõtuvoolik välja.</p><p>HU</p><p>ESZKÖZLEÍRÁS: CO2-mintavételi vezeték Ez a termék egy nem steril, egyszerű használatos, egy páciensen használható mintavételi vezeték, amely lehetővé teszi a kilélegzett levegőből történő mintavételt. A mintavételi vezeték különféle csatlakozókkal érhető el. RENDELTETÉS: A mintavételi vezetékek a kilélegzett levegő összetételének monitorozásához használhatók.</p><p>JAVALLATOK: A mintavételi vezetékek a kilélegzett levegő mintavételezéséhez használhatóak olyan intubált vagy nem intubált páciensek esetében, akiknél a kilélegzett levegő monitorozása szükséges.</p><p>KÖRNYEZET: Kórházi, szubakut, kórházi ellátás előtti</p><p>PÁCIENSEK CÉLCSOPORTJA: Csecsemők, gyermekek, felnőttek</p><p>VÁRHATÓ KLINIKAI ELŐNYÖK: 1) Értesíti a kezelőorvost a páciens légzési állapotának változásairól. 2) Információt biztosít a kardiopulmonális újraélesztés (CPR) hatássósságáról 3) Igazolja az endotracheális tubus megfelelő helyzetét a légcsőben.</p><p>ELLENJAVALLAT: Nem ismert</p><p>FIGYELMEZTETÉSEK: A csöveket a fulladásveszély elkerülése érdekében körültekintően kell elhelyezni.</p><p>VIGYÁZAT: Forduljon orvoshoz, ha a páciensnél fertőzés, bőrirritáció vagy szenzibilizáció tapasztalható. Semmilyen tárgyat ne helyezzen a csőre, amely akadályozhatja a levegő áramlását. Ha a páciens nagy mennyiségű váladéka vagy más folyadék gyülik össze a csőben, az a mintavételi vezeték elzáródását okozhatja. Ilyen esetben a vezetékét gyakrabban kell cserélni.</p><p>UTASÍTÁSOK: Minden súlyos váratlan eseményt jelentsen az adott ország felelős hatósága felé. Ez eszközt a helyi, állami vagy országos előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa. A fertőzés- és sérülésveszély csökkentése érdekében kövesse az eszköz helyes kezelésére vonatkozó utasításokat. A termék egyszer használatos, hosszú távú használatra nem alkalmas. Használat előtt ellenőrizze, hogy a csatlakozóknál nincs-e szivárgás, és az eszköz megfelelően van-e elhelyezve. Ellenőrizze, hogy az eszköz megfelelően van-e elhelyezve a kilélegzett levegő megfelelő észleléséhez. Cserélje le a mintavételi vezetékét, ha a kapnográfiai monitor elzáródást jelez.</p></div>	<div><p>SV</p><p>OPIS POMŔČKY: Hadička na odber vzoriek CO2 Táto pomôčka je nesterilná jednorazová hadička na odber vzoriek, ktorá umožňuje odber vzoriek vydychovaných plynov pacienta. Hadička na odber vzoriek je k dispozícií s rôznymi zakončovacimi konektormi.</p><p>ÚČEL POUŽITIA: Hadičky na odber vzoriek sú určené na použitie pri monitorovaní vydychovaného plynu.</p><p>INDIKÁCIE: Hadičky na odber vzoriek sú určené na použitie pri odbere vzoriek vydychovaného plynu u intubovaných alebo neintubovaných pacientov, u ktorých sa vyžaduje monitorovanie expirovaného plynu.</p><p>PROSTREDIE: Nemocničné, subakútne, prednemocničné</p><p>CIELOVÁ SKUPINA PACIENTOV: Dojčatá, deti, dospelí</p><p>OČAKÁVANÉ KLINICKÉ PŘÍNOSY: 1) Upozornuje lekárov na zmeny v stave ventilácie pacienta 2) Poskytuje informácie o účinnosti kardiálnej resuscitácie 3) Zaisťuje overenie umiestnenia endotracheálnej trubice.</p><p>KONTRAINDIKÁCIE: Nie sú známe</p><p>VÝSTRAHY: Hadičky umiestnite tak, aby nedošlo k škrteniu</p><p>UPOZORNENIA: Ak sa u pacienta rozvinie infekcia, podráždenie pokožky alebo citlivosť na materiál, konzultujte to s lekárom Na prírodnú hadičku neumiestňujte nič, čo by mohlo prekážať vo voľnom prietoku Nadmerná sekrécia u pacienta alebo nahromadenie kvapalín v hadičkách môže zablokovať odber vzorky a vyžadovať častejšiu výmenu.</p><p>POKYNY: Všetky závažné incidenty hláste príslušnému orgánu v svojej krajine Pomôcku zlikvidujte v súlade s miestnymi, oblasťnými alebo vnútroštátnymi predpismi Dodržiavajte pokyny o riadnej starostlivosti o pomôcku, aby sa predišlo riziku kontaminácie a úrazu. Tento výrobok je jednorazový a nie je určený na dlhotrvajúce použitie Pred použitím skontrolujte, či sú spoje bez trhlín a správne umiestnené Skontrolujte správne nasadenie pomôcky, aby sa zabezpečila detekcia vydychovaných plynov. Keď monitor kapnografu indikuje upchatie, vymeňte hadičku na odber vzorky.</p></div>	<div><p>SL</p><p>OPIS PRIPOMOČKA: Cev za vzorčenje CO2 Pripomoček je nesterilna cev za vzorčenje, ki je namenjena enkratni uporabi pri enem bolniku in omogoča vzorčenje izdihanih plinov. Cev za vzorčenje je na voljo z različnimi končnimi priključki.</p><p>NAMEN UPORABE: Cevi za vzorčenje se uporabljajo za nadzorovanje izdihanih plinov.</p><p>INDIKACIJE: Cevi za vzorčenje se uporabljajo za vzorčenje izdihanih plinov pri intubiranih bolnikih in pri neintubiranih bolnikih, pri katerih je treba spremljati izdihane pline.</p><p>OKOLJE UPORABE: Bolnišnica, subakutna uporaba, uporaba pred sprejemom v bolnišnico</p><p>CILNA SKUPINA BOLNIKOV: Dojenčki, pediatrični bolniki, odrasli</p><p>PRIČAKOVANE KLINIČNE KORISTI: 1) Zdravnike obvešča o spremembah dihalnega stanja bolnikov 2) Daje informacije o učinkovitosti postopka oživiljanja 3) Daje potrdilo o namestitvi endotrachealne cevi v sapnik.</p><p>KONTRAINDIKACIJE: Kontraindikacije niso znane</p><p>OPOZORILA: Cev je treba namestiti tako, da se prepreči strangulacija.</p><p>PREDVIDENOSTNI UKREPI: Če se pri bolniku pojavi vnetje, razdražena koža ali občutljivost na material, se posvetujte z zdravnikom. Na cev za dovajanje ne postavljajte ničesar, kar bi lahko zaviralo pretok. Če bolnik prekomerno izloča tekočine ali pa prihaja do nakopičenja tekočin v ceveh, lahko to prepreči vzorčenje in je zaradi tega treba pripomoček večkrat zamenjati.</p><p>NAVODILA: Resne težave sporočite pristojnemu organu v vaši državi. Pripomoček zavrzite skladno z lokalnimi, zveznimi ali nacionalnimi predpisi. Upošteвайте navodila za primerno vzdrževanje pripomočka, da preprečite tveganje kontaminacije in poškodbe. Pripomoček je namenjen enkratni uporabi in ga ni dovoljeno uporabljati dlje časa. Prepričajte se, da na priključkih ne prihaja do puščanja in da je pripomoček pravilno nameščen, preden začnete z uporabo. Prepričajte se, da je izdelek pravilno nameščen, da zagotovite zaznavanje izdihanih plinov. Če se na zaslonu za kapnografijo pojavi opozorilo o zamašitvi, je treba cev za vzorčenje zamenjati.</p><p>Pacientovo pretjerano izlučivanje ili nakupljanje tekućine u cijevi može blokirati uzorkovanje te može biti potrebna češća zamjena.</p><p>UPUTE: Obratite se nadležnom tijelu u svojoj državi da biste prijaviili bilo kakav ozbiljan incident Proizvod odložite u skladu s lokalnim, regionalnim ili državnim propisima Slijedite</p></div>	
				<div><p> Manufacturer</p><p> </p><p> CE 2797</p><p>SALTER LABS 30 Spur Drive El Paso, TX 79906 USA Made in Mexico</p><p>MT Promedct Consulting GmbH Altenhofstraße 80 D-66386 St. Ingbert Germany</p><p>Rx Only</p></div>

--	--	--	--	--