



<b>SV</b>
<b>ENHETS<span>BESKRIVNING</span>:</b> EtCO2-grimma för provtagning, oraali-/nasaalikanyyli Enheten är en osteril, patientbunden kanal för engångsbruk som möjliggör provtagning av patientens utandningsluft från både näsa och mun. <b>AVSETT SYFTE:</b> Den orala/nasala CO2-provtagningskanylen är avsedd att användas då utandningsgaser övervakas oralt eller nasalt. <b>INDIKATIONER:</b> Oral/nasal CO2-provtagningskanyl är avsedd att användas på patienter med spontanandning som behöver ha övervakning av utandningsgaser oralt eller nasalt. MILJÖ: Sjukhus, subakut, pre-sjukhus <b>PATIENTMÅLGRUPP:</b> Pediatrisk, vuxen Pediatrisk, vuxen Hållbarhetstid: 3 år <b>FÖRVÄNTADE KLINISKA FÖRDELAR:</b> 1) Förbättrar syremättnaden 2) Informerar läkarna om förändringar i patientens ventilationsstatus <b>KONTRAINDIKATIONER:</b> Inga kända VARNINGAR: Sätt slangen så att risk för strypning undviks <b>FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER:</b> Rådgör med läkare om patienten utvecklar infektion, hudirritation eller känslighet för material Ställ ingenting på tillförselslangen som kan stoppa flödet Överdriven patientsekretion eller en påsamling av vätska i slangarna kan stoppa provtagningen och kräver oftare utbyten. <b>INSTRUKTIONER:</b> Kontakta ditt lands kompetenta myndighet för att rapportera allvarliga incidenter Kassera enheten i enlighet med lokala, regionala eller nationella bestämmelser Följ instruktionerna för korrekt omhändertagande av enheten för att förebygga risken för kontamination och skada. Denna produkt är för engångsbruk och inte avsedd för utdragen användning Kontrollera om det finns läckor vid kopplingarna och att placeringen är korrekt innan användning Kontrollera att den är korrekt placerad för att säkra upptäckten av utandad gas. Byt ut provtagningsslangen när blockering indikeras av kapnografimonitorn.

<b>NO</b>
<b>BESKRIVELSE AV ENHETEN</b> EtCO2 munn/nese <span>kanyle</span> for prøvetaking. Enheten er ikke-steril, til engangsbruk, med kanyle for én pasient som gjør prøvetaking av pasienters utåndede gasser gjennom nese og munn mulig. <b>TILSIKTET FORMÅL:</b> Oral / nasal CO2 prøvetakingskanyle er beregnet på bruk det utåndet gass overvåkes oralt eller nasalt. <b>INDIKASJONER:</b> Oral / Nasal CO2-prøve-kanyle er beregnet på å brukes med spontant pustende pasienter som trenger at utåndet gass overvåkes oralt eller nasalt. <b>MILJØ:</b> Sykehus, subakutt, pre-sykehus <b>PASIENT-MÅLGRUPPE:</b> Barn, voksne Barn, voksne Holdbarhet: 3 år <b>FORVENTEDE KLINISKE FORDELER:</b> 1) Forbedre oksygenmetning 2) Varsler klinikere om endringer i pasientens ventilatorstatus <b>KONTRAINDIKASJONER:</b> Ingen kjent <b>ADVARSLER:</b> Plasser slangen slik at fare for kvelning unngås <b>FORHOLDSREGLER:</b> Kontakt lege hvis pasienten utvikler infeksjon, hudirritasjon eller er allergisk mot utstyrets materialer. Plasser ikke noe på tilførselslangen som kan hindre flyten Overdreven pasientsekresjon eller oppbygging av væsker i slangen kan utelukke prøvetakingen og krever hyppigere utskifting. <b>INSTRUKSJONER:</b> Kontakt ditt lands kompetente myndighet for rapportering om alvorlige lidelser Avhend enheten i samsvar med lokale, statlige eller nasjonal forskrifter Følg instruksjonene for å ta vare på denne enheten slik at risiko for forurensning og personska <span>de</span> kan forhindres. Dette produktet er til engangsbruk og er ikke beregnet på langvarig bruk. Sjekk for lekkasjer ved tilkoblinger og for korrekt plassering før bruk. Kontroller om den er riktig plassert for å sikre påvisning av utåndet gass. Skift ut prøvetakingslinjen når blokkering indikeres av kapnografimåleren.

<b>FI</b>
<b>LAITTEEN KUV<span>AUS</span>:</b> Happiviikset (oraali-/nasaalikanyyli) EtCO2-näytteenotolla Laitte on ei-steriili, kertakäyttöinen kanyyli, joka on tarkoitettu käytettäväksi yhdellä potilaalla ja joka mahdollistaa

näytteiden oton potilaan sekä sierainten että suun kautta ulos hengittämistä kaasusta. <b>KÄYTTÖTARKOITUS:</b> CO2-näytteenottokanyyliä (suun tai nenän kautta) käytetään uloshengitetyn kaasun valvomiseen suun tai nenän kautta. <b>INDIKAATIO<span>T</span>:</b> CO2-näytteenottokanyyliä (suun/nenän kautta) käytetään sellaisten itsenäisesti hengittävien potilaiden kohdalla, joiden ulos hengittämää kaasua on valvottava suun tai nenän kautta. <b>YMPÄRISTÖ:</b> Sairaalat, subakuuttinen hoito, ensihoito <b>POTILASKOHDERYHMÄ:</b> Lapset, aikuiset Lapset, aikuiset Varastointiaika: 3 vuotta <b>ODOTETUT KLIINISET EDUT:</b> 1) Parantaa happisaturaatiota 2) Ilmoittaa kliinikoille muutoksista potilaan hengityksessä <b>VASTASYYT:</b> Ei mitään tunnettuja <b>VAROITUSKSET:</b> Sijoita letkut niin, että kuristumiselta voidaan välttyä <b>VAROTOIMET:</b> Ota yhteyttä lääkäriin, jos potilas alkaa kärsiä infektiosta, ärtyneestä ihosta ja materiaaliyliherkyydestä Älä aseta syöttöletkujen päälle mitään, mikä voisi estää hapen virtausta Liiallinen potilaseritteiden tai nesteiden kerääntyminen letkuihin saattaa estää näytteiden ottamisen ja johtaa lyhyempiin vaihtoväleihin. <b>OHJEET:</b> Kaikista vaarallisista tilanteista on ilmoitettava käyttömaassa toimivalle, asiaan kuuluvalle viranomaiselle Hävitä laite paikallisten, alueellisten tai kansallisten määräysten mukaan Follow instructions for proper care of device to prevent risk of contamination and injury. Tämä tuote on kertakäyttöinen eikä sitä ole tarkoitettu pidempiaikaiseen käyttöön Tarkasta ennen käyttöä, etteivät liitännät vuoda ja että ne on kunnolla paikoillaan Tarkasta oikea asento varmistaaksesi ulos hengitetyn kaasun tunnistuksen. Vaihda näytteenottolinja, jos kapnografiamonitorilla ilmoitetaan tukoksesta.
--

<b>PL</b>
<b>OPIS URZĄDZENIA:</b> Próbkująca kaniula doustna/donosowa EtCO2 Urządzenie to niejałowa, jednorazowa i przeznaczona do użycia u jednego pacjenta kaniula, która umożliwia pobieranie próbek gazów wydechowych pacjenta z obu nozdrzy i jamy ustnej. <b>PRZEZNACZENIE:</b> Doustna/donosowa kaniula do pobierania próbek CO2 jest przeznaczona do stosowania w sytuacji konieczności monitorowania gazów wydechowych drogą przczustną lub przeznosową. <b>WSKAZANIA:</b> Doustna/donosowa kaniula do pobierania próbek CO2 jest przeznaczona do stosowania u pacjentów oddychających spontanicznie w sytuacji konieczności monitorowania gazów wydechowych drogą przczustną lub przeznosową. <b>ŚRODOWISKO:</b> Szpitale, warunki podostre, warunki przedszpitalne <b>DOCELOWA GRUPA PACJENTÓW:</b> Dzieci, dorośli Dzieci, dorośli Okres ważności: 3 lata <b>OCZEKIWANE KORZYŚCI KLINICZNE:</b> 1) Poprawia saturację tlenem 2) Powiadamia lekarzy o zmianach statusu wentylacji pacjenta <b>PRZECIWWSKAZANIA:</b> Brak znanych przeciwwskazań. <b>OSTRZEŻENIA:</b> Przewód należy umieścić tak, aby uniknąć ryzyka uduszenia. <b>PRZESTROGI:</b> Jeśli u pacjenta wystąpi infekcja, podrażnienie skóry lub uczulenie, należy skonsultować się z lekarzem. Na przewodzie doprowadzającym nie wolno umieszczać żadnych przedmiotów, które mogłyby ograniczyć przepływ. Zbyt duża ilość wydzielin pacjenta lub nagromadzenie się płynów w przewodzie może spowodować niedrożność linii próbkowania, co wymaga zwiększenia częstotliwości jej wymiany. <b>INSTRUKCJE:</b> Aby zgłosić poważny incydent, należy skontaktować się z krajowym organem odpowiedzialnym. Urządzenie należy usunąć zgodnie z przepisami lokalnymi, wojewódzkimi i krajowymi. Przestrzegać instrukcji dotyczących prawidłowej konserwacji urządzenia, aby zapobiec ryzyku zanieczyszczenia i obrażeń. Ten produkt jest jednorazowy i nie jest przeznaczony do długotrwałego stosowania. Przed użyciem należy sprawdzić szczelność połączeń i prawidłowość położenia. Sprawdzić prawidłowość położenia, aby zapewnić wykrywanie gazów

wydechowych.
Wymienić linię próbkowania, gdy monitor kapnograficzny wskaże blokadę.

<b>RU</b>
<b>ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ:</b> Оральная/назальная пробоотборная канолю для анализа EtCO2 Настоящее изделие представляет собой нестерильную канолю, предназначенную для одноразового использования у одного пациента, которая позволяет проводить отбор проб выдыхаемого воздуха из носа и изо рта. <b>ПРЕДУСМОТРЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:</b> Оральная/назальная пробоотборная канолю для анализа CO2 предназначена для мониторинга газового состава воздуха, выдыхаемого через рот или нос. <b>ПОКАЗАНИЯ:</b> Оральная/назальная пробоотборная канолю для анализа CO2 предназначена для использования у пациентов со спонтанным дыханием, которые нуждаются в мониторинге газового состава воздуха, выдыхаемого через рот или нос. <b>УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:</b> Больница, интенсивная терапия, догоспитальный этап <b>ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА ПАЦИЕНТОВ:</b> Дети, взрослые дети, взрослые Срок годности: 3 года <b>ОЖИДАЕМЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:</b> 1) Повышает сатурацию кислородом. 2) Оповещает медицинский персонал об изменениях состояния дыхания пациента. <b>ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:</b> Неизвестны. <b>ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:</b> Располагайте трубки таким образом, чтобы избежать удушения <b>ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ:</b> Немедленно обратитесь к врачу в случае появления у пациента инфекции, раздражения кожи или сенсибилизации к материалам Не располагайте на трубке подачи ничего, что может перекрыть поток Избыточное образование секрета у пациента или скопление жидкости в трубке может препятствовать отбору проб и требует более частой замены трубки. <b>ИНСТРУКЦИИ:</b> О любых серьезных происшествиях следует сообщать в компетентные органы вашей страны Изделие подлежит утилизации в соответствии с местным, региональным или национальным законодательством Во избежание риска контаминации и травматизации необходимо соблюдать инструкции по надлежащему уходу. Настоящий продукт является одноразовым и не предназначен для длительного использования Перед использованием проведите проверку всех соединений на предмет утечки и правильной установки Проверьте правильность расположения изделия для обеспечения обнаружения выдыхаемого газа. В случае если капнограф показывает закупорку, необходимо заменить пробоотборную линию.

<b>RS</b>
<b>OPIS SREDSTVA:</b> Oralna/nazalna kanila za uzorkovanje je EtCO2 Sredstvo je nesterilna, jednokratna kanila za upotrebu na jednom pacijentu koja omogućava uzorkovanje gasova koje pacijent izdahne preko nozdrva i oralnim putem. <b>NAMENA:</b> Oralna/nazalna kanila za uzorkovanje CO2 predviđena je da se koristi u slučajevima kada se izdahnuti gas nadzire oralnim ili nazalnim putem. <b>INDIKACIJE:</b> Oralna/nazalna kanila za uzorkovanje CO2 predviđena je da se koristi kod pacijenata sa spontanim disanjem kod kojih se nadzire izdahnuti gas oralnim ili nazalnim putem. <b>OKRUŽENJE:</b> Bolnica; subakutno, pre bolničkog lečenja <b>SILJNA GRUPA PACIJENATA:</b> Pedijatrijski, odrasli pedijatrijski, odrasli Rok trajanja: 3 godine <b>OČEKIVANE KLINIČKE KORISTI:</b> 1) Poboljšanje zasićenja kiseonikom 2) Obaveštavanje medicinskog lica o statusu pacijentovog ventilatora <b>KONTRAINDIKACIJE:</b> Nema poznatih <b>UPOZORENJA:</b> Postavite creva tako da se izbegne davljenje <b>OPREZI:</b> Obratite se lekaru ako kod pacijenta dođe do pojave infekcije, iritacije kože ili osetljivosti na materijal Nemojte da stavljate ništa na dovodna creva što može da blokira protok Prekomerna sekrecija kod pacijenta ili nagomilavanje tečnosti u crevima mogu da dovedu do blokiranja funkcije uzorkovanja i mogu zahtevati češću zamenu. <b>UPUTSTVA:</b> Obratite se nadležnom organu u svojoj državi da biste prijavili sve ozbiljne incidente Odložite sredstvo u skladu sa lokalnim, državnim ili nacionalnim propisima Poštujte uputstva za pravilno

održavanje sredstva u cilju sprečavanja rizika od kontaminacije i povrede.
Ovaj proizvod je jednokratan i nije predviđen za dužu upotrebu
Pre upotrebe proverite da li na priključcima ima curenja i da li su ispravno postavljeni
Proverite ispravni položaj da biste osigurali detekciju izdahnutog gasa.
Zamenite crevo za uzorkovanje kada kapnograf ukaže na blokadu.

<b>CZ</b>
<b>POPIS PROSTŘEDKU:</b> Ústní/nosní vzorkovací kanyla pro měření EtCO2 Prostředek je nesterilní, spotřební kanyla k použití u jednoho pacienta umožňující odběr vzorků plynů vydechaných pacientem z obou nosních dírek a z úst. <b>ZAMÝŠLENÝ ÚČEL:</b> Ústní/nosní vzorkovací kanyla pro měření CO2 je určena k ústnímu nebo nosnímu monitorování vydechaných plynů. <b>INDIKACE:</b> Ústní/nosní vzorkovací kanyla pro měření CO2 je určena k použití u spontánně dýchajících pacientů vyžadujících ústní nebo nosní monitorování vydechaných plynů. <b>PROSTŘEDÍ:</b> Nemocniční, subakutní, přednemocniční <b>CÍLOVÁ SKUPINA PACIENTŮ:</b> Dětsíí pacienti, dospělí dětsíí pacienti, dospělí Životnost: 3 roky <b>OČEKÁVANÉ KLINICKÉ PŘÍNOSY:</b> 1) Zlepšení saturace kyslíkem. 2) Upozornění lékařů na změny ve ventilačním stavu pacienta. <b>KONTRAINDIKACE:</b> Nejsou známy. <b>VAROVÁNÍ:</b> Hadičku umístěte tak, aby nehrozilo přiškrcení pacienta. <b>UPOZORNĚNÍ:</b> Pokud se u pacienta rozvine infekce, podráždění kůže nebo přecitlivělost na materiály, obraťte se na lékaře Na přívodní hadičku nepokládejte nic, co by mohlo bránit průtoku. Nadměrná sekrece pacienta nebo nahromadění tekutin v hadičce mohou bránit odběru vzorků a vyžádat si častější výměny hadičky. <b>POKYNY:</b> Pokud je nutné nahlásit jakékoli závažné nehody, kontaktujte kompetentní úřad ve vaší zemi. Prostředek zlikvidujte v souladu s místními, státními nebo národními předpisy. Dodržujte pokyny pro správnou péči o prostředek, abyste předešli riziku kontaminace a poranění. Tento produkt je spotřební materiál a není určen k dlouhodobému použití. Před použitím zkontrolujte netěsnosti v místě spoju a správné umístění. Zkontrolujte, jestli je poloha správná, aby byla zajištěna detekce vydechaných plynů. Když kapnografický monitor zjistí ucpaní vzorkovací hadičky, hadičku vyměňte.

<b>JP</b>
装置の説明： EtCO2/採取用経鼻カニューレ 本装置は非滅菌、使い捨てで単一患者への使用を想定したカニューレであり、鼻および口療法からの患者呼気ガスの採取が可能です。 意図する目的： 経口/経鼻CO2採取カニューレは、口または鼻からの呼気ガスをモニタリングする場合に使用することを想定しています。 効能・効果： 経口/経鼻CO2採取カニューレは、口または鼻からの呼気ガスのモニタリングが必要な自発呼吸患者に使用することを想定しています。 環境： 病院、亜急性期、入院前対象患者群： 小児、成人 小児、成人 品質保持有効期限： 3年 期待される臨床上の利点： 1) 酸素飽和度の改善 2) 患者の人工呼吸器の状態変化を医師に知らせます 禁忌： 知見なし 警告： 首が絞まってしまうのを避けて配管を行ってください 注意： 患者に感染症の発症、皮膚刺激または材料への感作性が認められた場合は医師にご相談ください。 供給管に、流れを妨げる可能性のあるものを置かないでください 配管内に患者の過剰な分泌物や液体の堆積があると採取を妨げる可能性があるため、より頻繁な交換が必要となる場合があります。 指示： 重大な事象の報告については、国の関係監督庁にご連絡ください。 国、都道府県、市町村の規則に従って装置を廃棄してください。 指示にしたがって装置の取り扱いについては適切な注意を払い、汚濁や負傷のリスクを避けてください。 本製品は使い捨てであり、長期の使用は想定されていません。 使用する前に、接続部分の漏れおよび適切な配置を確認してください。 呼気ガスの検出を確実に行うため、適切な位置を確認してください。 カプノグラフィモニタにより閉塞が示された場合は、採取配管を交換してください。

 <b>Manufacturer</b> <b>SALTER LABS</b> 30 Spur Drive El Paso, TX 79906 USA Made in Mexico	<table border="1"> <tbody><tr> <td><b>EC</b></td> <td><b>REP</b></td> </tr> </tbody></table> MT  Consulting GmbH Altenhofstraße 80 D-66386 St. Ingbert Germany	<b>EC</b>	<b>REP</b>	 2797 
<b>EC</b>	<b>REP</b>			

