



(en)

### air-Q® 3/3G Placement Procedure

The procedure below is intended as a guide. Many techniques can be successfully used to properly place the air-Q® 3/3G into the pharynx.

- Open the inflation valve to air by inserting an empty syringe barrel into the inflation valve. Lubricate the external surface including the mask cavity ridges.
- Open the patient's mouth and elevate the tongue. Elevating the tongue lifts the epiglottis off the posterior pharyngeal wall and allows the air-Q® 3/3G easy passage into the pharynx. A mandibular lift is especially recommended. A tongue blade placed at the base of the tongue also works well for this purpose.
- Place the front portion of the air-Q® 3/3G mask between the base of the tongue and the soft palate at a slight forward angle, if possible.
- Pass the air-Q® 3/3G into position within the pharynx by gently applying inward and downward pressure, using the curvature of the air-Q® 3/3G mask and airway tube as a guide. Simply rotate the air-Q® 3/3G forward and inward. Minimal manipulation may be necessary to turn the corner into the upper pharynx. Continue to advance until fixed resistance to forward movement is felt. Correct placement is determined by this resistance to further advancement. Some users place the back of the left index finger behind the mask, flexing the finger forward to help guide the mask around the corner into the pharynx. Once the mask has negotiated the turn, the left hand is then used to do a mandibular lift while exerting downward and inward pressure on the air-Q® 3/3G with the right hand during final advancement into the pharynx. This technique seems to be easy to learn and is particularly successful. **DO NOT OVER-INSERT.**
- Tape the air-Q® 3/3G in place and inflate the air-Q® 3/3G cuff according to the Recommendations Table. Do not overinflate. Cuff pressure <60 cm H<sub>2</sub>O, ideal 20-30 cm.
- Check the air-Q® 3/3G connector to ensure it is fully engaged within the airway tube and attach the connector to the appropriate breathing device. Check for adequate ventilation.
- Place a bite block between the patient's teeth. Keep the bite block in place until the air-Q® 3/3G is removed.

### air-Q® 3/3G Intubation Procedure

The air-Q® 3/3G by Cookgas® LLC is intended not only to be an outstanding airway for general use, but also to be a simple and reliable tool for intubation of the trachea with OETT's. Due to its patented design, standard OETT's (sizes 9.0mm - 3.0mm) can be easily passed through the air-Q® 3/3G and into the trachea. Further, the air-Q® 3/3G can be easily removed following intubation with the aid of the patented air-Q® Removal Stylet, also by Cookgas®, LLC. The following procedure for intubation is only intended as a guide. Many techniques can be successfully used for tracheal intubation using the air-Q® 3/3G.

- Prior to intubation, the laryngeal musculature and vocal cords must be relaxed, either by an aerosolized local anesthetic or with the aid of a muscle relaxant.
- Pre-oxygenate.
- Prepare the appropriately-sized OETT by completely deflating the OETT cuff and lubricate well. It is important to deflate the OETT cuff completely to allow the OETT to slide easily within the air-Q® 3/3G.
- Disconnect the air-Q® 3/3G from the airway circuit and remove the air-Q® 3/3G connector. This can be easily done by squeezing the air-Q® 3/3G tube between the index finger and thumb just distal to the connector with one hand, then rocking the

air-Q® 3/3G connector back and forth while pulling the connector outward away from the airway tube with the other.

- Insert the previously deflated and lubricated OETT through the air-Q® 3/3G to a depth of approximately 6 - 20 cm, depending on the air-Q® 3/3G size. This will place the distal tip of the OETT at or just proximal to the opening of the air-Q® 3/3G airway tube within the mask cavity. It is very important to lubricate the OETT and the air-Q® 3/3G airway tube completely to ensure easy passage of the OETT through the air-Q® 3/3G.
- The following suggestions for advancement of the OETT are intended as a guide. Many techniques can be successfully used to further advance the OETT into the trachea.

**CAUTION:** Always check for adequate ventilation and oxygenation following placement of the OETT.

- Fiber Optic Technique:** Using a Fiber Optic Endoscope, pass the scope through the OETT and into the trachea under direct visualization. Stabilize the Fiber Optic Endoscope and pass the OETT through the laryngeal inlet and into the proximal trachea, using the scope as a guide. Check the position of the OETT with direct visualization of the tracheal carina. Remove the Fiber Optic Endoscope. Add a small amount of air to the OETT cuff, then replace the OETT connector if necessary. Check for adequate ventilation. (If epiglottic intrusion or down-folding is seen during visualization, the air-Q® 3/3G usually need not be completely removed. Perform an external mandibular lift to elevate the epiglottis and pass the endoscope beneath the epiglottis and into the trachea followed by the OETT.
  - Stylet Technique:** Using an appropriate coude tipped intubating stylet or a lighted stylet, pass the intubation stylet through the OETT within the air-Q® 3/3G, through the laryngeal inlet and into the trachea. Pass coude-tipped stylets with tip pointing upward (anterior). By gently placing the fingers of the left hand over the cricoid area of the patient's throat, the stylet can usually be felt as a scraping or rubbing sensation as it passes through the cricoid ring. If properly positioned, the lighted stylet will also produce a bright yellow/red illumination over the cricoid area. Once the stylet passes into the trachea, simply advance the OETT over the stylet, through the laryngeal inlet and into the trachea, using the intubation stylet as a guide. Add a small amount of air to the OETT cuff, replace the OETT connector and check for adequate ventilation.
- NOTE:** If the OETT fails to advance over the stylet into the trachea, it is usually helpful to rotate the OETT counter clockwise while passing the OETT. If this fails, try again with a smaller size OETT.

### air-Q® 3/3G Removal Procedure

Removing the air-Q® 3/3G following OETT intubation is easily accomplished with the aid of the air-Q® Removal Stylet by Cookgas®, LLC. The air-Q® Removal Stylet consists of an adapter connected to a rod. The adapter is tapered from bottom to top, and has horizontal ridges and vertical grooves. The taper allows the stylet to accommodate multiple OETT sizes. The ridges engage the OETT in a firm, secure grip, giving the user control of the OETT during the air-Q® 3/3G removal process. The grooves allow spontaneously breathing patients unimpeded air passage within the OETT during removal of the air-Q® 3/3G. By immobilizing and exerting an inward stabilizing force on the OETT, the air-Q® Removal Stylet allows for the swift removal of the air-Q® 3/3G without dislodging the previously-placed OETT from the patient.

- Remove the OETT connector from the OETT.
- Squeeze the proximal portion of the OETT between the index finger

and the thumb, leaving enough room for the adapter portion of the stylet to enter the proximal opening of the OETT. Alternatively, squeeze the proximal end of the air-Q® 3/3G airway tube, trapping the OETT inside.

- Insert the tapered end of the air-Q® 3/3G Removal Stylet into the proximal OETT (the long axis should be in the 12 o'clock - 6 o'clock position) until the adapter fits snugly within the OETT.
- For larger sizes, (2.0 - 4.5), with firm inward pressure, rotate the stylet adapter in a clockwise direction (into the 3 o'clock - 9 o'clock position) until the adapter firmly engages the OETT. For smaller sizes (0 - 1.5) simply push the stylet firmly into the OETT. Please practice this a few times prior to attempting on a patient.
- Completely deflate the air-Q® 3/3G cuff and pilot balloon.
- Deflate and lubricate the pilot balloon on the OETT prior to with-drawing the air-Q® 3/3G. Reinflate the OETT following air-Q® 3/3G removal.
- While exerting an inward stabilizing force on the stylet, slowly withdraw the air-Q® 3/3G outward over the stylet rod.
- For larger sizes (2.0-4.5) pass the stylet through and through.
- For smaller sizes (0-1.5) remove the stylet from the proximal end of the air-Q® 3/3G while stabilizing the OETT at the mouth. Discard single-use air-Q® 3/3G's following use.
- Reposition the OETT to the proper depth within the patient, if needed, and then tape into place.
- Replace the OETT connector within the OETT. Inflate the OETT, if needed, and attach to an appropriate breathing device. Check for adequate ventilation.

### ⚠ Cautions/Warnings

- Inspect all air-Q® 3/3G devices prior to use. Discard defective devices.
  - Do not use sharp instruments on or near the air-Q® 3/3G.
  - Confirm that the air-Q® 3/3G size matches the connector size prior to use.
  - Confirm complete connector engagement within the airway tube prior to use.
  - The air-Q® 3/3G connector is removable and airway disconnect is possible. Take standard precautions to minimize the chance of disconnect.
  - Do not use excessive force during air-Q® 3/3G placement or removal.
  - Immediately check for adequate ventilation following placement.
  - If airway problems occur and persist, remove the air-Q® 3/3G and establish an effective airway by another method. Back-up means for ventilation should be readily available.
  - Deflate the air-Q® 3/3G cuff and pilot balloon completely prior to removal.
  - Maximum air-Q® 3/3G cuff pressure 60cm H<sub>2</sub>O. Cuff volume and/or pressure may change with the use of nitrous oxide or other medical gases. **DO NOT OVERINFLATE.**
  - Supralaryngeal Airways, including the air-Q® 3/3G, do not fully protect the patient from aspiration.
  - Recheck airway position and patency following all changes in the patient's head or neck position.
  - Supralaryngeal Airways are potentially flammable in the presence of lasers and electrical cautery.
  - Placement and maintenance of a bite block is recommended during air-Q® 3/3G use.
  - Re-use of single-use devices may lead to mechanical malfunction and potential micro biological contamination.
- Discard all single-use air-Q® 3/3G's following use.**
- The single-use air-Q® 3/3G has been sterilized utilizing Ethylene Oxide, a known carcinogen.

**MR** Non-clinical testing demonstrated that these devices are MR Conditional. These devices can be scanned safely in an MR system under the following conditions:

- Static magnetic field of 7-Tesla or less.
- Maximum spatial gradient magnetic field of 1,800-Gauss/cm (18-T/m)

### Contraindications

The air-Q® 3/3G is contraindicated in patients at high risk for regurgitation and/or aspiration. This includes, but is not limited to, patients undergoing major thoracic or abdominal surgery, patients who are non-fasted, morbidly obese, pregnant > 14 weeks, or suffer from delayed gastric emptying or esophageal reflux. Users must weigh the benefits of emergency airway needs with the potential risk of aspiration in these patients. air-Q® 3/3G's should be used in unconscious or topically anesthetized patients only.

### Adverse Effects

Previously reported adverse events with masked laryngeal airways include: sore throat, aspiration, regurgitation, vomiting, bronchospasm, gagging, hiccup, coughing, transient glottic closure, airway obstruction, laryngeal spasm, retching, breath holding, arytenoid dislocation, trauma and/or abrasion to the epiglottis, larynx, pharynx, uvula, hyoid and tonsils, tongue cyanosis, lingual nerve, vocal cord and hypoglossal nerve paralysis, tongue macroglossia, parotid gland swelling, dry mouth, dysphagia, feeling of fullness, mouth ulcer, dysarthria, dysphonia, hoarseness, stridor, pharyngeal ulcer, pulmonary edema, laryngeal hematoma, head and neck edema, myocardial ischemia and dysrhythmia.

Discard all defective air-Q® 3/3G's.

### Warranties

Cookgas® LLC agrees to warrant the single use air-Q® 3/3G for a period of 30 days following the invoice date. Warranty covers materials and manufacturing defects provided that the airway is used according to the procedures outlined in the Instructions For Use (IFU) manual. Warranty is valid only following purchase from authorized distributors.

Cookgas® LLC disclaims all other warranties whether expressed or implied.

Patents US 5,937,860 US 6,422,239 B1 US 6,892,731 B2 US 7,331,347 B2 US 7,900,632 B2	Patents CAN 6,705,321 B2 US 7,357,845 B2 US 7,780,900 B2 US 7,784,464 B2 US 7,934,502 B2 US 10,729,866 B2	Patents UK 2,231,331 2,371,435 2,410,043	Patents EU GB2324040B GB2407293B GB2405599B GB2357437B
---	---	---	--

Other USA & Foreign Patents Pending



Distributed exclusively by:



For Ordering Information, Contact:

2710 Northridge Dr. NW, Ste A  
Grand Rapids, MI 49544 USA  
www.Sun-Med.com



MT Promedt Consulting GmbH  
Ernst-Heckel-Straße 7  
66386 St. Ingbert  
Germany



MedEnvoy  
NL-IM-00000248  
Prinses Margrietplantsoen 33  
Suite 123  
2595 AM, The Hague  
The Netherlands



MT Promedt Consulting Ltd.  
Beaver House, 23-38  
Hythe Bridge Street  
Oxford, OX1 2EP  
United Kingdom



MedEnvoy UK Limited  
85, Great Portland Street – First Floor  
London, W1W 7LT  
United Kingdom



MedEnvoy Switzerland  
Gotthardstrasse 28  
6302 Zug  
Switzerland



1101 Lucas • Suite 200 • St. Louis, MO 63101-1159 USA  
Phone: 314-781-5700 • email: airQ@cookgas.com  
www.cookgas.com

### air-Q® 3/3G INTUBATING LARYNGEAL AIRWAY Instructions for Use

The air-Q® 3/3G is indicated as a primary airway in applications which do not require an endotracheal tube. It is also especially suited as an aid for intubation in difficult airway situations when an OETT is desired.

Thank you for purchasing the air-Q® 3/3G Intubating Laryngeal Airway by Cookgas® LLC. Due to its patented design, the air-Q® 3/3G is user-friendly. Placement is easy, air movement is outstanding, and intubation using standard oral endotracheal tubes (OETT), sizes 9.0mm - 3.0mm is straightforward and reliable. air-Q® 3/3G removal following intubation is quickly accomplished using the patented air-Q® Removal Stylet, also by Cookgas®, LLC.

Welcome to the Next Generation of Airway Management! Say Goodbye to the Difficult Airway, and Hello to the air-Q® 3/3G.

**The Only Airway You'll Want,  
The Only One You'll Need!**

This product is to be used by trained personnel only.

### Available in Single Use ONLY Instructions For Use:



#### Recommendations:

Size	IBW	Max OETT	Mouth Opening <sup>1</sup>	← <sup>2</sup> →	Max OG Tube <sup>3</sup> Fr	Inf. Vol. <sup>4</sup>
5	>80 kg	9.0mm	25 mm	20 cm	18	4-5 ml
4	60-80 kg	8.0mm	23 mm	18 cm	16	3-4 ml
3	30-60 kg	7.0mm	20 mm	16 cm	14	2-3 ml
2	17-30 kg	5.5mm	17 mm	14 cm	10	1-2 ml
1.5	7-17 kg	5.0mm	14 mm	11 cm	8	1 ml
1.0	4-7 kg	4.5mm	11 mm	9 cm	8	0.5-1 ml
0.5	2-4 kg	4.0mm	8 mm	7 cm	6	0-0.5 ml
0	< 2 kg	3.0mm	5 mm	6 cm	5	0-0.5 ml

- Minimum mouth opening for insertion.
- Distance from the external edge of the airway tube to the internal venturi opening.
- Maximum OG size (airQ® 3G only).
- Recommended inflation volume following insertion with inflation valve open to air.

## Recommended insertion Technique

Anbefalet indføringsteknik  
Aanbevolen inbrengetechnik  
Technique d'insertion recommandée  
Empfohlenes Einführungsverfahren  
Συνιστώμενη τεχνική εισαγωγής  
Tecnica di inserimento consigliata  
Anbefalt innføringsteknikk  
Zalecana technika wsuwania  
Técnica de Inserção Recomendada  
Рекомендованная техника введения  
Técnica de inserción recomendada  
Rekommenderad införselsteknik  
Önerilen Sokma Tekniği  
推荐插入方法




## Recommended Depth of Insertion Range

Anbefalet område for indføringsdybde  
Aanbevolen inbrengeteptebeik  
Profondeur recommandée de la portée d'insertion  
Empfohlener Einführtiefenbereich  
Συνιστώμενο βάθος εύρους εισαγωγής  
Gamma di profondità di inserimento raccomandata  
Anbefalt område for innføringssdybde  
Zalecany zakres głębokość wsuwania  
Intervalo de Profundidade de Inserção Recomendada  
Рекомендованный диапазон глубины введения  
Profundidad recomendada del rango de inserción  
Rekommenderat djup för införselspann  
Önerilen Sokma Aralığı Derinliği  
推荐插入深度的范围

## LEGEND

1. Incisors
2. Tongue
3. Hyoid Bone
4. Vocal Cords/folds
5. Thyroid Cartilage
6. Trachea
7. Esophagus
8. Laryngeal Inlet
9. Epiglottis
10. Arytenoid Cartilages
11. Sealing Mechanism
12. Ventilatory Opening
13. Recommended Depth of Insertion Marks
14. Connector
15. Cervical Vertebrae #2
16. Oral Pharynx
17. Nasal Pharynx
18. Mandible



## Optimal Placement

Optimal placering  
Optimale plaatsing  
Mise en place optimale  
Optimale Platzierung  
Βέλτιστη τοποθέτηση  
Posizionamento ottimale  
Optimal plassering  
Optymalne położenie  
Colocação correta  
Оптимальное расположение  
Colocación óptima  
Optimal placering  
Optimal Yerleştime  
最佳放置方案





1101 Lucas • Suite 200 • St. Louis, MO 63101-1159 EE. UU.
Teléfono: 314-781-5700 • Correo electrónico: air-Q@cookgas.com
www.cookgas.com

air-Q® 3/3G

TUBO RESPIRATORIO LARÍNGEO PARA INTUBACIÓN
Instrucciones de uso

El air-Q® 3/3G está indicado como tubo respiratorio principal en aplicaciones que no exigen un tubo endotraqueal. También es especialmente adecuado para ayudar en la intubación en situaciones de dificultad respiratoria, cuando se desea un tubo endotraqueal por vía oral (OETT).

Gracias por adquirir el Tubo respiratorio laríngeo para intubación air-Q® 3/3G de Cookgas, LLC. Gracias a su diseño patentado, el tubo respiratorio laríngeo air-Q® 3/3G es fácil de usar. Es fácil de colocar, el movimiento de aire es sobresaliente y la intubación mediante tubos endotraqueales orales (OETT) estándar, en tamaños de 9,0 mm-3,0 mm, es sencilla y fiable. La extracción del dispositivo air-Q® 3/3G después de la intubación se logra con rapidez mediante el uso del Estilete de extracción air-Q®, también de Cookgas, LLC.

¡Bienvenido al manejo de tubos respiratorios de última generación! Despidase de los tubos respiratorios complicados y dé la bienvenida a los air-Q® 3/3G.

El único tubo respiratorio que querrá y el único que necesitará.

Este producto debe ser usado únicamente por personal capacitado.

Disponibile para un solo uso ÚNICAMENTE!
\*Instrucciones de uso:

Recomendaciones:

Table with 7 columns: Tama-ño, Índice de peso corporal, Máx. OET, Abertura de la boca¹, ← →, Máx. OG Tubo ² Fr, Inf. Vol. ⁴. Rows include sizes 5, 4, 3, 2, 1,5, 1,0, 0,5, 0.

Procedimiento de colocación de air-Q® 3/3G

El siguiente procedimiento debe utilizarse como guía. Para colocar el dispositivo air-Q® 3/3G en la faringe pueden utilizarse con éxito muchas técnicas.

- 1. Abra la válvula de inflado a la posición aire e inserte el émbolo de una jeringa vacía en la válvula de inflado. Lubrique la superficie externa, incluyendo los bordes de la cavidad de la mascarilla.
2. Abra la boca del paciente y eleve la lengua. La elevación de la lengua eleva la epiglótis y la separa de la pared faríngea posterior, lo cual permite que el dispositivo air-Q® 3/3G entre con facilidad en la faringe.
3. Coloque la parte frontal de la mascarilla de air-Q® 3/3G entre la base de la lengua y el paladar blando en un ligero ángulo hacia delante, si es posible.
4. Coloque el dispositivo air-Q® 3/3G en posición dentro de la faringe aplicando con cuidado presión hacia dentro y hacia abajo, usando la curvatura de la mascarilla air-Q® 3/3G y del tubo respiratorio como guía.
5. Fije el dispositivo air-Q® 3/3G en su lugar con cinta adhesiva e infle el manguito air-Q® 3/3G de acuerdo con la tabla de recomendaciones.
6. Compruebe el conector air-Q® 3/3G para asegurarse de que esté bien conectado en el tubo respiratorio y fíjelo al dispositivo de respiración que proceda.
7. Coloque un bloque de mordida entre los dientes del paciente.

Procedimiento de intubación de air-Q® 3/3G

El dispositivo air-Q® 3/3G de Cookgas, LLC no solo está diseñado como excelente tubo respiratorio para uso general, sino que también es una herramienta sencilla y fiable para la intubación de la tráquea con un OETT. Gracias a su diseño patentado, los OETT de tamaño estándar (tamaños 9,0 mm-3,0 mm) pueden pasar por el air-Q® 3/3G con facilidad e introducirse en la tráquea. Además, el dispositivo air-Q® 3/3G puede extraerse con facilidad después de la intubación con ayuda del estilete de extracción air-Q® patentado, también de Cookgas®, LLC. El procedimiento de intubación que se explica a continuación pretende exclusivamente servir como guía. Para la intubación traqueal usando el dispositivo air-Q® 3/3G pueden utilizarse con éxito técnicas diversas.

- 1. Antes de la intubación, deben relajarse la musculatura laríngea y las cuerdas vocales, bien mediante anestesia local en aerosol o con la ayuda de un relajante muscular.
2. Preoxigenación.
3. Prepare el OETT del tamaño adecuado desinflando por completo el manguito del OETT y lubricándolo bien.
4. Desconecte el air-Q® 3/3G del dispositivo respiratorio y retire el conector de air-Q® 3/3G. Esto puede hacerse con facilidad al apretar el tubo air-Q 3/3G entre los dedos índice y pulgar distales al conector con una mano,

balanceando de adelante hacia atrás el conector air-Q 3/3G al tiempo que se tira hacia fuera del conector para alejarlo del tubo respiratorio con la otra mano.

- 5. Inserte el OETT ya desinflado y lubricado por el air-Q® 3/3G hasta una profundidad de unos 6-20 cm, dependiendo del tamaño del air-Q® 3/3G. Esto colocará la punta distal del OETT en la abertura del tubo respiratorio air-Q® 3/3G o cerca de ella en la cavidad de la mascarilla.
6. Las siguientes sugerencias para el avance del OETT se pretenden como guía. Pueden utilizarse con éxito muchas técnicas para hacer avanzar más el OETT en la tráquea.

PRECAUCIÓN: Compruebe siempre que haya ventilación y oxigenación adecuadas después de la colocación del OETT.

- a. Técnica de la fibra óptica: Con un endoscopio de fibra óptica, páselo por el OETT y en la tráquea bajo visualización directa.
b. Técnica con estilete: Usando un estilete de intubación con punta accodada adecuado o un estilete con iluminación, pase el estilete de intubación por el OETT en el air-Q® 3/3G, a través de la entrada laríngea y en la tráquea.
NOTA: Si el OETT no avanza sobre el estilete en la tráquea, suele resultar útil girar el OETT en sentido antihorario al hacerlo pasar. Si esto falla, vuelva a intentarlo con un OETT de menor tamaño.

Procedimiento de extracción de air-Q® 3/3G

La extracción del air-Q® 3/3G después de realizar la intubación con el tubo endotraqueal oral (OETT) es sencilla gracias al estilete de extracción air-Q® de Cookgas, LLC. El estilete de extracción air-Q® se compone de un adaptador conectado a una varilla. El adaptador tiene forma cónica desde la parte inferior hasta la parte superior; tiene rebordes horizontales y ranuras verticales. La forma cónica permite al estilete adaptarse a diversos tamaños de OETT. Los rebordes sujetan el OETT con firmeza y de forma segura, y permiten al usuario mantenerlo controlado mientras se extrae el air-Q® 3/3G. En los pacientes con respiración espontánea, las ranuras permiten la entrada de aire dentro del OETT durante la extracción del air-Q® 3/3G. Al inmovilizar y ejercer una fuerza estabilizadora hacia dentro sobre el OETT, el estilete de extracción air-Q® permite la retirada rápida del air-Q® 3/3G sin desconectar el OETT colocado antes en el paciente.

- 1. Retire el conector del OETT.
2. Apriete la parte proximal del OETT entre el dedo índice y el pulgar, y deje suficiente espacio para que la parte de adaptación del estilete se introduzca en la apertura proximal del OETT.
3. Inserte el extremo cónico del estilete de extracción air-Q® 3/3G en la

parte proximal del OETT (el eje más largo debería estar en la posición de 12 ó 6 en punto según las agujas del reloj) hasta que el adaptador encaje bien en el OETT.

- 4. Para los tamaños más grandes (2,0-4,5), ejerza una firme presión hacia dentro y gire el adaptador del estilete en sentido horario (hacia la posición de las 3 y las 9 en punto) hasta que el adaptador quede fijo con firmeza en el OETT.
5. Desinfele completamente el manguito del air-Q® 3/3G y el balón piloto.
6. Desinfe y limpie el balón piloto del OETT antes de extraer el air-Q® 3/3G.
7. Al tiempo que ejerza una fuerza estabilizadora hacia adentro sobre el estilete, retire lentamente el air-Q® 3/3G sobre la varilla del estilete.
8. Para los tamaños más grandes (2,0-4,5), haga presión el estilete. Para los tamaños más pequeños (0,1-1,5), retire el estilete del extremo proximal del air-Q® 3/3G al tiempo que estabiliza el OETT en la boca.
9. Si es necesario, vuelva a colocar el OETT en el paciente hasta la profundidad correcta y sujételo con un esparadrapo.
10. Vuelva a colocar el conector en el OETT. Infle el OETT si es necesario y conectelo a un dispositivo de respiración adecuado.

Precauciones/Advertencias

- 1. Inspeccione todos los dispositivos air-Q® 3/3G antes de su uso.
2. No utilice instrumentos filosos sobre ni cerca del air-Q® 3/3G.
3. Confirme que el tamaño del air-Q® 3/3G coincida con el tamaño del conector antes de usarlo.
4. Confirme la fijación completa del conector en el tubo respiratorio antes de su uso.
5. El conector air-Q® 3/3G es desmontable y el tubo respiratorio se puede desconectar.
6. No debe utilizar fuerza excesiva durante la colocación o la extracción del air-Q® 3/3G.
7. Compruebe de inmediato si hay una ventilación adecuada después de la colocación.
8. Si se producen y continúan problemas en las vías respiratorias, extraiga el air-Q® 3/3G y establezca unas vías respiratorias eficaces con otros métodos.
9. Deshinche completamente el manguito y el balón piloto de air-Q® 3/3G antes de su extracción.
10. La presión máxima del manguito air-Q® 3/3G es de 60 cm H2O.
11. Los tubos respiratorios supralaríngeos, incluyendo el air-Q® 3/3G, no protegen por completo al paciente de la aspiración.
12. Debe volver a comprobar la posición y abertura del tubo respiratorio después de cada cambio en la posición de la cabeza o el cuello del paciente.
13. Los tubos respiratorios supralaríngeos pueden inflamarse en presencia de láseres y dispositivos de electrocauterización.
14. Durante el uso de air-Q® 3/3G, se recomienda colocar y mantener un bloque de mordida.
15. La reutilización de un dispositivo desechable (de un único uso) puede ocasionar problemas mecánicos y posible contaminación microbiológica.
16. El air-Q® 3/3G desechable se ha esterilizado con óxido de etileno, un conocido carcinógeno.



Pruebas no clínicas demostraron que estos dispositivos son MR Conditional. Con este dispositivo, se puede escanear a un paciente de forma segura en un sistema RM según las siguientes condiciones:
• Campo magnético estático de 7 Tesla o menos.
• Campo magnético de gradiente espacial máximo de 1.800 gauss/cm (18 t/m)

Contraindicaciones

El air-Q® 3/3G está contraindicado en pacientes con riesgo elevado de regurgitación o aspiración. Esto incluye, sin limitarse a ellos, pacientes que se someten a operaciones quirúrgicas torácicas o abdominales mayores, pacientes que no hayan ayunado, que presenten obesidad mórbida, mujeres con embarazos de más de 14 semanas o pacientes que sufran de demora en el vaciado gástrico o de reflujo esofágico. Los usuarios deben sopesar los beneficios de las necesidades respiratorias de urgencia con los posibles riesgos de aspiración en estos pacientes. Los air-Q® 3/3G deben usarse exclusivamente en pacientes inconscientes o con anestesia local.

Efectos adversos

Los acontecimientos adversos comunicados anteriormente con los tubos respiratorios laríngeos con mascarilla incluyen: dolor de garganta; aspiración; regurgitación; vómitos; broncoespasmo; náuseas; hipot; tos; cierre glótico transitorio; obstrucción de las vías respiratorias; espasmo laríngeo; arcadas; apnea inspiratoria; luxación del cartilago aritenoides; traumatismo o abrasión de la epiglótis; laringe, faringe, úvula, hioideos y amígdalas; ciernes lingual; parálisis del nervio lingual; las cuerdas vocales y el nervio hipogloso; macroglosia lingual; hinchazón de la glándula parótida; xerostomía; disfagia; sensación de hinchazón; úlceras bucales; disartria; difonía; ronquera; estridor; úlceras faríngeas; edema pulmonar; hematomas laríngeos; edema de cabeza y cuello; isquemia y disritmia de miocárdio.

Deseche todos los air-Q® 3/3G defectuosos.

Garantías

Cookgas, LLC acepta garantizar el uso del air-Q® 3/3G reutilizable durante 30 días a partir de la fecha de la factura. La garantía cubre los defectos de los materiales y de fabricación, siempre y cuando el tubo respiratorio se haya utilizado conforme a los procedimientos indicados en el manual de Instrucciones de uso (IDU). La garantía es válida solo si la compra se realizó a un distribuidor autorizado.

Cookgas, LLC rechaza cualquier otra garantía explícita o implícita.

Table with 3 columns: Patentes EE. UU., Patentes Canadá, Patentes Reino Unido. Rows include patent numbers and dates.

Otras patentes estadounidenses y extranjeras pendientes



Producto de China

Distribuido exclusivamente por:



Para obtener información sobre pedidos, comunicarse con:

2710 Northridge Dr. NW, Ste A
Grand Rapids, MI 49544 USA
www.Sun-Med.com



MT Promed Consulting GmbH
Ernst-Heckel-Straße 7
66386 St. Ingbert
Germany



MT Promed Consulting Ltd.
Beaver House, 23-38
Hythe Bridge Street
Oxford, OX1 2EP
United Kingdom



MedEnvoy
NL-IM-000000248
Prinses Margrietplantsoen 33
Suite 123
2595 AM, The Hague
The Netherlands



MedEnvoy UK Limited
85, Great Portland Street – First Floor
London, W1W 7LT
United Kingdom



MedEnvoy Switzerland
Gotthardstrasse 28
6302 Zug
Switzerland

















### Интубационный ларингеальный воздуховод

Воздуховод air-Q® 3/3G показан к применению для обеспечения проходимости дыхательных путей в случаях, не требующих наличия эндотрахеальной трубки.

Благодарим вас за приобретение интубационного ларингеального воздуховода air-Q® 3/3G производства Cookgas® LLC.

Единственный воздуховод, который вы захотите использовать, Единственный, необходимый вам!

В наличии ТОЛЬКО изделие для одноразового применения

Размер	IBW	Макс. OETT	Ротовое отверстие 1	← →	Макс. Oг	Fr трубки 3	Oг трубки 4	Ифф. Объем 4
5	>80 кг	9,0 мм	25 мм	20 см	18			4–5 мл
4	60–80 кг	8,0 мм	23 мм	18 см	16			3–4 мл
3	30–60 кг	7,0 мм	20 мм	16 см	14			2–3 мл
2	17–30 кг	5,5 мм	17 мм	14 см	10			1-2 мл
1,5	7–17 кг	5,0 мм	14 мм	11 см	8			1 мл
1,0	4–7 кг	4,5 мм	11 мм	9 см	8			0,5–1 мл
0,5	2–4 кг	4,0 мм	8 мм	7 см	6			0–0,5 мл
0	<2 кг	3,0 мм	5 мм	6 см	5			0–0,5 мл

- 1 Минимальное ротовое отверстие для введения.
2 Расстояние от внешнего края дыхательной трубки к внутреннему вентиляционному просвету.
3 Только air-Q® SP 3G максимального размера Oг.
4 Рекомендуемый объем инфляции после введения с открытым наддувным клапаном.

### Техника введения воздуховода air-Q® 3/3G

Нижелюбноу технику можно применить в качестве руководства. Для установки воздуховода air-Q® 3/3G в глотку с одинаковым успехом применяются различные техники.

- 1. Откройте надувной клапан для воздуха, вставив в него пустой цилиндр шприца. Обработайте смазкой внешнюю поверхность, включая выступы в полости маски.
2. Откройте рот пациента и поднимите язык. Поднятие языка приводит к поднятию надгортанника над задней глоточной стенкой и позволяет введение воздуховоду air-Q® 3/3G свободно войти в глотку.
3. Продвигайте устройство air-Q® 3/3G до нужного расположения по глотке, осторожно проталкивая его поступательными движениями по направлению внутрь и вниз.
4. Зафиксируйте воздуховод air-Q® 3/3G с помощью бинта или пластыря и раздуйте манжету воздуховода air-Q® 3/3G в соответствии с таблицей рекомендаций.
5. Проверьте коннектор воздуховода air-Q® 3/3G и убедитесь в том, что он полностью закреплен на трубе воздуховода.
6. Проверьте целостность упол между зубами пациента.
7. Поместите целостной упол на место до тех пор, пока не будет извлечен воздуховод air-Q® 3/3G.

Техника интубации с использованием воздуховода air-Q® 3/3G
Воздуховод air-Q® 3/3G производства Cookgas® LLC предназначен не только для обеспечения общей проходимости дыхательных путей, но также может быть использован как простой и надежный инструмент для интубации трахеи с помощью OЭТТ.

- 1. Перед интубацией нужно обеспечить расслабление гортанной мускулатуры и голосовых связок при помощи местного анестетика в виде аэрозолия или мышечного релаксанта.
2. Проведите предоксигенизацию.
3. Подготовьте OЭТТ соответствующего размера, полностью выпустив воздух из манжеты OЭТТ и тщательно обработав смазкой.
4. Отсоедините воздуховод air-Q® 3/3G от вентиляционного контура и извлеките коннектор воздуховода air-Q® 3/3G.

- и большим пальцами одной руки подальше от коннектора и, раскачивая коннектор air-Q® 3/3G назад и вперед, одновременно другой рукой вытягивайте коннектор по направлению от дыхательной трубки.
5. Вставьте ранее смазанную и освобожденную от воздуха OЭТТ через air-Q® 3/3G на глубину приблизительно в 6–20 см в зависимости от размера air-Q® 3/3G.
6. Нижелюбноу технику дальнейшего продвижения OЭТТ можно применить в качестве руководства.

ВНИМАНИЕ! После установки OЭТТ постоянно следите за показателями вентиляции и оксигенации.

A. Фиброэндоскопическая техника. С помощью фиброэндоскопа проведите через OЭТТ в трахею при помощи прямой визуализации. Стабилизирйте фиброскоп и введите OЭТТ через вход в гортань в проксимальную трахею, используя эндоскоп в качестве направляющего устройства.
B. Стилетная техника. С помощью соответствующего интубационного стилета (с наконечником Coude) или стилета с подсветкой, проведите интубационный стилет через фрагмент OЭТТ, находящийся внутри устройства air-Q® 3/3G, сзади вход в гортань в трахею.

Воздуховод air-Q® 3/3G можно легко извлечь после выполнения интубации с OЭТТ при помощи манипулятора air-Q® Removal Stylet, также произведенного Cookgas® LLC. Манипулятор Removal Stylet к воздуховоду air-Q® 3/3G состоит из адаптера, присоединенного к стилетию. Адаптер сужается от основания до верха и имеет горизонтальные выступы и вертикальные углубления. Постепенное сужение позволяет помещать стилет в OЭТТ разных размеров.

Удаление воздуховода air-Q® 3/3G
Воздуховод air-Q® 3/3G можно легко извлечь после выполнения интубации с OЭТТ при помощи манипулятора air-Q® Removal Stylet, также произведенного Cookgas® LLC.

установлена пациенту.

- 1. Извлеките коннектор из OЭТТ.
2. Сожмите проксимальную часть OЭТТ указательным и большим пальцами, оставив достаточное место для того, чтобы часть стилета в трахею смогла войти в проксимальный просвет OЭТТ.
3. Вставьте ружье воздуховода air-Q® 3/3G в просвет OЭТТ.
4. При больших размерах (2,0–4,5) вращайте адаптер стилета в направлении по часовой стрелке (до положения 3–9 часов), прикладывая поступательное усилие до тех пор, пока адаптер плотно не зафиксирует OЭТТ.
5. Выпустите воздух из манжеты воздуховода air-Q® 3/3G и липит-баллон.
6. Выпустите воздух из манжеты воздуховода air-Q® 3/3G и липит-баллон.
7. Подерживая стилет в неподвижном положении и прикладывая сопротивление против его смещения наружу, медленно извлекайте air-Q® 3/3G по стерильно упол.
8. При больших размерах (2,0–4,5) проталкивайте стилет глубже и глубже.
9. При необходимости повратите OЭТТ таким образом, чтобы устройство заняло нужную глубину в глотке пациента.
10. Смените коннектор OЭТТ.

### Предостережения

- 1. Перед использованием проверьте все устройства air-Q® 3/3G.
2. Не пользуйтесь острыми инструментами на поверхности и вблизи устройств air-Q® 3/3G.
3. Перед использованием убедитесь в том, что размер воздуховода air-Q® 3/3G совпадает с размером коннектора.
4. Перед использованием убедитесь, что коннектор полностью зафиксирован на дыхательной трубке.
5. Коннектор air-Q® 3/3G является съемным, и воздуховод можно отсоединять.
6. Во время введения и извлечения устройства air-Q® 3/3G не прилагайте чрезмерные усилия.
7. После установки нужно немедленно убедиться в том, что объем вентиляции достаточен.
8. Если появляются и повторяются проблемы с дыханием, извлеките воздуховод air-Q® 3/3G и обеспечьте эффективную вентиляцию дыхательных путей при помощи другого метода.
9. Полностью выпустите воздух из манжеты воздуховода air-Q® 3/3G и липит-баллона.
10. Максимальное давление в манжете воздуховода air-Q® 3/3G — 60 см H2O.
11. Супраларингеальные воздуховоды, к которым также относится air-Q® 3/3G, не полностью защищают пациента от аспирации.
12. Повторно проверьте положение и проходимость воздуховода после изменения положения головы или шеи пациента.



### Противопоказания

Использование воздуховода air-Q® 3/3G противопоказано пациентам с высоким риском регургитации или/и аспирации. Это относится к пациентам (но не ограничивается ими), которым проводят оральную операцию в гортанной или бронхиальной полости, пациентам, которые страдают не только от ожирения, но и от рефлюкса.

### Побочные эффекты

Ранее сообщалось о следующих побочных эффектах от применения ларингеальных масочных воздуховодов: боль в горле, аспирация, регургитация, рвота, бронхоспазм, позывы на рвоту, икота, кашель, временное закрытие голосовой щели, обструкция дыхательных путей, ларингоспазм, задержка дыхания, смещение череповидного хруста, травмы или царапины надгортанника, гортани, глотки, языка, подъязычной области и миндалин, цианоз языка, паралич язычного нерва, голосовых связок и подъязычного нерва, макроглоссия, отек околушной спонной железы, сухость во рту, дисфагия, ощущение сытости, изъязвление в полости рта, дизартрия, дисфония, охриплость, стридор, изъязвление в глотке, отек легких, гематома гортани, отек головы и шеи, ишемия и артрития миокарда.

### Гарантии

Cookgas® LLC дает гарантии 30 дней для одноразовых воздуховодов air-Q® 3/3G, начиная с даты составления счета-фактуры.

### Патенты

Патенты в США: 9 937 860, CS1A 6 705 321 B2, CS1A 6 422 239 B1, CS1A 6 892 731 B2, CS1A 7 331 347 B2, CS1A 7 900 632 B2, CS1A 10 729 868 B2. Патенты в Канаде: 2 231 331, 2 371 435, 2 411 435, 2 410 435. Патенты в Великобритании: GB2324040E, GB2407293E, GB2405589B, GB2357437B.




Исключивный дистрибьютор



Для получения информации о размещении заказов обращайтесь по адресу:

2710 Northridge Dr. NW, Ste A Grand Rapids, MI 49544 USA

www.Sun-Med.com



MT Promed Consulting GmbH Ernst-Heckel-Straße 7 66386 St. Ingbert Germany



MT Promed Consulting Ltd. Beaver House, 23-38 Hythe Bridge Street Oxford, OX1 2EP United Kingdom



MedEnvoy NL-IM-00000248 Prinses Margrietplantsoen 33 Suite 123 2595 AM, The Hague The Netherlands



MedEnvoy UK Limited 85, Great Portland Street – First Floor London, W1W 7LT United Kingdom



MedEnvoy Switzerland Gotthardstrasse 28 6302 Zug Switzerland











