



REF AL4109

AirLife™

Sterile 0.9% Sodium Chloride for Irrigation, USP, 110 ml

Non-pyrogenic pH ~ 5 • Applicable for Canada Only: Medicinal Ingredient: Sodium Chloride 0.90 g/100 ml • Recommended storage: Room temperature (25°C or 77°F). Avoid excessive heat. Protect from freezing.

REF	Catalogue number	Rx ONLY	U.S. Federal law restricts this device to sales by or on the order of a physician
LOT	Lot Number	Factory	Manufacturer
QTY	Quantity	Hourglass	Use by Date
Warning	Caution	No use if damaged	Do not use if package is damaged
Info	Consult instructions for use	Single use	For Single Use Only
Sterile	Sterilize Fluid path Dry Heat	Sunlight	Keep away from sunlight

en - English

Caution:

- For single use only. Re-use may degrade the performance of the product or contribute to cross contamination.

Directions For Use:

Use aseptic technique. To pour contents, remove cap by grasping at base of cap at bottleneck. Snap cap at 90° angle to open. To squirt contents, gently twist off the top cap by grasping the tab and turning. Do not squeeze bottle while opening. Discard after initial use. Do not store after opening. Sterility guaranteed in the unopened undamaged package.

fr - Français
AirLife

Stérile à 0,9% Chlorure de sodium pour Irrigation,
110 ml USP

Apyrogène PH ~ 5 • Applicable pour le Canada Uniquement: Ingrédient médicamenteux : Chlorure de sodium 0,9 g/100 ml. • Stockage recommandé : température ambiante (25 °C ou 77 °F). Éviter toute chaleur excessive. Protéger du gel.

REF	Numéro de catalogue	Rx ONLY	En vertu de la loi fédérale des États-Unis, ce produit ne peut être vendu que par un médecin ou sur ordonnance
LOT	Numéro de lot	Factory	Fabricant
QTY	Quantité	Hourglass	Date de péremption
Warning	Mise en garde	No use if damaged	Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé
Info	Consulter les instructions d'utilisation	Single use	À usage unique seulement
Sterile	Stériliser la voie de passage du liquide à la chaleur sèche	Sunlight	Conserver à l'abri du soleil

Avertissement :

- À usage unique. Une réutilisation peut dégrader les performances du produit ou contribuer à une contamination croisée.

Mode d'emploi :

Pour verser le contenu, enlever le bouchon en le saisissant au plus près du goulot. Faire tourner le bouchon à 90° pour l'ouvrir. Pour projeter le contenu, dévisser lentement le bouchon supérieur en tenant la languette et en tournant. Ne pas presser la bouteille lors de l'ouverture. Jeter après usage initial. Ne pas conserver après ouverture. La stérilité est garantie dans l'emballage intact non ouvert.

es - Español
AirLife

Estéril 0,9% Cloruro de sodio para Irrigación, USP, 110 ml

Ampollas apirógenas PH ~ 5 • Almacenamiento recomendado: temperatura ambiente de (25 °C o 77 °F). Evitar calor excesivo. Proteger de la congelación.

REF	Número de catálogo	Rx ONLY	Las leyes federales de EE. UU. restringen la venta de este dispositivo bajo la debida prescripción facultativa
LOT	Número de lote	Factory	Fabricante
QTY	Cantidad	Hourglass	Fecha de caducidad
Warning	Precaución	No use if damaged	No utilizar si el paquete se encuentra dañado
Info	Consulte las Instrucciones de uso	Single use	Para un solo uso
Sterile	Esterilice la línea de líquido con calor seco	Sunlight	No exponer a la luz solar

Precaución:

- Para un solo uso. La reutilización puede perjudicar la eficacia del producto o contribuir a una contaminación cruzada.

Instrucciones de uso:

Para verter los contenidos, extraiga la tapa agarrándola de su base en el cuello de la botella. Parta la tapa en un ángulo de 90° para abrirla. Para lanzar en chorro los contenidos, rompa retorciendo la tapa superior con delicadeza, agarrando la lengüeta y girando. No retuerza la botella al abrirla. Deséchela luego de su uso inicial. No la almacene luego de abrirla. Se garantiza la esterilidad en el paquete no dañado y sin abrir.

1079485



AirLife
2710 Northridge Dr. NW,
Suite A
Grand Rapids, MI 49544 USA
www.myAirLife.com



Imported in Canada by
Cardinal Health Canada, Inc.
Mississauga, Ontario L5T 1C2 Canada
SterSod110ml.INIFU Rev. 1 2024/11