

AirLife™ Corrugated Flexible Polyethylene and EVA Tubing For Aerosol and IPPB Use • Segmented, 100 feet (30.5 m) Length, 22 mm I.D. Flat Pack

REF Catalogue number	R_X ONLY U.S. Federal law restricts this device to sales by or on the order of a physician
LOT Lot Number	Clean, Ready to Use Clean, Ready to Use
QTY Quantity	Consult Instructions for Use Consult Instructions for Use
LATEX Not made with natural rubber latex	DEHP Not made with DEHP
Caution	Date of manufacture
Manufacturer	For Single Patient Use

EN

English

Intended Use

Intended for oxygen to be delivered to the patient at a prescribed concentration and/or flow rate. Oxygen tubing is connected to an oxygen source on one end and a patient interface on the other end to deliver oxygen to the patient.

Directions for Use

Tubing has segmented cuffs every 6 inch (15 cm) and may be cut to desired length. Connect tubing to any standard 22 mm O.D. fixture or adapter in accordance with directions for use of corresponding equipment.

Caution

Do not use tubing where gas temperature exceeds 154°F/68°C.

Warning

Oxygen, while not flammable, supports combustion. Do not use near excessive heat flames, or other sources of ignition.

Dispose of all materials in accordance with local, state, and federal regulations. Decontaminate and dispose of all potentially biohazardous material.



AirLife
2710 Northridge Drive NW, Suite A
Grand Rapids, MI 49544 USA
www.myAirLife.com
Made in Mexico



AirLife Australia Holdings Pty Ltd.
PO Box 97
North Ryde BC, NSW 1670
Australia

Vnitřní pružná hadička AirLife z polyethylenu a materiálu EVA Pro použití s aerosolem a IPPB (přerušované dýchání s pozitivním tlakem) • Segmentovaná, dlouhá 30,5 m (100 stop), s vnitřním průměrem 22 mm. Ploché balení

REF Katalogové číslo	R_X ONLY Zákony USA omezuji prodej tohoto prostředku na lékárny nebo na lékařský předpis
LOT Číslo šarže	Clean, Ready to Use Čisté, připraveno k použití
QTY Množství	Do držte pokyny k použití Dodržujte pokyny k použití
LATEX Není vyrobeno z přírodního kaučuku (latexu)	DEHP Není vyrobeno z DEHP
Upozornění	Datum výroby
Výrobce	Pro použití na jednoho pacienta

Zamýšlený účel

Určeno pro přívod kyslíku pacientovi o předepsané koncentraci a/nebo průtoku. Kyslíková hadička je na jednom konci připojena ke zdroji kyslíku na druhém konci k rozhraní pacienta, které slouží pro přívod kyslíku pacientovi.

Návod k použití

Na hadičce jsou každých 15 cm (6 palců) umístěny segmentované manžety a je možné ji uříznout na požadovanou délku. Připojte hadičku k libovolné standardní spojce nebo adaptéru s vnějším průměrem 22 mm podle návodu k použití odpovídajícího zařízení.

Upozornění

Nepoužívejte hadičku v prostředích, ve kterých teplota plynů překračuje 68 °C / 154 °F.

Varování

Přestože kyslík není hořlavý, podporuje spalování. Nepoužívejte v blízkosti nadměrného tepla nebo plamenů ani jiných zdrojů vznícení.

Všechny materiály likvidujte v souladu s místními, státními a federálními předpisy. Dekontaminujte a zlikvidujte veškerý potenciálně biologicky nebezpečný materiál.

AirLife-harmonikarørslange fremstillet af polyethylen og EVA Til aerosoltilførsel og overtryksventilation • Leddelt, længde 30,5 m (100 fod), ID 22 mm Samlesæt

REF Katalognummer	R_X ONLY Ifølge amerikansk lovgivning må denne anordning kun sælges af en læge eller ifølge lægeordination
LOT Batchnummer	Clean, Ready to Use Ren, klar til brug
QTY Antal	Se brugsanvisningen Se brugsanvisningen
LATEX Ikke fremstillet med naturlig latexgummi	DEHP Indeholder ikke DEHP
Forsigtig	Produktionsdato
Producent	Kun til brug på én patient

Tilsigtet anvendelse

Denne anordning er beregnet til at forsyne patienten med ilt ved en forudordineret koncentration og/eller flowhastighed. Iltslangen forbindes med en iltkilde i den ene ende og en patientgrænseflade i den anden ende for at forsyne patienten med ilt.

Brugsanvisning

Slangen er forsynet med leddelte manchetter for hver 15 cm (6") og kan tilskræres til den ønskede længde. Forbind slangen med en standard 22 mm UD-fitting eller -adapter iht. producentens anvisninger.

Forsigtig

Gastemperaturen i slangen må ikke overstige 68 °C/154 °F.

Advarsel

Ilt er ikke en brandfarlig gasart, men fremmer forbrænding. Anvend ikke i nærheden af høj varme, åben ild eller andre antændelseskilder.

Bortskaf alle materialer i overensstemmelse med lokale, regionale og nationale forordninger. Dekontaminer og bortskaf alle potentielt miljøfarlige materialer.

AirLife®

AirLife flexibler Polyethylen-EVA-Riffelschlauch

Für Aerosol- und IPPB-Behandlung • Segmentiert, 30,5 m (100 Fuß) Länge, 22 mm ID Flatpack

REF Katalognummer



Laut US-Bundesgesetz darf diese Vorrichtung ausschließlich von einem Arzt bzw. auf dessen Anordnung verkauft werden

LOT Chargennummer

Clean, Ready to Use

Sauber und gebrauchsfertig

QTY Stückzahl



Gebrauchsanweisung beachten

Nicht aus Naturkautschuk-latex hergestellt



Ohne DEHP hergestellt

Vorsicht



Datum der Herstellung

Hersteller



Zur Verwendung bei nur einem Patienten

Verwendungszweck

Vorgesehen zur Sauerstoffversorgung eines Patienten mit einer verschriebenen Konzentration und/oder Durchflussrate. Das eine Ende des Sauerstoffschlauchs wird an die Sauerstoffquelle angeschlossen und das andere Ende wird mit einer Schnittstelle zur Sauerstoffversorgung des Patienten verbunden.

Gebrauchsanleitung

Der Schlauch ist durch eine Wulst alle 15 cm (6 Zoll) segmentiert und kann auf die gewünschte Länge zugeschnitten werden. Schlauch an eine Standardbefestigung oder Adapter mit 22 mm AD gemäß der Gebrauchsanweisung der jeweiligen Ausrüstung anschließen.

Vorsicht

Den Schlauch nicht bei einer Gastemperatur von über 68 °C/154 °F verwenden.

Warnhinweis

Auch wenn Sauerstoff nicht brennbar ist, fördert er Verbrennungsvorgänge. Nicht in der Nähe starker Hitze oder Flammen oder anderer Zündquellen verwenden.

Alle Materialien entsprechend den geltenden örtlichen, regionalen und staatlichen Vorschriften entsorgen. Potenziell gefährliches biologisches Material dekontaminieren und entsorgen.

Tubo de EVA y polietileno, corrugado y flexible AirLife

Para utilizar con aerosoles y respiradores a presión positiva intermitente • Segmentado, de 30,5 m (100 pies) de longitud, D.I. de 22 mm. Paquete plano

REF Número de catálogo



Las leyes federales de EE. UU. restringen la venta de este dispositivo bajo la debida prescripción facultativa

LOT Número de lote

Clean, Ready to Use

Limpio, listo para usarse

QTY Cantidad



Consultar las instrucciones de uso

No fabricado con látex de caucho natural



No fabricado con DEHP

Precaución



Fecha de fabricación

Fabricante



Para uso en un solo paciente

Uso previsto

Diseñado para suministrar oxígeno al paciente en la concentración y/o con el caudal prescritos. El tubo de oxígeno está conectado a una fuente de oxígeno en un extremo y una interfaz del paciente en el otro extremo para suministrar oxígeno al paciente.

Instrucciones de uso

El tubo tiene manguitos segmentados cada 15 cm (6 pulgadas) y puede cortarse a la longitud deseada. Conecte el tubo a cualquier adaptador o accesorio de D.E. de 22 mm según las instrucciones de uso del equipo correspondiente.

Precaución

No utilice tubos si la temperatura del gas excede los 68 °C/154 °F.

Advertencia

El oxígeno, aunque no es inflamable, ayuda a la combustión. No utilizar cerca de fuentes de calor excesivo, llamas u otras fuentes de ignición.

Deshágase de todos los materiales conforme a la normativa local, regional y estatal. Descontamine y deshágase de todo material potencialmente peligroso.

Joustava polyeteenistä ja EVA:sta valmistettu AirLife-poimuletku

Aerosoli- ja IPPB-käyttöön • segmentoitu, 30,5 m (100 ft) pitkä, sisähalkaisija 22 mm Flat Pack -pakkaus

REF Luettelonumero



Yhdysvaltain liittovaltion lain mukaan tätä laitetta saa myydä vain lääkäri tai lääkärin määräyksestä

LOT Eränumero

Clean, Ready to Use

Puhdas, käyttövalmis

QTY Määrä



Lue käyttöohjeet

Valmistuksessa ei ole käytetty luonnonkumilätkettä.



Valmistuksessa ei ole käytetty DEHP:iä

Varoitus



Valmistuspäivämäärä

Valmistaja



Vain yhden potilaan käyttöön

Käyttötarkoitus

Tarkoitettu hapen toimitukseen potilaalle määrättyllä pituudella ja/tai virtausnopeudella. Happiletu liitetään yhdestä päästä happilähteeseen ja toisesta päästä potilasliitintään hapen toimittamiseksi potilaalle.

Käyttöohjeet

Letkussa on 15 cm (6 in) välein segmenttiväli ja se voidaan leikata halutun pituiseksi. Liitä letku mihin tahansa ulkohalkaisijaltaan 22 mm:n vakiokiinnittimeen tai -sovittimeen kyseessä olevan laitteen käyttöohjeiden mukaisesti.

Varoitus

Letkua ei saa käyttää, kun kaasun lämpötila ylittää arvon 68 °C / 154 °F.

Vakava varoitus

Happi edistää palamista vaikka se ei ole syttyvää. Ei saa käyttää liiallisen lämmön, liekkien tai muiden sytytyslähteiden läheisyydessä.

Hävitä kaikki materiaalit paikallisten ja alueellisten määräysten mukaisesti. Dekontaminoi ja hävitä kaikki mahdollisesti biologisesti vaaralliset materiaalit.

**Tubulure ondulée en polyéthylène
AirLife et tubulure EVA
À utiliser avec les aérosols
et IPPB • segmenté, 30,5 m
(100 pieds) de long, diamètre
intérieur 22 mm. Emballage plat**

REF Numéro de catalogue

R_X ONLY

En vertu de la loi fédérale des États-Unis, ce produit ne peut être vendu que par un médecin ou sur ordonnance

LOT Numéro de lot

Clean, Ready to Use

Propre, prêt à l'emploi

QTY Quantité



Consulter les instructions d'utilisation

LATEX Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel



Fabrication sans DEHP

! Attention



Date de fabrication

! Fabricant



À utiliser sur un seul patient

Utilisation prévue

Prévu pour l'apport d'oxygène au patient à la concentration et/ou au débit prescrits. Le tuyau d'oxygène est raccordé à une source d'oxygène d'une extrémité et à une interface patient de l'autre, afin d'apporter l'oxygène au patient.

Mode d'emploi

La tubulure dispose de manchons segmentés tous les 15 cm (6 pouces) et peut être coupée à la longueur souhaitée. Raccorder la tubulure à tout accessoire ou adaptateur de 22 mm de diamètre extérieur en conformité avec le mode d'emploi de l'équipement correspondant.

Mise en garde

Ne pas utiliser la tubulure lorsque la température du gaz dépasse 68°C / 154°F.

Avvertissement

L'oxygène, bien qu'inflammable, entretient la combustion. Ne pas utiliser près d'une chaleur excessive, de flammes ouvertes ni d'autres sources d'allumage.

Éliminer tous les équipements en conformité avec les réglementations locales, nationales et fédérales. Décontaminer et éliminer tout équipement potentiellement dangereux.

**AirLife bordázott rugalmas
polietilén és EVA cső
Aeroszol és intermittáló
pozitív nyomású légzés (IPPB)
alkalmazásokhoz •
Szegmentált, 30,5 m (100 láb)
hosszú, 22 mm belső átmérő
Laposra csomagolt**

REF Katalógusszám

R_X ONLY

Az Amerikai Egyesült Államok szövetségi törvényei értelmében az eszköz kizárólag orvos által vagy rendelvényére értékesíthető

LOT Tételszám

Clean, Ready to Use

Tiszta, használatra kész

QTY Mennyiség



Olvassa el a használati utasítást

LATEX Előállításához nem használtak természetes gumit



Előállításához nem használtak DEHP-t

! Figyelmeztetés



A gyártás dátuma

! Gyártó



Kizárólag egy betegnek használható

Rendeltetés

Az eszköz a páciens rendelvénynek megfelelő koncentrációjú és/vagy áramlási sebességű oxigénellátásának biztosítására használható rendeltetésszerűen. A páciens oxigénellátásának biztosítása érdekében az oxigén cső egyik végét oxigénforráshoz, a másik végét pedig páciens felőli illesztőfelülethez kell csatlakoztatni.

Használati útmutató

A csővön 15 centiméterenként (6 colonként) szegmentált mandzsetták találhatók, így a cső a kívánt hosszra vágható. A csövet bármilyen szabványos 22 mm külső átmérőjű szerelvényhez vagy adapterhez lehet csatlakoztatni az adott berendezés használati útmutatója szerint.

Figyelmeztetés

A csövet tilos használni, ha a gáz hőmérséklet meghaladja a 68° C/154° F értéket.

Vigyázat

Habár az oxigén nem tűzveszélyes, elősegíti az égést. Túlzott mértékű hőforrások, lángok vagy egyéb gyújtóforrások közelében tilos használni.

Az anyagokat a helyi, állami és szövetségi jogszabályi előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani. Valamennyi potenciálisan biológiailag veszélyes anyagot fertőtleníteni és ártalmatlanítani kell.

**Tubo corrugato flessibile in
polietilene ed EVA AirLife
Per aerosol e IPPB • Segmentato,
lunghezza 30,5 m (100 piedi), D.I.
22 mm Confezione piatta**

REF Numero di catalogo

R_X ONLY

La legge federale degli Stati Uniti autorizza la vendita del presente dispositivo esclusivamente da parte di medici o dietro prescrizione medica

LOT Numero di lotto

Clean, Ready to Use

Pulito, pronto per l'uso

QTY Quantità



Consultare le Istruzioni per l'uso

LATEX Prodotto senza lattice di gomma naturale



Prodotto senza DEHP

! Precauzione



Data di produzione

! Produttore



Per l'uso su un solo paziente

Uso previsto

Indicato per l'erogazione di ossigeno al paziente alla concentrazione e/o alla portata prescritte. Il tubo dell'ossigeno è collegato a un'estremità a una fonte di ossigeno e all'altra all'interfaccia paziente per assicurare l'erogazione di ossigeno al paziente.

Istruzioni per l'uso

Il tubo è munito di cuffie intercalate ogni 15 cm (6 pollici) e può essere tagliato della lunghezza desiderata. Collegare il tubo ad ogni apparecchio o adattatore standard con D.E. 22 mm in accordo con le Istruzioni per l'uso dell'apparecchio corrispondente.

Precauzione

Non utilizzare il tubo se la temperatura del gas è superiore a 68 °C (154 °F).

Avvertenza

L'ossigeno, benché non infiammabile, favorisce la combustione. Non utilizzare in prossimità di fiamme a calore intenso né di altre fonti di combustione.

Smaltire tutti i materiali in accordo con i regolamenti locali, regionali e statali vigenti. Decontaminare e smaltire tutto il materiale a potenziale rischio biologico.

AirLife 波形フレキシブルポリエチレンおよびEVAチューブ
エアロゾルおよびIPPB用・セグメント型、長さ30.5m (100フィート)、22mm 内径 フラットパック

REF

カタログ番号

R_X ONLY

米国連邦法では、本装置の販売を医師本人または医師の指示を受けたものに限定しています

LOT

ロット番号

Clean, Ready to Use

清浄・即使用可能

QTY

数量

取扱説明書を参照

天然ゴムラテックス製ではありません

DEHP 製ではありません

注意

製造日

メーカー

単一の患者のみに使用

使用目的
規定の濃度や流量で患者に酸素を供給することを意図しています。酸素チューブは一端を酸素源、もう一端を患者インターフェースに接続して患者に酸素を供給します。

使用方法
チューブはカフを15cm (6インチ) ごとにセグメント化しており、所望の長さに切ることができます。対応する装置の使用方法に従って、チューブを標準22mm外径の固定具またはアダプタに接続します。

注意
ガスの温度が68°C/154°Fを超えてくところでは、チューブを使用しないでください。

警告
酸素は可燃性ではありませんが、物を燃焼させます。過度の熱や火災、その他引火源の近くで使用しないでください。

地方、州、および連邦規則に従ってすべての材料を廃棄してください。バイオハザードとなる可能性のある材料はすべて除染して廃棄してください。

AirLife flexibele slang van geribbeld polyethyleen en ethyleenvinylacetaat (EVA)
Voor gebruik in aerosolen en bij IPPB • 30,5 m (100 ft) lang, met een binnendiameter van 22 mm
Plat verpakt

REF

Catalogusnummer

R_X ONLY

Volgens de Amerikaanse federale wetgeving mag dit hulpmiddel uitsluitend door of in opdracht van een arts worden verkocht.

LOT

Partijnummer

Clean, Ready to Use

Schoon, gebruiksklaar

QTY

Hoeveelheid

Raadpleeg de gebruiksinstructies

Niet vervaardigd met latex van natuurlijk rubber

Niet vervaardigd met DEHP

Let op

Fabricagedatum

Fabrikant

Uitsluitend bestemd voor gebruik bij één patiënt

Beoogd gebruik
Bestemd voor het toedienen van zuurstof bij een patiënt, met een voorgeschreven concentratie en/of stroomsnelheid. Om zuurstof toe te dienen bij de patiënt wordt de zuurstofslang aan het ene uiteinde aangesloten op een zuurstofbron en aan het andere uiteinde op een patiëntinterface.

Aanwijzingen voor gebruik
Om de 15 cm (6 inch) is de slang voorzien van gesegmenteerde inkepingen, waardoor deze op de gewenste lengte kan worden gesneden. De slang kan op elke standaardopstelling of adapter met een buitendiameter van 22 mm worden aangesloten, in overeenstemming met de aanwijzingen voor gebruik die voor de betreffende apparatuur gelden.

Let op
De slang niet gebruiken bij een gastemperatuur hoger dan 68 °C/154 °F.

Waarschuwing
Hoewel zuurstof niet brandbaar is, speelt het wel een belangrijke rol bij het verbrandingsproces. Niet gebruiken in de buurt van uitzonderlijke hitte, vlammen of andere ontstekingsbronnen.

Materiaal afvoeren volgens plaatselijke, federale en nationale voorschriften. Eventueel biologisch gevaarlijk materiaal ontsmetten en afvoeren.

AirLife korrugert fleksibel polyetylen- og EVA-slange
Til bruk med aerosol og IPPB • Segmentert, 30,5 m (100 fot) lengde, 22 mm I.D. Flat pakke

REF

Katalognummer

R_X ONLY

I henhold til amerikansk lovgivning kan dette produktet kun selges etter forordning fra lege

LOT

Serienummer

Clean, Ready to Use

Ren, klar til bruk

QTY

Mengde

Se bruksanvisningen

Ikke fremstilt med naturlig gummilateks

Ikke fremstilt med DEHP

Forsiktig

Produksjonsdato

Produsent

Til bruk på én pasient

Tiltenkt bruk
Beregnet på å forsyne oksygen til pasienten med en reseptbelagt konsentrasjon og/eller strømningshastighet. Oksygenslangen kobles til en oksygenkilde i den ene enden og et pasientgrensesnitt i den andre enden for å forsyne pasienten med oksygen.

Bruksanvisning
Slangen har segmenterte mansjetter hver 15. cm (6. tomme) og kan kuttes til ønsket lengde. Koble slangen til enhver standard fikstur eller adapter med 22 mm Y.D. i henhold til bruksanvisningen for det aktuelle utstyret.

Forsiktig
Ikke bruk slangen der hvor gasstemperaturen overskrider 68 °C (154 °F).

Advarsel
Selv om oksygen ikke er brannfarlig, støtter det forbrenning. Ikke bruk i nærheten av overdreven varme eller flammer, eller andre antennelseskilder.

Kasser alle materialer i henhold til lokale, statlige og føderale forskrifter. Dekontaminer og kasser alt materiale som kan utgjøre en mikrobiologisk risiko.

**Karbowane elastyczne przewody
AirLife z polietylenu i EVA
Do użytku z aerozolem i IPPB •
Segmentowane, o długości
30,5 m (100 stóp) i średnicy
wewnętrznej 22 mm
Płaska paczka**

REF	Numer katalogowy	R_X ONLY	Prawo federalne Stanów Zjednoczonych dopuszcza sprzedaż tego urządzenia wyłącznie przez lekarza lub na jego zlecenie
LOT	Numer partii	Clean, Ready to Use	Czysty, gotowy do użycia
QTY	Ilość		Należy zapoznać się z instrukcją użytkowania
	Wyprodukowano bez użycia naturalnej gumy lateksowej		W procesie wytwarzania nie użyto DEHP
	Przeostrożność		Data produkcji
	Producent		Do stosowania u jednego pacjenta

Przeznaczenie

Produkt przeznaczony jest do dostarczania pacjentowi tlenu o zaleconym stężeniu i/lub szybkości przepływu. Jeden koniec przewodów tlenowych podłączony jest do źródła tlenu, a drugi koniec do interfejsu pacjenta w celu dostarczania tlenu pacjentowi.

Wskazania dotyczące użycia

Przewody mają segmentowane mankiety co 15 cm (6 cali) i można je przyciąć do żądanej długości. Podłączyć przewody do standardowej złączki o średnicy zewnętrznej 22 mm lub adaptera, zgodnie ze wskazaniami dotyczącymi użycia danego sprzętu.

Przeostrożność

Nie używać przewodów, gdy temperatura gazu przekracza 68°C/154°F.

Ostrzeżenie

Mimo iż tlen nie jest palny, podtrzymuje spalanie. Nie należy używać w pobliżu źródeł nadmiernego ciepła lub płomienia, bądź innych źródeł zapłonu.

Wszystkie materiały należy usuwać zgodnie z przepisami lokalnymi, stanowymi i federalnymi. Wszelkie materiały stanowiące potencjalne zagrożenie biologiczne należy odkazić i usunąć.

**Tubagem de polietileno flexível
ondulada e EVA AirLife
Para Uso em Aerossóis e IPPB •
Segmentado, Comprimento de
30,5 m (100 pés), diâmetro interno
de 22mm Embalagem plana**

REF	Número de catálogo	R_X ONLY	A lei federal dos EUA restringe a venda deste dispositivo exclusivamente a médicos ou por indicação médica
LOT	Número do lote	Clean, Ready to Use	Limpos, prontos a utilizar
QTY	Quantidade		Consultar as instruções de utilização
	Não é fabricado com látex de borracha natural		Fabricado sem DEHP
	Cuidado		Data de fabrico
	Fabricante		Para utilização num único paciente

Utilização prevista

Destina-se a fornecer oxigénio ao paciente numa concentração e/ou taxa de fluxo prescritos. A tubagem de oxigénio está ligada a uma fonte de oxigénio numa extremidade e a uma interface de paciente na outra extremidade para fornecer oxigénio ao paciente.

Instruções de utilização

A tubagem tem punhos segmentados a cada 15 cm (6 polegadas) e pode ser cortada até ao comprimento desejado. Anexe a tubagem a qualquer acessório padrão com diâmetro externo de 22mm ou adaptador de acordo com as instruções de utilização do equipamento correspondente.

Cuidado

Não use tubos onde a temperatura do gás exceda 68°C/154°F.

Aviso

O oxigénio suporta a combustão ainda que não seja inflamável. Não utilizar perto de calor excessivo ou chamas ou outras fontes de ignição.

Elimine todos os materiais de acordo com os regulamentos locais, estaduais e federais. Descontamine e elimine todo material que represente potencial risco biológico.

**AirLife veckad böjbar polyeten-
och EVA-slang
För användning med aerosol och
intermittent övertrycksandning •
segmenterad, längd 30,5 m
(100 fot), innerdiameter 22 mm.
Platt paket**

REF	Katalognummer	R_X ONLY	Enligt amerikansk federal lag får denna enhet endast säljas av eller på order av en läkare
LOT	Satsnummer	Clean, Ready to Use	Ren, klar att användas
QTY	Antal		Se bruksanvisningen
	Ej tillverkad med naturligt latexgummi		Ej tillverkad med DEHP
	Viktigt		Tillverkningsdatum
	Tillverkare		För användning på en patient

Avsedd användning

Avsedd för syrgas som ska tillföras patienten vid en förskriven koncentration och/eller flödeshastighet. Syrgasslangen ansluts till en syrgaskälla i ena änden och till ett patientgränssnitt i den andra änden för att tillföra syrgas till patienten.

Bruksanvisning

Slangen har segmenterade manschetter var 15 cm (6 tum) och kan klippas till önskad längd. Anslut slangen till en standardfixtur med en ytterdiameter på 22 mm eller en adapter i enlighet med bruksanvisningen för respektive utrustning.

Viktigt

Slangen ska inte användas där gastemperaturen överstiger 68 °C/154 °F.

Varning

Även om syrgas inte är eldfarligt stödjer det förbränning. Använd inte nära extrem värme eller lågor, eller andra antändningskällor.

Kassera allt material i enlighet med lokala föreskrifter. Sanera och kassera allt potentiellt smittförande biologiskt material.