


REF 001410

AirLife™

Corrugated Flexible EVA Tubing

For Aerosol and IPPB Use, Segmented, 6 feet (1.8 m) Length, 22 mm I.D. • For Single Patient Use

REF Catalogue number  U.S. Federal law restricts this device to sales by or on the order of a physician

LOT Lot Number  Clean, Ready to Use

QTY Quantity  Manufacturer

 Not made with natural rubber latex  Date of Manufacture

 Not made with DEHP  Caution

 Consult instructions for use

EN

English

Intended Use

Intended for oxygen to be delivered to the patient at a prescribed concentration and/or flow rate. Oxygen tubing is connected to an oxygen source on one end and to a patient interface on the other end to deliver oxygen to the patient.

Directions for Use

Tubing has segmented cuffs every 6 inches (15 cm) and may be cut to desired length. Connect tubing to any standard 22 mm O.D. fixture or adapter in accordance with directions for use of corresponding equipment.

Caution

Do not use tubing where gas temperature exceeds 154°F/68°C.

Warning

Oxygen, while not flammable, supports combustion. Do not use near excessive heat or flames, or other sources of ignition.

Dispose of all materials in accordance with local, state, and federal regulations. Decontaminate and dispose of all potentially biohazardous material.

 **AirLife**
2710 Northridge Dr. NW, Suite A
Grand Rapids, MI 49544 USA
www.myAirLife.com

AU **REP** **AirLife Australia Holdings Pty Ltd**
PO Box 97
North Ryde BC, NSW, 1670
Australia


AirLife®

FR


Français

AirLife

Tubulure ondulée flexible EVA

À utiliser avec les aérosol et IPPB, segmenté, 1,8 m (6 pieds) de long, diamètre intérieur 22 mm • À utiliser sur un seul patient

REF Numéro de catalogue  En vertu de la loi fédérale des États-Unis, ce produit ne peut être vendu que par un médecin ou sur ordonnance

LOT Numéro de lot  Propre, prêt à l'emploi

QTY Quantité  Fabricant

 Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel  Date de fabrication

 Fabrication sans DEHP  Mise en garde

 Consulter les instructions d'utilisation

Utilisation prévue

Prévu pour l'apport d'oxygène au patient à la concentration et/ou au débit prescrits. Le tuyau d'oxygène est raccordé à une source d'oxygène d'une extrémité et à une interface patient de l'autre, afin d'apporter l'oxygène au patient.

Mode d'emploi

La tubulure dispose de manchons segmentés tous les 15 cm (6 pouces) et peut être coupée à la longueur souhaitée. Raccorder la tubulure à tout accessoire ou adaptateur de 22 mm de diamètre extérieur en conformité avec le mode d'emploi de l'équipement correspondant.

Mise en garde

Ne pas utiliser la tubulure lorsque la température du gaz dépasse 68°C/154°F.

Avertissement

L'oxygène, bien qu'inflammable, entretient la combustion. Ne pas utiliser près d'une chaleur excessive, de flammes ouvertes ni d'autres sources d'allumage.

Éliminer tous les équipements en conformité avec les réglementations locales, nationales et fédérales. Décontaminer et éliminer tout équipement potentiellement dangereux.

DE

Deutsch

AirLife

Gerippter flexibler EVA-Schlauch

Für die Verwendung mit Aerosol und IPPB, segmentiert, 1,8 m (6 Fuß) Länge, 22 mm ID • Zur Verwendung bei nur einem Patienten

REF Katalognummer  Laut US-Bundesgesetz darf diese Vorrichtung ausschließlich von einem Arzt bzw. auf dessen Anordnung verkauft werden

LOT Chargennummer  Sauber und gebrauchsfertig

QTY Stückzahl  Hersteller

 Nicht aus Naturkautschuklatex hergestellt  Datum der Herstellung

 Ohne DEHP hergestellt  Vorsicht

 Gebrauchsanweisung beachten

Verwendungszweck

Vorgesehen zur Sauerstoffversorgung eines Patienten mit einer verschriebenen Konzentration und/oder Durchflussrate. Das eine Ende des Sauerstoffschlauchs wird an die Sauerstoffquelle angeschlossen und das andere Ende wird mit einer Schnittstelle zur Sauerstoffversorgung des Patienten verbunden.

Gebrauchsanweisung

Der Schlauch verfügt alle 15 cm (6 Zoll) über segmentierte Manschetten und kann auf die gewünschte Länge zugeschnitten werden. Den Schlauch gemäß der Gebrauchsanweisung der entsprechenden Geräte mit einer Standardvorrichtung oder einem Adapter mit 22 mm AD verbinden.

Vorsicht

Über Temperaturen von 68°C/154°F nicht mit Schläuchen verwenden.

Warnhinweis

Auch wenn Sauerstoff nicht brennbar ist, fördert er Verbrennungsvorgänge. Nicht in der Nähe starker Hitze oder Flammen oder anderer Zündquellen verwenden.

Alle Materialien entsprechend den geltenden örtlichen, regionalen und staatlichen Vorschriften entsorgen. Potenziell gefährliches biologisches Material dekontaminieren und entsorgen.

IT

Italiano

AirLife

Tubo corrugato flessibile in EVA

Per aerosol e IPPB, segmentato, lunghezza 1,8 m (6 piedi), D.I. 22 mm • Per l'uso su un solo paziente

REF Numero di catalogo  La legge federale degli Stati Uniti autorizza la vendita del presente dispositivo esclusivamente da parte di medici o dietro prescrizione medica

LOT Numero di lotto  Pulito, pronto per l'uso

QTY Quantità  Produttore

 Prodotto senza lattice di gomma naturale  Data di produzione

 Prodotto senza DEHP  Precauzione

 Consultare le istruzioni per l'uso

Uso previsto

Indicato per l'erogazione di ossigeno al paziente alla concentrazione e/o alla portata prescritte. Il tubo dell'ossigeno è collegato a un'estremità a una fonte di ossigeno e all'altra all'interfaccia paziente per assicurare l'erogazione di ossigeno al paziente.

Istruzioni per l'uso

Il tubo è munito di cuffie segmentate intercalate ogni 15 cm (6 poll.) e può essere tagliato della lunghezza desiderata. Collegare il tubo ad ogni apparecchio o adattatore standard con D.E. 22 mm in accordo con le Istruzioni per l'uso dell'apparecchio corrispondente.

Precauzione

Non utilizzare il tubo se la temperatura del gas è superiore a 68 °C (154 °F).

Avvertenza

L'ossigeno, benché non infiammabile, favorisce la combustione. Non utilizzare in prossimità di calore intenso o fiamme né di altre fonti di combustione.

Smaltire tutti i materiali in accordo con i regolamenti locali, regionali e statali vigenti. Decontaminare e smaltire tutto il materiale a potenziale rischio biologico.

ES

Español

AirLife

Tubo flexible corrugado y EVA

Para aerosol y uso IPPB, segmentado, longitud 1.8 m (6 pies), 22 mm D.I. • Para uso en un solo paciente

REF

Número de catálogo

Rx ONLY

Las leyes federales de EE. UU. restringen la venta de este dispositivo bajo la debida prescripción facultativa

LOT

Número de lote

Clean, Ready to Use

Limpio, listo para usarse

QTY

Cantidad

Fabricante

LATEX

No fabricado con látex de caucho natural

Fecha de fabricación

PHT DEHP

No fabricado con DEHP

Precaución

i

Consultar las instrucciones de uso

Uso previsto

Diseñado para suministrar oxígeno al paciente en la concentración y/o con el caudal prescritos. El tubo de oxígeno está conectado a una fuente de oxígeno en un extremo y una interfaz del paciente en el otro extremo para suministrar oxígeno al paciente.

Instrucciones de uso

El tubo tiene manguitos segmentados cada 15 cm (6 pulgadas) y puede cortarse hasta conseguir la longitud deseada. Conecte el tubo a cualquier dispositivo estándar de 22 mm D.E. o a un adaptador conforme a las instrucciones de uso del equipo correspondiente.

Precaución

No use el tubo cuando la temperatura de gas sobrepase los 68°C/154°F.

Advertencia

El oxígeno, aunque no es inflamable, ayuda a la combustión. No utilizar cerca de fuentes de calor excesivo, llamas u otras fuentes de ignición.

Deshágase de todos los materiales cumpliendo las normativas locales, estatales y federales. Descontamine y deshágase de todo material potencialmente peligroso.

PT

Português

AirLife

Tubagem flexível ondulada EVA

Para Uso em Aerossóis e IPPB, Segmentado, Comprimento de 1,8 m (6 pés), diâmetro interno de 22 mm • Para utilização num único paciente

REF

Número de catálogo

Rx ONLY

A lei federal dos EUA restringe a venda deste dispositivo exclusivamente a médicos ou por indicação médica

LOT

Número do lote

Clean, Ready to Use

Limpos, prontos a utilizar

QTY

Quantidade

Fabricante

LATEX

Não fabricado com látex de borracha natural

Data de fabrico

PHT DEHP

Fabricado sem DEHP

Cuidado

i

Consulte as instruções de utilização

Utilização prevista

Destina-se a fornecer oxigénio ao paciente numa concentração e/ou taxa de fluxo prescritos. A tubagem de oxigénio está ligada a uma fonte de oxigénio numa extremidade e a uma interface de paciente na outra extremidade para fornecer oxigénio ao paciente.

Instruções de utilização

A tubagem tem punhos segmentados a cada 15 cm (6 polegadas) e pode ser cortada até ao comprimento desejado. Anexe a tubagem a qualquer acessório padrão com diâmetro externo de 22 mm ou adaptador de acordo com as instruções de utilização do equipamento correspondente.

Cuidado

Não use tubos onde a temperatura do gás exceda 68°C/154°F.

Aviso

O oxigénio suporta a combustão ainda que não seja inflamável. Não utilizar perto de calor excessivo ou chamas ou outras fontes de ignição.

Elimine todos os materiais de acordo com os regulamentos locais, estatais e federais. Descontamine e elimine todo material que represente potencial risco biológico.

NL

Nederlands

AirLife

Flexibele polyethyleen spiraalbuis en EVA-slang

Voor gebruik met aerosol of IPPB, gesegmenteerd, lengte 1,8 m (6 voet), binnendiameter 22 mm • Uitsluitend bestemd voor gebruik bij één patiënt

REF

Catalogusnummer

Rx ONLY

Volgens de Amerikaanse federale wetgeving mag dit hulpmiddel uitsluitend door of in opdracht van een arts worden verkocht

LOT

Partijnummer

Clean, Ready to Use

Schoon, gebruiksklaar

QTY

Aantal

Fabrikant

LATEX

Niet vervaardigd met latex van natuurlijk rubber

Fabricagedatum

PHT DEHP

Niet vervaardigd met DEHP

Let op

i

Raadpleeg de gebruiksinstructies

Beoogd gebruik

Bestemd voor het toedienen van zuurstof bij een patiënt, met een voorgeschreven concentratie en/of stroomsnelheid. Om zuurstof toe te dienen bij de patiënt wordt de zuurstofslang aan het ene uiteinde aangesloten op een zuurstofbron en aan het andere uiteinde op een patiëntinterface.

Aanwijzingen voor gebruik

De slang heeft gesegmenteerde manchetten om de 15 cm (6 inch) en kan op de gewenste lengte worden afgeknipt. Slang kan worden aangesloten op iedere standaard armatuur of adapter met een buitendiameter van 22 mm, in overeenstemming met de gebruiksaanwijzingen van de desbetreffende apparatuur.

Let op

Slangen niet gebruiken als gastemperatuur hoger dan 68°C / 154°F is.

Waarschuwing

Hoewel zuurstof niet ontvlambaar is, draagt het bij aan verbranding. Niet gebruiken in de buurt van overmatige hitte of vlammen, of andere ontbrandingsbronnen.

Materiaal afvoeren volgens lokale, federale voorschriften of voorschriften van de staat. Ontsmet en voer al het mogelijk biologisch gevaarlijk materiaal af.

SV

Svenska

AirLife

Veckad böjbar EVA-slang

För användning med aerosol och intermittent övertrycksandning, segmenterad, längd 1,8 m (6 fot), innerdiameter 22 mm • För användning på en patient

REF

Katalognummer

Rx ONLY

Enligt amerikansk federal lag får denna enhet endast säljas av eller på order av en läkare

LOT

Satsnummer


Clean, Ready to Use

Ren, klar att användas

QTY

Antal

Tillverkare



Avsedd användning

Avsedd för syrgas som ska tillföras patienten vid en förskriven koncentration och/eller flödes hastighet. Syrgasslangen ansluts till en syrgaskälla i ena änden och till ett patientgränssnitt i den andra änden för att tillföra syrgas till patienten.

Bruksanvisning

Slangen har segmenterade manschetter var 15 cm (6 tum) och kan klippas till önskad längd. Anslut slangen till en standardfixtur med en ytterdiameter på 22 mm eller en adapter i enlighet med bruksanvisningen för respektive utrustning.

Viktigt

Slangen ska inte användas där gastemperaturen överstiger 68°C/154°F.

Varning

Även om syrgas inte är eldfarligt stödjer det förbränning. Använd inte nära extrem värme eller lågor, eller andra antändningskällor.


Kassera allt material i enlighet med lokala föreskrifter. Sanera och kassera allt potentiellt smittförande biologiskt material.

DA

AirLife

Harmonikarørslange fremstillet af EVA

Til aerosoltilførsel og overtrykventilation, leddelt, længde 1,8 m (6 fod), 22 mm ID • Kun til brug på én patient



Tilsigtet anvendelse

Denne anordning er beregnet til at forsyne patienten med ilt ved en forudordineret koncentration og/eller flowhastighed. Iltslangen forbindes med en iltkilde i den ene ende og en patientgrænseflade i den anden ende for at forsyne patienten med ilt.

Brugsanvisning

Slangen er forsynet med leddelte manchetter for hver 15 cm (6") og kan tilskræres til den ønskede længde. Forbind slangen med en standard 22 mm UD-fitting eller -adapter iht. producentens anvisninger.

Forsigtig

Gastemperaturen i slangen må ikke overstige 68 °C/154 °F.

Advarsel

Ilt er ikke en brandfarlig gasart, men fremmer forbrænding. Anvend ikke i nærheden af høj varme, åben ild eller andre antændelseskilder.

Bortskaf alle materialer i overensstemmelse med lokale, regionale og nationale forordninger. Dekontaminer og bortskaf alle potentielt miljøfarlige materialer.

NO

AirLife

Korrugert fleksibel EVA-slange

For Aerosol- og IPPB-bruk, Segmentert, 1.8 m (6 fot) Lengde, 22 mm I.D. • Til bruk på én pasient



Tiltenkt bruk

Beregnet på at oksygen skal leveres til pasienten med en reseptbelagt konsentrasjon og/eller strømningshastighet. Oksygenslangen er koblet til en oksygenkilde i den ene enden og en maske eller kanyle i den andre enden for å forsyne pasienten med oksygen.

Bruksanvisning

Slangen har segmenterte mansjetter på hver 15 cm (6 tomme) og kan kuttes til ønsket lengde. Koble slangen til hvilket som helst standard 22 mm O.D. tilbehør eller adapter i henhold til bruksanvisningen for det korresponderende utstyret.

Forsiktig

Ikke bruk slanger der gasstemperaturen overstiger 68°C/154°F.

Advarsel

Selv om oksygen ikke er brannfarlig, støtter det forbrenning. Ikke bruk i nærheten av overdreven varme eller flammer, eller andre antennelseskilder.


Kasser alle materialer i henhold til lokale, statlige og føderale forskrifter. Dekontaminer og kasser alt materiale som kan utgjøre en mikrobiologisk risiko.

FI

AirLife

Poimutettu taipuisa EVA-letku

Aerosoli- ja IPPV-käyttöön, segmentoitu, 1,8 m (6 jalkaa) pitkä, sisäläpimitta 22 mm • Vain yhden potilaan käyttöön



Käyttötarkoitus

Tarkoitettu hapen toimitukseen potilaalle määrättyllä pitoisuudella ja/tai virtausnopeudella. Happiletku liitetään yhdestä päästä happilähteeseen ja toisesta päästä potilasliitäntään hapen toimittamiseksi potilaalle.

Käyttöohjeet

Letkussa on segmentoidut mansetit 15 cm:n (6 tuuman) välein, ja letku voidaan leikata toivottuun pituuteen. Liitä letku vakiomalliseen ulkoläpimitaltaan 22 mm:n kiinnikkeeseen tai sovittimeen asianomaisen laitteen käyttöohjeiden mukaisesti.

Varoitus

Letkua ei saa käyttää, jos kaasun lämpötila on yli 68 °C/154 °F.

Vakava varoitus

Happi edistää palamista vaikka se ei ole syttyvää. Ei saa käyttää liiallisen lämmön, liekkien tai muiden sytytyslähteiden läheisyydessä.


Hävitä kaikki materiaalit paikallisten ja alueellisten määräysten mukaisesti. Dekontaminoi ja hävitä kaikki mahdollisesti biologisesti vaaralliset materiaalit.

PL

AirLife

Karbowane elastyczne przewody z EVA

Do użytku z aerozolem i IPPB, segmentowane, o długości 1,8 m (6 stóp) i średnicy wewnętrznej 22 mm • Do stosowania u jednego pacjenta



Suomi

AirLife

Poimutettu taipuisa EVA-letku

Aerosoli- ja IPPV-käyttöön, segmentoitu, 1,8 m (6 jalkaa) pitkä, sisäläpimitta 22 mm • Vain yhden potilaan käyttöön



Käyttötarkoitus

Tarkoitettu hapen toimitukseen potilaalle määrättyllä pitoisuudella ja/tai virtausnopeudella. Happiletku liitetään yhdestä päästä happilähteeseen ja toisesta päästä potilasliitäntään hapen toimittamiseksi potilaalle.

Käyttöohjeet

Letkussa on segmentoidut mansetit 15 cm:n (6 tuuman) välein, ja letku voidaan leikata toivottuun pituuteen. Liitä letku vakiomalliseen ulkoläpimitaltaan 22 mm:n kiinnikkeeseen tai sovittimeen asianomaisen laitteen käyttöohjeiden mukaisesti.

Varoitus

Letkua ei saa käyttää, jos kaasun lämpötila on yli 68 °C/154 °F.

Vakava varoitus

Happi edistää palamista vaikka se ei ole syttyvää. Ei saa käyttää liiallisen lämmön, liekkien tai muiden sytytyslähteiden läheisyydessä.


Hävitä kaikki materiaalit paikallisten ja alueellisten määräysten mukaisesti. Dekontaminoi ja hävitä kaikki mahdollisesti biologisesti vaaralliset materiaalit.

PL

AirLife

Karbowane elastyczne przewody z EVA

Do użytku z aerozolem i IPPB, segmentowane, o długości 1,8 m (6 stóp) i średnicy wewnętrznej 22 mm • Do stosowania u jednego pacjenta



 Ilość

 Producent

 W procesie wytwarzania nie użyto naturalnej gumy lateksowej

 W procesie wytwarzania nie użyto DEHP

 Przestroga

 Zapoznać się z instrukcją obsługi

Przeznaczenie

Produkt przeznaczony jest do dostarczania pacjentowi tlenu o zaleconym stężeniu i/lub szybkości przepływu. Jeden koniec przewodów tlenowych podłączony jest do źródła tlenu, a drugi koniec do interfejsu pacjenta w celu dostarczania tlenu pacjentowi.

Wskazania dotyczące użycia

Przewody mają segmentowane mankiety co 15 cm (6 cali) i można je przyciąć do żądanej długości. Podłączyć przewody do standardowej złączki o średnicy zewnętrznej 22 mm lub adaptera, zgodnie ze wskazaniami dotyczącymi użycia danego sprzętu.

Przestroga

Nie używać przewodów, gdy temperatura gazu przekracza 68°C/154°F.

Ostrzeżenie

Mimo iż tlen nie jest palny, podtrzymuje spalanie. Nie należy używać w pobliżu źródeł nadmiernego ciepła lub płomieni, bądź innych źródeł zapłonu.

Wszystkie materiały należy usuwać zgodnie z przepisami lokalnymi, stanowymi i federalnymi. Wszelkie materiały stanowiące potencjalne zagrożenie biologiczne należy odkażać i usuwać.

HU Magyar

AirLife

Hullámos, rugalmas EVA cső

Szegmentált 1,8 m (6 láb) hosszú, 22 mm belső átmérőjű tekercs aeroszolos és IPPB felhasználásra • Kizárólag egy beteg használható

 Katalógusszám

 Az Amerikai Egyesült Államok szövetségi törvényei értelmében az eszköz kizárólag orvos által vagy rendelvényére értékesíthető

 Tételszám

 Tiszta, használatra kész

 Mennyiség

 Gyártó

 Előállításához nem használtak természetes gumi

 Előállításához nem használtak DEHP-t

 Figyelmeztetés

 Tanulmányozza a használati utasításokat

Rendeltetés

Az eszköz a páciens rendelvényének megfelelő koncentrációjú és/vagy áramlási sebességű oxigénellátásának biztosítására használható rendeltetésszerűen. A páciens oxigénellátásának biztosítása érdekében az oxigéncső egyik végét oxigénforráshoz, a másik végét pedig páciens felőli illesztőfelülethez kell csatlakoztatni.

Használati útmutató

A cső 15 cm-enként (6 hüvelykenként) szegmentált mandzsettákkal van ellátva; a kívánt méretre vágható. Csatlakoztassa a csövet bármely standard 22 mm külső átmérőjű alkatrészhez vagy adapterhez az adott berendezés használati útmutatásának megfelelően.

Figyelmeztetés

Ne használja a csövet, ha a gáz hőmérséklete nagyobb, mint 68°C / 154°F.

Vigyázat

Habár az oxigén nem tűzveszélyes, elősegíti az égést. Túlzott mértékű hőforrások, lángok vagy egyéb gyújtóforrások közelében tilos használni.

Az anyagokat a helyi, állami és szövetségi jogszabályoknak megfelelően kell ártalmatlanítani. Valamennyi potenciálisan biológiailag veszélyes anyagot fertőtleníteni és ártalmatlanítani kell.

CS

Čeština

AirLife


Vnitřní pružná hadička z materiálu EVA

Pro použití s aerosolem a IPPB (přerušované dýchání s pozitivním tlakem), segmentovaná, dlouhá 1,8 m (6 stop), s vnitřním průměrem 22 mm • Pro použití na jednoho pacienta

 Katalogové číslo

 Zákony USA omezují prodej tohoto prostředku na lékáře nebo na lékařský předpis

 Číslo šarže

 Čisté, připraveno k použití

 Množství

 Výrobce

 Nemí vyrobeno z přírodního kaučuku (latexu)

 Datum výroby

 Nemí vyrobeno z DEHP

 Upozornění

 Dodržujte pokyny k použití

Zamýšlený účel

Určeno pro přívod kyslíku pacientovi o předepsané koncentraci a/nebo průtoku. Kyslíková hadička je na jednom konci připojena ke zdroji kyslíku a na druhém konci k rozhraní pacienta, které slouží pro přívod kyslíku pacientovi.

Návod k použití

Na hadičce jsou každých 15 cm (6 palců) umístěny segmentované manžety a je možné ji uříznout na požadovanou délku. Připojte hadičku k libovolné standardní spojce nebo adaptéru s vnějším průměrem 22 mm podle návodu k použití odpovídajícího zařízení.

Upozornění

Nepoužívejte hadičku v prostředích, ve kterých teplota plynů překračuje 68 °C / 154 °F.

Varování

Přestože kyslík není hořlavý, podporuje spalování. Nepoužívejte v blízkosti nadměrného tepla nebo plamenů ani jiných zdrojů vznícení.

Všechny materiály likvidujte v souladu s místními, státními a federálními předpisy. Dekontaminujte a zlikvidujte veškerý potenciálně biologicky nebezpečný materiál.

JA

日本語

AirLife


波形フレキシブルEVAチューブ

エアロゾルおよびIPPB用、セグメント型、長さ1.8m (6フィート)、22mm内径・単一の患者のみに使用

 カタログ番号

 米国連邦法では、本装置の販売を医師本人または医師の指示を受けたものに限定しています

 ロット番号

 清浄・即使用可能

 数量

 メーカー

 天然ゴムラテックス製ではありません

 製造日

 DEHP 製ではありません

 注意

 取扱説明書を参照

使用目的

規定の濃度や流量で患者に酸素を供給することを意図しています。 酸素チューブは一端を酸素源、もう一端を患者インターフェースに接続して患者に酸素を供給します。

使用方法

チューブはカフを15cm (6インチ) ごとにセグメント化しており、所望の長さに切ることができます。対応する装置の使用方法に従って、チューブを標準22mm外径の固定具またはアダプタに接続します。

注意

ガスの温度が68°C/154°Fを超えところでは、チューブを使用しないでください。

警告

酸素は可燃性ではありませんが、物を燃焼させます。過度の熱や火災、その他引火源の近くで使用しないでください。

地方、州、および連邦規則に従ってすべての材料を廃棄してください。潜在的にバイオハザードとなる材料はすべて除染して廃棄してください。