


DOPPELUMIGER ENDOBRONCHIALTUBUS

LATEXFREI | STERIL | EINMALGEBRAUCH | EINWEGPRODUKT

Der Robertshaw Doppellumen-Endobronchialtubus ist in Ausführungen für links und rechts erhältlich. Dieser Tubus sorgt für einen luftdichten Verschluss der Trachea und eines Bronchus. Steril verpackt mit Doppelkonnektoren, Absauganschlüssen und vollständig montierten Absaugkathetern.



DOPPELUMIGER ENDOBRONCHIALTUBUS

- Farbcodiert, klar (tracheal) und blau (bronchial) zur einfachen Differenzierung von geeignetem Lumen, Pilotballon und Manschette
- Weiches PVC
- Hohes Volumen, Manschette mit niedrigem Druck
- Röntgendichter Streifen
- Abgestufte Tiefenmarkierungen
- Absaugkatheter im Lieferumfang enthalten
- Bronchialmandrin enthalten
- 15-mm-Y-Konnektor ist bei jedem Tubus enthalten

DOPPELUMIG (LINKS)

ARTIKEL	BESCHREIBUNG	GRÖSSE	PCKG.
1-7370-35	Endobronchiale Robertshaw, links	35 Fr	1
1-7370-37	Endobronchiale Robertshaw, links	37 Fr	1
1-7370-39	Endobronchiale Robertshaw, links	39 Fr	1
1-7370-41	Endobronchiale Robertshaw, links	41 Fr	1

DOPPELUMIG (RECHTS)

ARTIKEL	BESCHREIBUNG	GRÖSSE	PCKG.
1-7371-35	Endobronchiale Robertshaw, rechts	35 Fr	1
1-7371-37	Endobronchiale Robertshaw, rechts	37 Fr	1
1-7371-39	Endobronchiale Robertshaw, rechts	39 Fr	1
1-7371-41	Endobronchiale Robertshaw, rechts	41 Fr	1

LIT-20263-C1 Rev1