

POCHE INFU-SURG® TRANSPARENTE

SANS LATEX | USAGE UNIQUE | JETABLE | SANS DEHP | MR CONDITIONNEL | MARQUE CE

La poche de perfusion à pression Infu-Surg® transparente est un dispositif innovant et pratique pour un traitement par perfusion intraveineuse ou intra-artérielle. Conçue avec un panneau transparent, l'étiquette et le code-barres du patient figurant sur la poche de solution peuvent être facilement scannés. Le crochet dédié à la poche de liquide permet un chargement et un déchargement facile du système sans avoir à retirer la poche de perfusion de la potence pour intraveineuse.



Panneau transparent qui offre une visibilité complète de la poche de solution pour surveiller le niveau de liquide et scanner facilement le code-barres du patient

POCHE DE PERFUSION À PRESSION INFU-SURG® TRANSPARENTE

- Panneau transparent pour une visibilité parfaite de la poche de solution
- Crochet dédié qui permet un changement rapide de la poche de solution tout en offrant un positionnement adéquat dans la pochette
- Soupape de décharge de pression pour éviter le surgonflage (375 mm Hg)
- Jauge à code de couleur pour une surveillance précise de la pression (0 à 300 mm Hg)
- Gonflage et dégonflage à une main à l'aide d'une poire de forme ovale qui facilite l'utilisation et requiert une formation minimale
- La construction à panneau soudé et crochet est plus durable qu'une conception cousue pour supporter une utilisation répétée
- Adaptée à une utilisation avec des sources de gonflage externes
- Le robinet à trois voies garantit un contrôle précis de la pression
- Incroyablement fiable, 100% testée

ARTICLE	DESCRIPTION	VOLUME	PK
4050	Infu-Surg transparente	500 ml	25
4100	Infu-Surg transparente	1 000 ml	25



Une vue à 360° de la jauge à code de couleur permet une surveillance précise de la pression alors que la soupape de décharge de sécurité évite le surgonflage



Un robinet à trois voies permet un contrôle précis de la pression alors que la grosse poire ovale permet un gonflage rapide de la poche, le tout avec une seule main



Le crochet de la poche de solution permet de la remplacer facilement sans avoir à retirer l'Infu-Surg de la potence pour intraveineuse ; permet de maintenir la poche de liquide dans la bonne position pendant l'utilisation