



INTRODUCTOR/SONDA

SIN LÁTEX | ESTÉRIL | USO ÚNICO | DESECHABLE | MARCADO CE


Los introductores sin látex de SunMed® son firmes y flexibles para facilitar su inserción. Están calibrados para una profundidad de entrada precisa y están disponibles en tamaños para adultos y niños.



- El polietileno de baja densidad ofrece la rigidez adecuada para una inserción sencilla
- Están calibrados para garantizar una distancia de inserción precisa
- El tamaño para niños presenta marcas calibradas en ambos extremos que permiten utilizarlo como punta recta o acodada
- El tamaño para niños se ajusta a tubos de 4 a 6 mm
- El tamaño para adultos se ajusta a tubos de 6 a 11 mm

INTRODUCTOR DE TUBO ENDOTRAQUEAL

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO	PAQ.
9-0211-70	Para niños, punta acodada	10 Fr × 70 cm	10
9-0212-70	Para adultos, punta acodada	15 Fr × 70 cm	10
9-0212-72	Para adultos, punta recta	15 Fr × 70 cm	10



INTRODUCTOR DE TUBO ENDOTRAQUEAL DÚCTIL

- Combina los beneficios de un introductor y un estilete en una sola unidad
- El tamaño para niños presenta marcas calibradas en ambos extremos que permiten utilizarlo como punta recta o acodada

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO	PAQ.
9-0213-82	Para niños, dúctil, punta acodada y recta	10 Fr × 70 cm	10
9-0213-92	Para adultos, dúctil, punta acodada	15 Fr × 70 cm	10


BOUGIE-TO-GO™

SIN LÁTEX | ESTÉRIL | USO ÚNICO | DESECHABLE | MARCADO CE

El introductor sin látex Bougie-To-Go™ de SunMed® se ha desarrollado pensando en los primeros auxilios. El Bougie-To-Go está diseñado con la misma calidad firme y flexible que nuestro introductor tradicional, pero con un envase compacto. Cabe en los bolsos de los sanitarios, en los bolsillos y en los espacios de almacenamiento más pequeños.



Diseñado específicamente para el uso por parte de profesionales de servicios médicos de emergencia



Envasado de forma práctica para que quepa en bolsos de sanitarios, bolsillos y espacios compactos

INTRODUCTOR DE TUBO ENDOTRAQUEAL BOUGIE-TO-GO™

- Envase innovador y compacto diseñado para el uso por parte de profesionales de servicios médicos de emergencia
- El polietileno de baja densidad ofrece la rigidez adecuada para una inserción sencilla
- Están calibrados para garantizar una distancia de inserción precisa
- El tamaño para adultos se ajusta a tubos de 6 a 11 mm

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO	PAQ.
9-0212-82	Para adultos, punta acodada	15 Fr x 60 cm	10



No se altera la forma del introductor al desenvolverlo y se mantiene en la posición adecuada de inserción