


# EINFÜHRHILFE/BOUGIE

LATEXFREI | STERIL | EINMALGEBRAUCH | WEGWERFARTIKEL | CE-MARKIERUNG


Die latexfreien Einführhilfen von SunMed® sind sowohl fest als auch flexibel und lassen sich leicht einführen. Sie sind für eine genaue Eindringtiefe kalibriert und in Größen für Erwachsene und Kinder erhältlich.



- Polyethylen von geringer Dichte sorgt für die nötige Steifigkeit, um das Einführen zu erleichtern
- Kalibriert, um eine genaue Eindringtiefe zu gewährleisten
- Die pädiatrische Größe verfügt über kalibrierte Markierungen an beiden Enden, so dass sie als gerade oder als Coudé-Spitze verwendet werden kann
- Die pädiatrische Größe passt in 4 mm bis 6 mm große Tuben
- Die Erwachsenengröße passt in 6 mm bis 11 mm große Tuben

## EINFÜHRHILFE FÜR ENDOTRACHEALTUBEN

ARTIKEL	BESCHREIBUNG	GRÖSSE	PK
9-0211-70	Pädiatrisch, Coudé-Spitze	10 Ch x 70 cm	10
9-0212-70	Erwachsene, Coudé-Spitze	15 Ch x 70 cm	10
9-0212-72	Erwachsene, gerade Spitze	15 Ch x 70 cm	10



## VERFORMBARE EINFÜHRHILFE FÜR ENDOTRACHEALTUBEN

- Kombiniert die Vorteile von Einführhilfe und Mandrin in einem Produkt
- Die pädiatrische Größe verfügt über kalibrierte Markierungen an beiden Enden, so dass sie als gerade oder als Coudé-Spitze verwendet werden kann

ARTIKEL	BESCHREIBUNG	GRÖSSE	PK
9-0213-82	Pädiatrisch, verformbar, gerade und Coudé-Spitze	10 Ch x 70 cm	10
+1 9-0213-92	Erwachsene, verformbar, Coudé-Spitze	15 Ch x 70 cm	10

## BOUGIE-TO-GO™

LATEXFREI | STERIL | EINMALGEBRAUCH | WEGWERFARTIKEL | CE-MARKIERUNG

Die latexfreie Einführhilfe Bougie-To-Go™ von SunMed® wurde mit Blick auf Ersthelfer entwickelt. Der Bougie-To-Go wurde mit der gleichen festen und flexiblen Qualität wie unsere traditionelle Einführhilfe entwickelt und ist kompakt verpackt. Er passt in Notfalltaschen, Taschen und kleinere Stauräume.



Speziell für  
Rettungspersonal  
entwickelt



Praktisch verpackt, passt in  
Notfalltaschen, Taschen und  
kleine Stauräume

## BOUGIE-TO-GO™ ENDOTRACHEALE EINFÜHRHILFE

- Innovative kompakte Verpackung, speziell für Rettungspersonal entwickelt
- Polyethylen von geringer Dichte sorgt für die nötige Steifigkeit, um das Einführen zu erleichtern
- Kalibriert, um eine genaue Eindringtiefe zu gewährleisten
- Die Erwachsenengröße passt in 6 mm bis 11 mm große Tuben

ARTIKEL	BESCHREIBUNG	GRÖSSE	PK
9-0212-82	Erwachsene, Coudé-Spitze	15 Ch x 60 cm	10



Abwicklung ohne Verformung  
der Form der Einführhilfe;  
Spitze bleibt in der korrekten  
Einführposition