



삽입기/부지

무라텍스 | 멸균 | 1회용 | 일회용 | CE 표시


SunMed®에서 제작한 무라텍스 삽입기는 단단하면서도 삽입하기 용이하도록 유연하게 만들어졌습니다. 이들은 정확한 진입 깊이에 맞게 보정되고 성인 크기와 소아 크기용으로 사용될 수 있습니다.



- 저밀도 폴리에틸렌은 삽입하기 쉬운 적절한 강성도를 제공합니다.
- 정확한 거리로 삽입하도록 보정됩니다.
- 소아 크기의 경우 양 끝에 보정된 표식이 있어 직선형 또는 굴절형 팁으로 사용될 수 있습니다.
- 소아 크기는 4mm ~ 6mm 튜브에 맞습니다.
- 성인 크기는 6mm ~ 11mm 튜브에 맞습니다.

기관 내 튜브 삽입기

품목	설명	크기	PK
9-0211-70	소아, 굴절형 팁	10 Fr x 70 cm	10
9-0212-70	성인, 굴절형 팁	15 Fr x 70 cm	10
9-0212-72	성인, 직선형 팁	15 Fr x 70 cm	10



가단성 기관 내 튜브 삽입기

- 삽입기와 스타일렛의 장점을 한 장치에 결합합니다.
- 소아 크기의 경우 양 끝에 보정된 표식이 있어 직선형 또는 굴절형 팁으로 사용될 수 있습니다.

품목	설명	크기	PK
9-0213-82	소아 가단성, 굴절형 및 직선형 팁	10 Fr x 70 cm	10
9-0213-92	성인, 가단성, 굴절형 팁	15 Fr x 70 cm	10


BOUGIE-TO-GO™

무라텍스 | 멸균 | 1회용 | 일회용 | CE 표시

SunMed®에서 제작한 Bougie-To-Go™ 무라텍스 삽입기는 응급 의료요원을 염두에 두고 개발되었습니다. 종래의 삽입기와 동일한 단단함과 유연한 품질로 설계된 Bougie-To-Go는 소형 패키징이 특징입니다. 이것은 구급 가방, 주머니 및 더 작은 보관 공간에 들어갑니다.



EMS 전문가용으로 특별히 설계됨



구급 가방, 주머니 및 작은 공간에 들어가도록 편리하게 포장됨

BOUGIE-TO-GO™ 기관내 삽입기

- EMS 전문가용으로 특별히 설계된 혁신적인 소형 패키징
- 저밀도 폴리에틸렌은 삽입하기 쉬운 적절한 강성도를 제공합니다.
- 정확한 거리로 삽입하도록 보정됩니다.
- 성인 크기는 6mm ~ 11mm 튜브에 맞습니다.

품목	설명	크기	PK
9-0212-82	성인, 굴절형 팁	15 Fr x 60 cm	10



삽입기 모양이 변형되지 않도록 포장을 풀고, 팁을 올바른 삽입 위치에 유지합니다.