


# イントロデューサー/ブジー

ラテックスフリー | 無菌 | 使い捨て | ディスポーザブル | CEマーク


SunMed®のラテックスフリーイントロデューサーは、適度な硬さと柔軟性を兼ね備えた、挿入しやすい製品です。成人用と小児用のサイズがあり、それぞれ正確な深さで挿入できるように調整されています。



- 低密度ポリエチレンを素材としているので、適度な硬さがあり、挿入しやすくなっています。
- 正確な深さで挿入目盛り付きです。
- 小児用サイズは、両端に目盛りが付いていますので、ストレートチップとしてもクーデットチップとしても使用できます。
- 小児用サイズは、4mm~6mmのチューブに適合します。
- 大人用サイズは、6mm~11mmのチューブに適合します。

## 気管内チューブイントロデューサー

製品	説明	サイズ	PK
9-0211-70	小児用、クードチップ型	10 Fr x 70 cm	10
9-0212-70	大人用、クードチップ型	15 Fr x 70 cm	10
9-0212-72	大人用、ストレートチップ型	15 Fr x 70 cm	10



## 可動式気管内チューブイントロデューサー

- イントロデューサーとスタイレットの利点をユニットに統合しました。
- 小児用サイズは、両端に目盛りが付いていますので、ストレートチップとしてもクーデットチップとしても使用できます。

製品	説明	サイズ	PK
9-0213-82	小児用、可動式、クードチップ型とストレートチップ型	10 Fr x 70 cm	10
9-0213-92	大人用、可動式、クードチップ型	15 Fr x 70 cm	10

# BOUGIE-TO-GO™

ラテックスフリー | 無菌 | 使い捨て | ディスポーザブル | CEマーク

SunMed®のBougie-To-Go™ラテックスフリーイントロデューサは、緊急対応要員（ファーストレスポnder）による使用を想定して開発されました。従来のイントロデューサと同様の適度な硬さと柔軟性がありますが、コンパクトなパッケージがBougie-To-Goの特徴です。緊急対応要員の使用するバッグやポケットなどの小さな収納スペースにも収まります。



緊急対応要員の使用に特化したデザイン



救急隊員用のバッグやポケットなどにコンパクトに収納できる便利なパッケージ。

## BOUGIE-TO-GO™ 気管支用イントロデューサー

- EMS (救急医療サービス) の専門家が使用するために設計された革新的なコンパクトパッケージ
- 低密度ポリエチレンを素材としているので、適度な硬さがあり、挿入しやすくなっています。
- 正確な深さで挿入できる目盛り付きです。
- 大人用サイズは、6mm～11mmのチューブに適合します。

製品	説明	サイズ	PK
9-0212-82	大人用、クードチップ型	15 Fr x 60 cm	10



イントロデューサの形状を崩さずにパッケージから取り出し、先端を正しい挿入位置に維持することができます。

LIT-10116 Rev.1