

POCHE DE PERFUSION SOUS PRESSION INFU-SURG®

SANS LATEX | À UTILISER SUR UN SEUL PATIENT | JETABLE | SANS DEHP | COMPATIBLE AVEC L'IRM SOUS CERTAINES CONDITIONS

La poche de perfusion sous pression INFU-SURG® est un dispositif sûr, fiable et de haute qualité pour un traitement par perfusion intraveineuse et intra-artérielle, ainsi que pour la surveillance de la pression dans la ligne A. L'Infu-Surg est un produit économique et fiable sur lequel les professionnels de santé s'appuient depuis des décennies. Le crochet pour poche de liquide dédié permet un chargement et un déchargement efficaces du système sans avoir à retirer la poche de perfusion de la potence pour intraveineuse.



Une vue à 360° de la jauge à code couleur facilite une surveillance précise de la pression tandis que la valve de surpression de sécurité empêche tout surgonflage



Le robinet à trois voies assure un contrôle précis de la pression tandis que la grosse poire ovale permet un gonflage rapide de la poche d'air, le tout d'UNE seule main



Le crochet pour poche de solution permet de changer la poche facilement sans avoir à retirer l'Infu-Surg de la potence pour intraveineuse ; il maintient la poche de liquide dans la bonne position pendant l'utilisation

POCHE DE PERFUSION SOUS PRESSION INFU-SURG®

- La valve de surpression empêche tout surgonflage (décharge de pression de 375 mmHg)
- La grosse poire ovale permet un gonflage rapide et facile de la poche d'air
- La conception du gonflage et du dégonflage d'une seule main facilite son utilisation et nécessite une formation minimale
- Le crochet pour poche de liquide dédié permet un chargement et un déchargement efficaces du système sans avoir à retirer la poche de perfusion de la potence pour intraveineuse.
- Jauge à code couleur pour une surveillance précise de la pression (0 à 300 mmHg)
- Le robinet à trois voies assure un contrôle précis de la pression
- Incroyablement fiable – testé à 100 %

ARTICLE	DESCRIPTION	VOLUME	PACK
4005H	Infu-Surg avec crochet	500 ml	25
4010H	Infu-Surg avec crochet	1 000 ml	25
4030	Infu-Surg	3 000 ml	25