

SISTEMA Y MASCARILLA SUPERNO₂VA™ ET

SIN LÁTEX | USO EN UN SOLO PACIENTE | DESECHABLE | SIN DEHP | COMPATIBLE CON RM

La mascarilla SuperNO₂VA™ Et es un sistema de presión positiva no invasivo diseñado para suministrar oxígeno, aire y gas anestésico a pacientes a los que se les ha diagnosticado apnea obstructiva del sueño o que corren el riesgo de padecerla.




PREOPERATORIO

Se utiliza para mantener la saturación de O₂



INTRAOPERATORIO

Sedación profunda e intraoral



POSOPERATORIO

Proporciona presión positiva u oxigenación pasiva

SUPERNO₂VA ET

- Permite una oxigenación previa y una ventilación de rescate eficaces sin necesidad de equipos adicionales
- Mantiene el acceso oral
- Puede proporcionar oxigenaciones pasivas, oxígeno de flujo alto y una captura oral o nasal de CO₂

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO	ALTURA DEL PACIENTE	CANTIDAD
SEM-20-CE	Mascarilla SuperNO ₂ VA™ Et	Adulto: tamaño medio	1,40 m (4'7") - 2,05 m (6'9")	20
SEL-20-CE	Mascarilla SuperNO ₂ VA™ Et	Adulto: tamaño grande	1,78 m (5'10") - 2,21 m (7'3")	20
SSEM-20-CE	Sistema SuperNO ₂ VA™ Et	Adulto: tamaño medio	1,40 m (4'7") - 2,05 m (6'9")	20
SSEL-20-CE	Sistema SuperNO ₂ VA™ Et	Adulto: tamaño grande	1,78 m (5'10") - 2,21 m (7'3")	20