

Ethox

# INFU-SURG® DRUCKINFUSIONSBEUTEL

LATEXFREI | EINMALGEBRAUCH | CE ZERTIFIZIERT

Der latexfreie Druckinfusionsbeutel Infu-Surg ist eine innovative, benutzerfreundliche Vorrichtung für die intravenöse und intraarterielle Infusionsbehandlung. Dank der transparenten Oberfläche können Patientenetiketten und Barcodes einfach am Beutel gescannt werden.

Der spezielle Beutelhaken ermöglicht effizientes Laden und Entladen des Systems, ohne dass der Infusionsbeutel vom Infusionsständer genommen werden muss.



Einfacher Beutelwechsel durch den speziellen Haken am Infusionsständer. Infu-Surg hält den Flüssigkeitsbeutel in der richtigen Position während des Gebrauchs.



Große, ovale Druckblase sorgt für einfache und ergonomische Einhandbedienung. Präzise Druckregelung durch den Dreiweghahn.



Die transparente Hülle ermöglicht volle Sichtbarkeit des Beutels, um den Flüssigkeitsstand zu kontrollieren und den Barcode zu scannen.



360 Grad Ansicht auf das farbcodierte Messgerät ermöglicht eine genaue Drucküberwachung

## INFU-SURG® TRANSPARENTER INFUSIONSDRUCKBEUTEL

- Transparente Hülle für volle Sichtbarkeit
- Spezieller Haken ermöglicht schnellen Wechsel des Beutels, ohne ihn vom Infusionsständer zu entfernen
- Überdruckventil verhindert Überblähung (Druckentlastung bei 330mm Hg)
- Farbcodierung für genaue Drucküberwachung (0-300mm Hg)
- Dreiweghahn sorgt für eine präzise Steuerung des Drucks
- Welded panel and hook construction are more durable than sewn designs to withstand repeated use
- Einfache und ergonomische Einhandbedienung
- Geschweißte Nähte für mehr Haltbarkeit
- zu 100% getestet - hohe Zuverlässigkeit

ARTIKELNR.	GRÖSSE	BESCHREIBUNG	VPE
4050	500ml	Infu-Surg® Clarity Druckinfusionsbeutel, transparent, unsteril, Einmalgebrauch	5 Stück
4100	1000ml	Infu-Surg® Clarity Druckinfusionsbeutel, transparent, unsteril, Einmalgebrauch	5 Stück