


EtCO₂ Overzicht

EtCO₂ monitoring is een niet-invasieve adem-per-adem-analyse van de ventilatoire status van een patiënt. Capnografie breidt zich snel uit naar intensive-care- en procedurele zorgomgevingen (GI Suites) om de patiënt veiliger te kunnen bewaken.

Als marktleider in EtCO₂-verbruiksartikelen met standaard luer-connectoren, bieden wij nu voordelige oplossingen voor monitoren die reflecterende connectoren vereisen.

SalterSTAT™ Reflecterende Serie

Voor monitoren die reflecterende connectoren vereisen



Compatibele reflecterende connector

- **Reputatie:** geproduceerd door een al 40 jaar lang betrouwbare fabrikant van ademhalingsproducten.
- **Compatibiliteit:** volledige reeks configuraties, ontworpen op compatibiliteit met monitoren die reflecterende connectoren vereisen, waaronder: Philips™, Covidien™, Medtronic™, Physio-Control™, Mindray™, Zoll™, Datascope™, HP, Respirationics™
- **Flexibiliteit:** geen jaarcontract vereist
- **Veelzijdigheid:** compatibele bemonsteringscanules, -lijnen en -maskers
- **Ergonomisch ontwerp:** superieur comfort en ideale pasvorm op gezichten van zowel volwassenen als kinderen
- **Vochtregulering:** standaard hydrofoob filter van 0,2 micron in de lijn ter bescherming van gevoelige apparatuur. Ook verkrijgbaar met Nafion-slang voor langdurige bewaking

VEELGEBRUIKTE PRODUCTCODES – ACUTE ZORG EN AMBULANCEDIENSTEN Concurrerende kruismatrix

ITEM	BESCHRIJVING	MEDTRONIC	PHILIPS	PHYSIO-CONTROL	ZOLL
4MSF1-7-6-25	Mond-neusbemonstering met 7' O ₂ -, 6' CO ₂ -lijn	009822	989803129751	11996-000163	8300-000528-01
4MSF3-7-6-25	Neusbemonstering met 7' O ₂ -, 6' CO ₂ -lijn	006912	989803179101	–	–
4MSF3-6-25	Neusbemonstering 6' CO ₂ -lijn	008174	–	–	–
4MSF1-7-13-25	Mond-neusbemonstering met 7' O ₂ -, 13' CO ₂ -lijn	009826	989803129781	11996-000165	8300-0524-01
4MSF5-13-25	Bemonsteringslijn met ETT-adapter, 13' CO ₂ -lijn	007768	–	–	8300-0520-01

VEELGEBRUIKTE PRODUCTCODES – KINDERZIEKENHUIS Concurrerende kruismatrix

ITEM	BESCHRIJVING	MEDTRONIC	PHILIPS	PHYSIO-CONTROL	ZOLL
4MSF2-PED-7-6-25	Mond-neusbemonstering met 7' O ₂ -, 6' CO ₂ -lijn	007269	989803129761 M2524A	–	–
4MSF3-6-25	Neusbemonstering 6' CO ₂ -lijn	008175	–	–	–
4MSF2-L-PED-7-6-25	Mond-neusbemonstering met 7' O ₂ -, 6' CO ₂ -lijn	010582	989803177971	–	–
4MSF5-13-25	Bemonsteringslijn met ETT-adapter, 13' CO ₂ -lijn	007768	–	–	8300-0520-01

Voor meer configuraties, zie onze STATOrange-productcatalogus.

Voor langdurig gebruik

EtCO₂-canules voor langdurig gebruik omvatten Nafion-slangen voor vochtregulering.



Mond-neuscanule voor langdurig gebruik



Neuscanule voor langdurig gebruik

LANGDURIG

ITEM	BESCHRIJVING	MEDTRONIC	PHILIPS	PHYSIO-CONTROL	ZOLL
4MSF1-L-7-6-25	Mond-neusbemonstering voor langdurig gebruik met 7' O ₂ , 6' CO ₂ -lijn	010433	989803177951	-	-
4MSF2-L-PED-7-6-25	Mond-neusbemonstering voor langdurig gebruik met 7' O ₂ , 6' CO ₂ -lijn	010582	989803177971	-	-
4MSF5-L-6-25	Bemonsteringslijn voor langdurig gebruik met ETT-adapter, 6' CO ₂ -lijn	010787	-	-	-
4MSF8-L-13-25	Bemonsteringslijn voor langdurig gebruik met mannelijke luer-lock, 13' CO ₂ -lijn	-	-	-	-

Voor meer configuraties, zie onze STATOrange-productcatalogus.

EtCO₂ Overzicht

Met de recente overname van Salter Labs® kan SunMed® nu een uitgebreide EtCO₂-canuletechnologie aanbieden met prestaties die gewild zijn in de branche en concurrerende prijzen, zoals blijkt uit de reacties die wij ontvangen van klinische medici.

Prestatievergelijking



Golfvorm SalterSTAT™



Golfvorm Microstroom

DE SALTERSTAT™ SERIE PRESTEERT ZEER GOED IN KLINISCHE EVALUATIES:

- Biedt schone, heldere golfvormen
- Betrouwbare, nauwkeurige waarden gedurende de gehele procedure
- Uitzonderlijk comfort
- Apparaat presteert goed met NRB-masker
- Presteert goed tijdens reanimatie