


## Unik, patenterad design som bidrar till att undvika kollisioner med luftvägarna och gör att intuberingen går lätt och smidigt.

- Atraumatisk Flex-Tip® minskar risken för kollisioner med luftvägarna
- Den mjuka, flexibla och rundade spetsen glider lätt genom luftvägsanatomien
- Skador på luftvägarna förebyggs tack vare den centrerade spetsen
- Spetsen sluter tätt kring intubationsguider, införare och mandränger



**FLEX-TIP®**  
Endotrakealtubspets




**STANDARD**  
Endotrakealtubspets




## PRODUKTFAMILJ

Finns i ett brett utbud av former och storlekar som passar många olika pediatrika och vuxna patienter.




Hög volym, lågt tryck, kuffad (PFHV)  
4,0–9,5 mm




Låg profil, kuffad (PFLP)  
3,0–9,5 mm



Trakealtub med formbar mandräng,  
hög volym lågt tryck, kuffad (PFST)  
4,0–9,5 mm




Okuffad (PFUO)  
2,5–7,0 mm



Förformad, nasal, kuffad (PFNC)  
4,0–9,0 mm




Förformad, nasal, okuffad (PFNU)  
3,0–7,0 mm



Förformad, oral, kuffad (PFOC)  
4,0–9,0 mm



Förformad, oral, okuffad (PFOU)  
3,0–9,0 mm




Förstärkt, kuffad (PFRK)  
5,5–9,5 mm




Förstärkt, okuffad (PFRU)  
3,0–5,0 mm




ThinCuff, Murphy-typ, längre kuff,  
två Murphy-öglor (PTCY)  
6,0–9,5 mm



ThinCuff kortare kuff, Magill-typ, nära tubens  
spets, inga Murphy-öglor (PTCL)  
3,0–7,0 mm



TrachVac, polyuretan, kuffad (SFTVPU)  
6,0–9,0 mm



TrachVac, PVC, kuffad (SFTVVC)  
6,0–9,0 mm



Mikrolaryngeal, kuffad (PMLT)  
4,0 mm, 5,0 mm, 6,0 mm