


En unik, patentert design som bidrar til å unngå luftveiskollisjoner, og gir en jevn og enkel intubering.

- Atraumatisk Flex-Tip® reduserer forekomsten av luftveiskollisjon
- Myke, fleksible, avrundede spisser blir gjennom luftveisanatomien
- Sentrert spiss forhindrer traume i luftveiene
- Spissen sitter tett inntil intuberingsguidene, innføringsenhetene og stiletene



FLEX-TIP®
Endotrakealtubespiss




STANDARD
Endotrakealtubespiss




PRODUKTFAMILIE


Et bredt utvalg av former og størrelser for å passe til en rekke pediatriske og voksne pasienter.



Høyt volum, lavt trykk, med mansjett (PFHV)
4,0–9,5 mm




Lavprofil, med mansjett (PFLP)
3,0–9,5 mm



Trakealtube med formbar stilet,
høyt volum, lavt trykk, med mansjett (PFST)
4,0–9,5 mm




Uten mansjett (PFUO)
2,5–7,0 mm




Forhåndsformet, nasal, med mansjett (PFNC)
4,0–9,0 mm




Forhåndsformet, nasal, uten mansjett (PFNU)
3,0–7,0 mm



Forhåndsformet, oral, med mansjett (PFOC)
4,0–9,0 mm




Forhåndsformet, oral, uten mansjett (PFOU)
3,0–9,0 mm




Forsterket, med mansjett (PFRC)
5,5–9,5 mm




Forsterket, uten mansjett (PFRU)
3,0–5,0 mm




ThinCuff, Murphy-type,
lengre mansjett, to Murphy-øyne (PTCY)
6,0–9,5 mm




ThinCuff kortere mansjett, Magill-type,
nær tubens spiss, ingen Murphy-øyne (PTCL)
3,0–7,0 mm



TrachVac, med polyuretanmansjett (SFTVPU)
6,0–9,0 mm



TrachVac, med PCV-mansjett (SFTVVC)
6,0–9,0 mm



Mikrolaryngeal, med mansjett (PMLT)
4,0 mm, 5,0 mm, 6,0 mm