


独自の特許取得済みデザインにより、気道との衝突を防ぎ、スムーズで容易な挿管を実現します。

- ・ 無外傷性のFlex-Tip®が気道との衝突の発生率を低減します
- ・ 柔軟で柔らかく、丸みを帯びたチップが、気道の解剖学的構造内をスムーズに通過します
- ・ 先端が中央にあるため、気道の外傷を防止します
- ・ チップが挿管ガイド、イントロデューサー、スタイレットにしっかりと密着します



FLEX-TIP®
気管内チューブチップ




標準的な
気管内チューブチップ




製品シリーズ

多様な形状とサイズが揃っており、さまざまな小児および成人患者に対応しています。



高容量低圧、カフ付き (PFHV)
4.0-9.5 mm




薄型、カフ付き (PFLP)
3.0-9.5 mm



マリアプルスタイレット付き気管チューブ、
高容量低圧、カフ付き (PFST)
4.0-9.5 mm



カフなし (PFUO)
2.5-7.0 mm



成形済み、鼻腔用、カフ付き (PFNC)
4.0-9.0 mm




成形済み、鼻腔用、カフなし (PFNU)
3.0-7.0 mm



成形済み、口腔用、カフ付き (PFOC)
4.0-9.0 mm



成形済み、口腔用、カフなし (PFOU)
3.0-9.0 mm



強化、カフ付き (PFRC)
5.5-9.5 mm




強化、カフなし (PFRU)
3.0-5.0 mm




ThinCuff、マーフィー型、ロングカフ、
マーフィーアイ2つ (PTCY)
6.0-9.5 mm



ThinCuffショートカフ、マガイル型、チューブ先端
付近、マーフィーアイなし (PTCL)
3.0-7.0 mm



TrachVac、ポリウレタン製カフ付き (SFTVPU)
6.0-9.0 mm



TrachVac、PVC製カフ付き (SFTVVC)
6.0-9.0 mm



マイクロラリンジアル、カフ付き (PMLT)
4.0 mm、5.0 mm、6.0 mm