



# GUIDE DE SÉLECTION DES PRODUITS DE CAPNOGRAPHIE ETCO<sub>2</sub>


## GAMME RÉFLÉCHISSANTE SALTERSTAT™

### PATIENT NON INTUBÉ, UTILISATION À COURT TERME

Applications clés : Sédation procédurale, interventions des voies digestives inférieures, salle d'opération, MAC, services d'urgence


ÉCHANTILLONNAGE ORAL-NASAL	ARTICLE	TAILLE	LONGUEUR O <sub>2</sub>	LONGUEUR CO <sub>2</sub>	TUBULURES SOUPLES	PACK
	4MSF1-7-6-25	Adulte	7 pi (2,1 m)	6 pi (1,8 m)	—	25
	4MSF1-7-6-100	Adulte	7 pi (2,1 m)	6 pi (1,8 m)	—	100
	4MSF1-7-13-25	Adulte	7 pi (2,1 m)	13 pi (4,0 m)	—	25
	4MSF1-7-13-100	Adulte	7 pi (2,1 m)	13 pi (4,0 m)	—	100
	4MSF1-0-6-25	Adulte	2 po (5,1 cm)	6 pi (1,8 m)	—	25
	4MSF1-0-6-100	Adulte	2 po (5,1 cm)	6 pi (1,8 m)	—	100
	4MSF1-0-13-25	Adulte	2 po (5,1 cm)	13 pi (4,0 m)	—	25
	4MSF2-PED-7-6-25	Pédiatrique	7 pi (2,1 m)	6 pi (1,8 m)	—	25

ÉCHANTILLONNAGE NASAL, AVEC ADMINISTRATION D'O <sub>2</sub>	ARTICLE	TAILLE	LONGUEUR O <sub>2</sub>	LONGUEUR CO <sub>2</sub>	TUBULURES SOUPLES	PACK
	4MSF3-7-6-25	Adulte	7 pi (2,1 m)	6 pi (1,8 m)	—	25
	4MSF3-7-6-100	Adulte	7 pi (2,1 m)	6 pi (1,8 m)	—	100
	4MSF3-7-13-25	Adulte	7 pi (2,1 m)	13 pi (4,0 m)	—	25
	4MSF3-7-13-100	Adulte	7 pi (2,1 m)	13 pi (4,0 m)	—	100
	4MSF3-PED-7-6-25	Pédiatrique	7 pi (2,1 m)	6 pi (1,8 m)	—	25


ÉCHANTILLONNAGE NASAL UNIQUEMENT	ARTICLE	TAILLE	LONGUEUR CO <sub>2</sub>	PACK
	4MSF3-6-25	Adulte	6 pi (1,8 m)	25
	4MSF3-INF-6-25	Nourrisson	6 pi (1,8 m)	25

### PATIENT INTUBÉ, UTILISATION À COURT TERME

Applications clés : Soins intensifs, environnements humidifiés


LIGNE D'ÉCHANTILLONNAGE AVEC ADAPTATEUR ETT 15 mm	ARTICLE	LONGUEUR CO <sub>2</sub>	PACK
	4MSF5-6-25	6 pi (1,8 m)	25
	4MSF5-6-100	6 pi (1,8 m)	100
	4MSF5-13-25	13 pi (4,0 m)	25


## PATIENT INTUBÉ, UTILISATION À COURT TERME SUITE

LIGNE D'ÉCHANTILLONNAGE	ARTICLE	LONGUEUR CO <sub>2</sub>	PACK
	4MSF8-6-25	6 pi (1,8 m)	25
	4MSF8-13-25	13 pi (4,0 m)	25

## PATIENT NON INTUBÉ, UTILISATION PROLONGÉE


Applications clés : Chirurgie médicale, soins intensifs, laboratoire du sommeil ; comprend une tubulure Nafion pour une utilisation à long terme

ÉCHANTILLONNAGE ORAL-NASAL	ARTICLE	TAILLE	LONGUEUR O <sub>2</sub>	LONGUEUR CO <sub>2</sub>	TUBULURES SOUPLES	PACK
	4MSF1-L-7-6-25	Adulte	7 pi (2,1 m)	6 pi (1,8 m)	—	25
	4MSF1-L-7-6-100	Adulte	7 pi (2,1 m)	6 pi (1,8 m)	—	100
	4MSF1-L-7-13-25	Adulte	7 pi (2,1 m)	13 pi (4,0 m)	—	25
	4MSF2-L-PED-7-6-25	Pédiatrique	7 pi (2,1 m)	6 pi (1,8 m)	—	25
	4MSF2-L-PED-7-13-25	Pédiatrique	7 pi (2,1 m)	13 pi (4,0 m)	—	25

ÉCHANTILLONNAGE NASAL UNIQUEMENT	ARTICLE	TAILLE	LONGUEUR CO <sub>2</sub>	PACK
	4MSF3-L-6-25	Adulte	6 pi (1,8 m)	25

## PATIENT INTUBÉ, UTILISATION PROLONGÉE

Applications clés : Soins intensifs, environnements à forte humidité ; comprend une tubulure Nafion

LIGNE D'ÉCHANTILLONNAGE AVEC ADAPTATEUR ETT 15 mm	ARTICLE	LONGUEUR CO <sub>2</sub>	PACK
	4MSF5-L-6-25	6 pi (1,8 m)	25
	4MSF5-L-6-100	6 pi (1,8 m)	100
	4MSF5-L-13-25	13 pi (4,0 m)	25

LIGNE D'ÉCHANTILLONNAGE SANS ADAPTATEUR	ARTICLE	LONGUEUR CO <sub>2</sub>	Pack
	4MSF8-L-6-25	6 pi (1,8 m)	25