

ENFLOW®輸液と血液加温

ラテックスフリー

enFlow® システムでは、すべての臨床領域にわたって、加温した血液またはIV輸液を適切なタイミングで供給できます。患者の適切な体温を常に維持することで、enFlow は病院に臨床的および経済的利点をもたらすことができます。正常体温を維持すると、合併症が軽減され、回復時間が短縮されるだけでなく、患者の入院期間が短縮され、病院費用も削減されます。



機能性

- 見やすい自己方向表示ディスプレイ
- KVOから200mL/分までの効果的な加温
- カートリッジは輸送中も整列したままにできます
- ケア過程を通して患者に付随します

本加温装置は、使い捨てカートリッジと併用して血液または静脈内輸液を加温するように設計されています。点滴部位からインチ以内に置くことができ、点滴ライン内の液体冷却の可能性を低減します。

ENFLOW®およびアクセサリ

品目	名称	数/パック
980121EU	コントローラー	1
980105VS	加温器	1
980200EU	延長部のない使い捨てパリエンコーティングカートリッジ	30
980202EU	ディスプレイパリエンコーティングカートリッジ、3" 延長	30
980305VS	加温装置ホルダー	20
980304VS30	絶縁型ウォーマーストラップ	30
91000170	EU大陸用PowerCord 10フィート	1
91000172	UK電源コード 10フィート	1



980305VS



980304VS30



980200EU



91000170/91000172