

MEDISORB®

ABSORBEUR DE CHAUX SODÉE DE QUALITÉ MÉDICALE DE CO₂

SANS LATEX | JETABLE | SANS DEHP

Medisorb® est un absorbeur de CO₂ conçu pour être utilisé avec les systèmes d'anesthésie dans les hôpitaux ou les centres chirurgicaux. Il élimine efficacement le CO₂ des gaz de respiration pendant les interventions anesthésiques.



M1173310
Compatible avec les systèmes
Aespire™ GE, Avance™ GE,
Aisys™ GE et d'anesthésie



Absorbant de chaux
sodée de qualité
médicale de CO₂
Medisorb EF



427000100
Compatible avec les
systèmes d'anesthésie
Aestiva GE



2079796-001
Compatible avec la série GE Carestation™ 600

CARACTÉRISTIQUES

- Formule faiblement alcaline disponible. Elle est spécifiquement formulée pour réduire les risques de dégradation des agents anesthésiques.
- Le changement de couleur indique la progression de l'absorption.
- La forme en D des granules empêche l'agglutination pour une meilleure distribution du débit gazeux.
- Compatible avec les appareils d'anesthésie GE Healthcare.
- Utilisation sans danger avec le desflurane.
- La teneur contrôlée en humidité empêche la dessiccation.
- Conforme aux recommandations de l'APSF pour la dégradation des agents anesthésiques.

ABSORBANT EF

ARTICLE	DESCRIPTION	PACK
M1173311	Multi-absorbant EF, jetable, 0,8 kg	6
2079797-001	Medisorb EF EX, jetable, 1 kg	6

ABSORBEUR

ARTICLE	DESCRIPTION	PACK
M1173310	Multi-absorbant, jetable, 0,8 kg	6
8570043	Pack de deux, réservoir de 4,5 kg	2
2079796-001	Medisorb EX, jetable, 1,2 kg	6
427000100	Medisorb, jetable, 1,1 kg	12