

MASQUES DE VENTILATION NON INVASIFS AIRLIFE®

SANS LATEX | SANS DEHP

Les masques faciaux et nasaux de ventilation non invasive (VNI) AirLife® offrent aux cliniciens une option fiable tout en assurant le confort et la sécurité des patients. Le harnais réglable en quatre points facilite l'ajustement et le réglage, tandis que le coude pivotant souple réduit le couple appliqué au joint entre le masque et le patient, ce qui contribue à limiter les points de pression.



Repose-front réglable pour plus de confort et de stabilité

Connecteur pivotant souple facilitant le positionnement du circuit



Le clip à libération rapide élimine le besoin de réajustement après le retrait



Masque nasal

LE MASQUE FLÉCHIT LORSQUE LE CIRCUIT EST TIRÉ



Masque fléchi



Masque non fléchi

CARACTÉRISTIQUES

- Harnais quatre points confortable avec sangle en couronne pour une meilleure stabilité et étanchéité
- Joint souple qui s'adapte au visage, réduisant le besoin de serrer trop fort
- Conception légère en silicone qui épouse le visage du patient pour un ajustement confortable
- Incluent des options avec et sans événement et sont disponibles en trois tailles pour s'adapter à un large éventail de patients.

MASQUES DE VNI AIRLIFE®

ARTICLE	DESCRIPTION	TAILLE	PACK
NIV040S	Masque facial, avec événement et valve anti-asphyxie (VAA)	Petit	10
NIV040M	Masque facial, avec événement et VAA	Moyen	10
NIV040L	Masque facial, avec événement et VAA	Grand	10
NIV043S	Masque facial, sans événement avec VAA	Petit	10
NIV043M	Masque facial, sans événement avec VAA	Moyen	10
NIV043L	Masque facial, sans événement avec VAA	Grand	10
NIV041S	Masque facial, sans événement	Petit	10
NIV041M	Masque facial, sans événement	Moyen	10
NIV041L	Masque facial, sans événement	Grand	10
NIV042S	Masque nasal, avec événement	Petit	10
NIV042M	Masque nasal, avec événement	Moyen	10
NIV042L	Masque nasal, avec événement	Grand	10
NIV044S	Masque nasal, sans événement avec VAA	Petit	10
NIV044M	Masque nasal, sans événement avec VAA	Moyen	10
NIV044L	Masque nasal, sans événement avec VAA	Grand	10

LIT-20362-C1 Rev1