

AIRLIFE®非侵襲的人工呼吸マスク


ラテックスフリー | DEHPフリー

AirLife®非侵襲的人工呼吸 (NIV) フルフェイスおよび鼻マスクは、患者の快適性と安全性を確保しながら、臨床医に信頼性の高いオプションを提供します。調節可能な4点式ヘッドギアにより、フィットと調整が容易になります。また、フレキシブルなスイベルエルボーにより、マスクと患者の間のシールにかかるトルクが減少し、圧力ポイントが最小限に抑えられます。



調整可能な前頭用レストで快適性と安定性を確保

フレキシブルなスイベルコネクタにより回路の位置決めが容易



クイックリリースクリップにより、抜去後の再装着が不要



鼻マスク

回路を引くとマスクが曲がる



屈曲時のマスク



マスクが曲がる

特徴

- 安定性とシーリングを向上させるクラウンストラップ付きの快適な4点式ヘッドギア
- 顔にフィットするソフトシールにより、締めすぎを軽減
- 患者の顔にぴったりと沿う軽量シリコン製デザインにより、快適な装着感を実現
- ベント付きとベントなしの両方のオプションがあり、幅広い患者に適合する3つのサイズがあります。

AIRLIFE® NIVマスク

品目	名称	サイズ	数/パック
NIV040S	窒息防止弁 (AAV) 付き換気フルフェイスマスク	小	10
NIV040M	フルフェイスマスク、AAV付き、換気	中	10
NIV040L	フルフェイスマスク、AAV付き、換気	大	10
NIV043S	フルフェイスマスク、AAVなし、非換気	小	10
NIV043M	フルフェイスマスク、AAV付き、非換気	中	10
NIV043L	フルフェイスマスク、AAVなし、非換気	大	10
NIV041S	フルフェイスマスク、非換気	小	10
NIV041M	フルフェイスマスク、非換気	中	10
NIV041L	フルフェイスマスク、非換気	大	10
NIV042S	鼻マスク、換気付き	小	10
NIV042M	鼻マスク、換気付き	中	10
NIV042L	鼻マスク、換気付き	大	10
NIV044S	鼻マスク、AAV付き、非換気	小	10
NIV044M	鼻マスク、AAV付き、非換気	中	10
NIV044L	鼻マスク、AAV付き、非換気	大	10