

MASCARILLA Y SISTEMA SUPERNO₂VA® ET


SIN LÁTEX | PARA USO EN UN SOLO PACIENTE | DESECHABLE | SIN DEHP | COMPATIBLE CON RM

El SuperNO₂VA® Et es un sistema no invasivo diseñado para administrar oxígeno y presión positiva en las vías aéreas a pacientes con riesgo de obstrucción de las vías aéreas altas durante procedimientos de sedación de moderada a profunda.



Mascarilla mediana para adultos
(SEM-20)


Mascarilla grande para adultos
(SEL-20)



PREOPERATORIO
Permite la preoxigenación
para mantener el O₂



INTRAOPERATORIO
Mantiene abiertas las vías aéreas
durante la sedación profunda y
permiten la supervisión del EtCO₂



POSOPERATORIO
Proporciona soporte durante
el transporte y en la URPA

SUPERNO₂VA® ET

- Diseñado para optimizar la oxigenación y la ventilación
- Administra oxígeno y presión positiva nasal a las vías aéreas durante todo el proceso asistencial
- Evita la progresión innecesaria a procedimientos invasivos en las vías aéreas
- Mantiene las vías aéreas abiertas y minimiza la obstrucción de las vías aéreas altas
- Permite la ventilación de rescate sin equipos costosos
- Permite un acceso oral completo, comparte eficazmente la vía aérea
- Uso preoperatorio, intraoperatorio y posoperatorio:
 - Preoperatorio: preoxigenación
 - Intraoperatorio: mantiene abiertas las vías aéreas altas de forma neumática durante los procedimientos de sedación de moderada a profunda; permite la supervisión continua del EtCO₂
 - Posoperatorio: favorece la permeabilidad de las vías aéreas en la URPA y la recuperación tras anestesia general; permite la supervisión del EtCO₂ para la detección precoz de la afectación respiratoria

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO DE LA MASCARILLA	ALTURA DEL PACIENTE	PK
SEM-20	Mascarilla SuperNO ₂ VA Et	Mediana para adultos	140 cm-206 cm	20
SEL-20	Mascarilla SuperNO ₂ VA Et	Grande para adultos	178 cm-221 cm	20
SSEM-20	Sistema de mascarilla SuperNO ₂ VA, bolsa de hiperinflado de 2 l, línea de muestreo de gas EtCO ₂ y tubo de O ₂	Mediana para adultos	140 cm-205 cm	20
SSEL-20	Sistema de mascarilla SuperNO ₂ VA, bolsa de hiperinflado de 2 l, línea de muestreo de gas EtCO ₂ y tubo de O ₂	Grande para adultos	178 cm-221 cm	20