

MEDISORB®

MEDIZINISCHES SODAKALK-CO²-ABSORPTIONSMITTEL

LATEXFREI | EINWEGPRODUKT | DEHP-FREI

Medisorb® ist ein CO₂-Absorptionsmittel, das für die Verwendung mit Anästhesiesystemen in Krankenhäusern oder chirurgischen Zentren konzipiert ist. Bei Anästhesieverfahren wird CO₂ effektiv aus den Atemgasen entfernt.



8003138
Kompatibel mit GE Aespire™,
GE Avance™ und GE Aisys™
Anästhesiesystemen



Medisorb EF
medizinisches
Sodakalk-CO₂
Absorptionsmittel



427000100
Kompatibel mit GE Aestiva
Anästhesiesystemen



2079796-001
Kompatibel mit der Serie GE Carestation™ 600

MERKMALE

- Alkalinarmer Formulierung verfügbar. Es wurde speziell entwickelt, um Bedenken hinsichtlich des Abbaus von Anästhetika zu reduzieren.
- Die Farbänderung zeigt den Absorptionsfortschritt an.
- Die Form des D-Profil-Granulats verhindert Verklumpungen für eine bessere Verteilung des Gasstroms.
- Kompatibel mit Anästhesiegeräten von GE Healthcare.
- Sichere Verwendung mit Desfluran.
- Kontrollierter Feuchtigkeitsgehalt verhindert Austrocknung.
- Entspricht den APSF-Empfehlungen für den Abbau des Anästhetikums.

EF ABSORBIEREND

ARTIKEL	BESCHREIBUNG	Pckg.
M1173311	Multiabsorber EF, Einwegprodukt, 0,8 kg	6
2079797-001	Medisorb EF EX, Einwegprodukt, 1 kg	6

ABSORBIEREND

ARTIKEL	BESCHREIBUNG	Pckg.
8003138	Multiabsorber, Einwegprodukt, 0,8 kg	6
8570043	Doppelpack, 4,5-kg-Behälter	2
2079796-001	Medisorb EX, Einwegprodukt, 1,2 kg	6
427000100	Medisorb, Einwegprodukt, 1,1 kg	12