

MEDISORB®**ASSORBITORE DI CO₂ DI CALCE SODATA DI GRADO MEDICALE****SENZA LATTICE | MONOUSO | SENZA DEHP**

Medisorb® è un assorbitore di CO₂ progettato per l'uso con sistemi di anestesia in ospedali o centri chirurgici. Rimuove efficacemente la CO₂ dai gas respiratori durante le procedure di anestesia.



8003138
Compatibile con i sistemi
per anestesia GE Aespire™,
GE Avance™ e GE Aisys™.



Assorbitore di CO₂
di calce sodata di grado
medicale Medisorb EF



427000100
Compatibile con i sistemi
per anestesia GE Aesiva



2079796-001
Compatibile con le serie GE Carestation™ 600

CARATTERISTICHE

- È disponibile una formulazione a basso contenuto alcalino. È specificamente formulato per contribuire a ridurre le problematiche legate alla degradazione degli agenti anestetici.
- Il cambiamento di colore indica il progresso dell'assorbimento.
- La forma del granulo con profilo a D impedisce la formazione di grumi per una migliore distribuzione del flusso di gas.
- Compatibile con le macchine per anestesia GE Healthcare.
- Utilizzo sicuro con desflurano.
- Il contenuto di umidità controllato impedisce l'essiccazione.
- Conforme alle raccomandazioni APSF per la degradazione degli agenti anestetici.

ASSORBITORE EF

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PZ.
M1173311	Multi-assorbitore EF, monouso, 0,8 kg	6
2079797-001	Medisorb EF EX, monouso, 1 kg	6

ASSORBITORE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PZ.
8003138	Multi-assorbitore, monouso, 0,8 kg	6
8570043	Confezione doppia, contenitore da 4,5 kg	2
2079796-001	Medisorb EX, monouso, 1,2 kg	6
427000100	Medisorb, monouso, 1,1 kg	12