

MEDISORB®

医療用ソーダ石灰CO₂ 吸収剤

ラテックスフリー | ディスポーザブル | DEHPフリー

Medisorb®は、病院または手術センターの麻酔システム用に設計されたCO₂ 吸収剤です。麻酔中に呼吸ガスからCO₂を効果的に除去します。



8003138
GE Aespire™、GE Avance™、GE Aisys™
および麻酔システムとの互換性



Medisorb EF医療用ソーダ石灰CO₂吸収剤



427000100
GE Aestiva麻酔システムとの互換性



2079796-001
GE Carestation™ 600シリーズと互換性あり

特徴

- 低アルカリ性の処方があります。麻酔ガスの劣化に対する懸念を軽減するように特別に配合されています。
- 色の変化は吸収の進行状況を示します。
- Dプロファイルの顆粒形状により、ガスフローの分布を改善します。
- GE Healthcare麻酔器と互換性があります。
- デスフルランと併用しても安全です。
- コントロールされた水分含有量が乾燥を防ぎます。
- 麻酔ガスの劣化に関するAPSFの推奨に適合しています。

EF吸収剤

品目	名称	PK
M1173311	マルチアブソーバ EF、ディスポーザブル、0.8 kg	6
2079797-001	Medisorb EF EX、使い捨て、1 kg	6

吸収剤

品目	名称	PK
8003138	マルチアブソーバ、ディスポーザブル、0.8 kg	6
8570043	ツインパック、4.5 kgキャニスター	2
2079796-001	Medisorb EX、ディスポーザブル、1.2 kg	6
427000100	Medisorb、ディスポーザブル、1.1 kg	12